



DS Implants™

## Каталог продукції для протезування

Astra Tech Implant System® EV

DS OmniTaper™ Implant System

DS PrimeTaper® Implant System



Всі інструкції з використання Dentsply Sirona доступні на сайті [www.dentsplysirona.com/ifu](http://www.dentsplysirona.com/ifu).

Не всі продукти можуть бути сертифіковані/випущені/ліцензовані на всіх ринках. Будь ласка, зверніться до місцевого офісу продажів Dentsply Sirona для отримання інформації про поточний асортимент та наявність продукції.

Щоб покращити читабельність для наших клієнтів, Dentsply Sirona не використовує ® або ™ в основному тексті. Однак Dentsply Sirona не відмовляється від будь-яких прав на торговельну марку, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як протилежне.

Усі торгові марки та назви компаній є власністю відповідних власників.

Ілюстрації продуктів не в масштабі.



ЗМІСТ

|                                               |     |                                                   |    |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----|
| <b>1. Введення</b>                            | 4   | <b>Каталог продукції для</b>                      |    |
| Кольорове кодування                           | 4   | <b>Протезування Astra Tech Implant EV Profile</b> |    |
| З'єднання імплантат-абатмент                  | 5   | <b>13. Введення</b>                               | 59 |
| Упаковка                                      | 5   | З'єднання імплантат-абатмент                      | 59 |
| <b>2. Огляд систем</b>                        | 6   | <b>14. Огляд компонентів під Profile</b>          | 60 |
| <b>3. Гвинти-заглушки</b>                     | 16  | <b>15. Гвинти-заглушки</b>                        | 64 |
| <b>4. Формувачі ясен</b>                      |     | <b>16. Формувачі ясен</b>                         |    |
| HealDesign                                    | 16  | HealDesign Profile                                | 64 |
| Healing Abutment                              | 18  | <b>17. Тимчасові абатменти</b>                    |    |
| <b>5. Тимчасові абатменти</b>                 |     | Temp Abutment Profile                             | 65 |
| Temp Abutment                                 | 19  | TempDesign Profile                                | 65 |
| TempDesign                                    | 19  | Abutments screws                                  | 65 |
| Abutment screws                               | 20  | <b>18. Зняття відбитків і</b>                     |    |
| TempBase Cap                                  | 20  | <b>лабораторні компоненти</b>                     |    |
| <b>6. Зняття відбитків і</b>                  |     | Implant Pick-Up Design Profile                    | 66 |
| <b>лабораторні компоненти</b>                 |     | Implant Transfer Profile                          | 66 |
| Implant Pick-Up Design                        | 21  | Implant Replica Profile                           | 66 |
| Implant Transfer                              | 22  | Scan components                                   | 67 |
| Компоненти сканування                         | 23  | Lab Abutment Screw                                | 68 |
| Implant Analog                                | 24  | <b>19. Реставрації з цементною фіксацією</b>      |    |
| Lab Abutment Screw                            | 24  | TiDesign Profile                                  | 68 |
| <b>7. Аналоги для друкованих моделей</b>      |     | <b>20. Реставрації з гвинтовою фіксацією</b>      |    |
| Printed Model Analog                          | 25  | Angled Abutment Profile EV                        | 69 |
| Instruments for Printed Model Analog          | 26  | MultiBase                                         | 69 |
| <b>8. Реставрації з цементною фіксацією</b>   |     | Uni Abutment EV                                   | 69 |
| TiDesign                                      | 27  | <b>21. Реставрації на аттачменах</b>              |    |
| Direct Abutment                               | 29  | LOCATOR R-Tx®                                     | 70 |
| CastDesign                                    | 31  | LOCATOR® Abutment EV                              | 70 |
| TitaniumBase                                  | 31  | Ball Abutment EV                                  | 70 |
| <b>9. Реставрації з гвинтовою фіксацією</b>   |     | <b>22. Додаток</b>                                |    |
| MultiBase                                     | 32  | Acuris conometric concept                         | 71 |
| Uni Abutment                                  | 38  | Atlantis patient-specific restorations            | 71 |
| Bridge Screw EV                               | 41  | <b>23. Специфікації матеріалів</b>                | 72 |
| Lab Bridge Screw EV                           | 41  | <b>24. Показчик</b>                               | 73 |
| Lab Abutment Pin EV                           | 41  |                                                   |    |
| Angled Abutment                               | 42  |                                                   |    |
| <b>10. Реставрації на аттачменах</b>          |     |                                                   |    |
| LOCATOR R-Tx®                                 | 44  |                                                   |    |
| LOCATOR®                                      | 47  |                                                   |    |
| Ball Abutment                                 | 49  |                                                   |    |
| Dalbo Plus                                    | 51  |                                                   |    |
| <b>11. Реставрації з фрикційною фіксацією</b> | 51  |                                                   |    |
| Conometric .                                  | .51 |                                                   |    |
| <b>12. Ортопедичні інструменти</b>            | 54  |                                                   |    |
| Ортопедичний лоток                            | 57  |                                                   |    |

# 1. Введення

Ортопедичний асортимент має кольорове кодування, маркування та геометричні малюнки, які спрощують правильну ідентифікацію відповідних компонентів.

Кожен розмір з'єднання імплантат-абатмент ідентифікується певним кольором. Колір наноситься безпосередньо на компоненти та інструменти, а також на упаковку та інформаційні матеріали, де це доречно.

Таблиці сумісності розмірів з'єднання

| PrimeTaper EV Implant               | Ø3.0 мм                                                                             | Ø3.6 мм                                                                             | Ø4.2 мм                                                                               | Ø4.8 мм                                                                               | Ø5.4 мм                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір з'єднання імплантат-абатмент |    |    |    |    |    |
| OmniTaper EV Implant                | Ø3.0 мм                                                                             | Ø3.4 мм                                                                             | Ø3.8 мм                                                                               | Ø4.5 мм                                                                               | Ø5.5 мм                                                                               |
| Розмір з'єднання імплантат-абатмент |    |    |    |    |    |
| Astra Tech Implant EV               | Ø3.0 мм                                                                             | Ø3.6 мм                                                                             | Ø4.2 мм                                                                               | Ø4.8 мм                                                                               | Ø5.4 мм                                                                               |
| Розмір з'єднання імплантат-абатмент |  |  |  |  |  |

## З'єднання імплантат-абатмент — EV з'єднання

Імплантати мають унікальний з'єднання, що забезпечує три різні варіанти розміщення/індексації абатментів.

### Варіанти встановлення/індексації абатментів

#### Тільки в одному положенні

Максимально індивідуалізовані абатменти Atlantis встановлюються тільки в одному положенні.




#### Шість положень

Індексовані абатменти можуть бути встановлені в шести положеннях.



#### Неіндексовані

Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому кутовому положенні.



## Ортопедична упаковка



## XS Огляд



Тільки в одному положенні



Шість положень



Неіндексовані положення



Круглий

### Гвинти-заглушки

Гвинт- заглушка (Cover Screw EV)



6801 0001

### Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 3.5 2.5 мм 68013001
- Ø 3.5 3.5 мм 68013002
- Ø 3.5 4.5 мм 68013003
- Ø 3.5 6.5 мм 68013004

Healing Abutment EV



- Ø 4.0 2.0 мм 68013044
- Ø 4.0 3.0 мм 68013045
- Ø 4.0 4.0 мм 68013046
- Ø 4.0 6.0 мм 68013047

Cement-retained

### Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV\*



Ø 3.3 1 мм 68013064

TempDesign EV\*



Ø 6.5 мм 25503

TempBase Cap\*\*



Ø 3.0–3.8 6801 001 3

### Абатменти

TiDesign EV



- Ø 4.0 1.5 мм 68012001
- Ø 4.0 2.5 мм 68012002
- Ø 4.0 3.5 мм 68012003
- Ø 4.0 4.5 мм 68012004
- Ø 4.0 15° 1.5 мм 6801 2005
- Ø 4.0 15° 2.5 мм 68012006
- Ø 4.0 15° 3.5 мм 68012007
- Ø 4.0 15° 4.5 мм 6801 2008

\*Також для реставрації одиночного зуба з гвинтовою фіксацією \*\* Тільки для попередньо встановленої TempBase на імплантат OmniTaper EV

Screw-retained

### Абатменти

MultiBase Abutment EV



- 1.5 мм 68012171
- 2.5 мм 68012172
- 3.5 мм 68012173

Uni Abutment EV



- 2 мм 25555
- 3 мм 25556
- 5 мм 25557

### Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм 6801 2230

Uni Abutment EV Heal Cap



- Ø 4.3 Короткий 25952
- Ø 4.3 25 616
- Ø 5.5 Короткий 25953
- Ø 5.5 25 617

### Відбитки

MultiBase Pick-Up



6801 2232

MultiBase Transfer



6801 2231

## TitaniumBase EV\*



Ø 4.0 1 мм 68012081  
Ø 4.0 2 мм 68012082

## Direct Abutment EV



Ø 3.3 1 мм 25361  
Ø 3.3 2 мм 25362  
Ø 3.3 3 мм 25363

## Відбитки імплантатів

## Implant Pick-Up EV Design



Довгий 68014013

## Implant Transfer EV



Довгий 68014022

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## Lab Abutment Screw EV



6801 4029

## Implant Analog EV



6801 4034

## Printed Model Analog EV



68020083

## Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

## Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234  
18 мм 68012235  
22 мм 68012236

## Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

## MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

## Lab Bridge Screw EV



25656

## Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

## MultiBase Analog



68012238

## Uni Abutment EV Replica



25615

## Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

## Циліндри

## MultiBase Temporary Cylinder



68012239

## Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

## MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

## Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

## MultiBase Burnout Cylinder



68012240

## Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

## Гвинти мостоподібного протезу

## MultiBase Bridge Screw



6801 2233

## Bridge Screw EV



25481

S

## Огляд



Тільки в одному Шість положень Неіндексовані положенні



Круглий



Трикутний

## Гвинти-заглушки

## Cover Screw EV



6801 0002

## Формувачі ясен

## HealDesign EV



- Ø 4.0 2.5 мм 68013005
- Ø 4.0 3.5 мм 68013006
- Ø 4.0 4.5 мм 68013007
- Ø 4.0 6.5 мм 68013008
- Ø 5.0 2.5 мм 68013009
- Ø 5.0 3.5 мм 68013010
- Ø 5.0 4.5 мм 68013011
- Ø 5.0 6.5 мм 68013012
- Ø 6.0 3.5 мм 68013013
- Ø 6.0 4.5 мм 68013014
- Δ Ø 5.0 3.5 мм 68013039

## Healing Abutment EV



- Ø 4.0 2.0 мм 68013048
- Ø 4.0 3.0 мм 68013049
- Ø 4.0 4.0 мм 68013050
- Ø 4.0 6.0 мм 68013051

\* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією

\*\* Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

## Cement-retained

## Тимчасові абатменти та компоненти

## TempAbutment EV\*



Ø 4.0 1 мм 68013066

## TempDesign EV\*



Ø 7.5 мм 25504

## TempBase Cap\*\*



Ø 3.0-3.8 68010013

## Абатменти

## TiDesign EV



- Ø 4.5 1.5 мм 6801 2009
- Ø 4.5 2.5 мм 6801 2010
- Ø 4.5 3.5 мм 68012011
- Ø 4.5 4.5 мм 68012012
- Ø 4.5 15° 1.5 мм 6801 2017
- Ø 4.5 15° 2.5 мм 68012018
- Ø 4.5 15° 3.5 мм 68012019
- Ø 4.5 15° 4.5 мм 68012020
- Δ Ø 5.5 1.5 мм 6801 2025

## Screw-retained

## Абатменти

## Uni Abutment EV



- 1 мм 25558
- 2 мм 25559
- 3 мм 25560
- 5 мм 25561

## MultiBase Abutment EV



- 1.5 мм 68012174
- 2.5 мм 68012175
- 3.5 мм 68012176
- 4.5 мм 68012177
- 17° 1.5 мм 68012178
- 17° 2.5 мм 68012179
- 17° 3.5 мм 68012180
- 17° 4.5 мм 68012181
- 17° 1.5 мм 68012182
- 17° 2.5 мм 68012183
- 17° 3.5 мм 68012184
- 17° 4.5 мм 68012185
- 30° 1.5 мм 68012186
- 30° 2.5 мм 68012187
- 30° 1.5 мм 68012190
- 30° 2.5 мм 68012191

## Angled Abutment EV 20°



- Ø 4.2 1 мм 25619
- Ø 4.2 2 мм 25620
- Ø 4.2 1 мм 25621
- Ø 4.2 2 мм 25622

## Загоювальні ковпачки

## MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм 68012230

## Uni Abutment EV Heal Cap



- Ø 4.3 Короткий 25952
- Ø 4.3 25616
- Ø 5.5 Короткий 25953
- Ø 5.5 25617

## Angled Abutment EV Heal Cap



25650

## Відбитки

## MultiBase Pick-Up



68012232

## MultiBase Transfer



68012231

## Angled Abutment EV Pick-up



26244

## Attachment-retained

## Абатменти

## LOCATOR R-Tx® Abutment EV



- 1 мм 68012414
- 2 мм 68012415
- 3 мм 68012416
- 4 мм 68012417
- 5 мм 68012418
- 6 мм 68012419

## LOCATOR® Abutment EV



- 1 мм 25657
- 2 мм 25658
- 3 мм 25659
- 4 мм 25660
- 5 мм 25661

## Ball Abutment EV



- 1 мм 25684
- 2 мм 25685
- 3 мм 25686
- 4 мм 25687
- 5 мм 25688
- 7 мм 25689

## Відбитки абатментів

## LOCATOR R-Tx® Impression Coping



68012444

## LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Friction-retained

## Абатменти

## Conometric abutment



- Ø 3.3 0° 1 мм 26115
- Ø 3.3 0° 2 мм 26116
- Ø 3.3 0° 3 мм 26117



- Ø 4.5 0° 1 мм 26121
- Ø 4.5 0° 2 мм 26122
- Ø 4.5 0° 3 мм 26123
- Ø 4.5 15° 1 мм 26127
- Ø 4.5 15° 2 мм 26128
- Ø 4.5 15° 3 мм 26129

## Тимчасові компоненти

## Conometric Temporization cap



- Ø 3.3/4.6 31072112
- Ø 4.5/5.8 31072114

## CastDesign EV\*



Ø 4.11 мм 68012077

## Direct Abutment EV



Ø 4 1 мм 25364  
Ø 4 2 мм 25365  
Ø 4 3 мм 25366

## TitaniumBase EV\*



Ø 4.11 мм 68012083  
Ø 4.12 мм 68012084

## Відбитки імплантів

## Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014009  
Довгий 68014014

## Implant Transfer EV



Короткий 68014018  
Довгий 68014023

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## Lab Abutment Screw EV



68 014030

## Printed Model Analog EV



68020084

## Implant Analog EV



68014035

## Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

## Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234  
18 мм 68012235  
22 мм 68012236

## MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

## MultiBase Analog



68012238

## Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

## Lab Bridge Screw EV



25656

## Uni Abutment EV Replica



25615

## Angled Abutment EV Replica



25652

## Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

## Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

## Циліндри

## MultiBase Temporary Cylinder



68012239

## MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

## MultiBase Burnout Cylinder



68012240

## Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

## Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

## Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

## Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

## Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

## Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

## Гвинти мосто-подібного протезу

## MultiBase Bridge Screw



68012233

## Bridge Screw EV



25 481

## Аналог

## LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



6801 2443

## LOCATOR® Abutment Replica



24 485

## Ball Abutment EV Replica



25 826

## Компоненти кріплення

## LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range



68012439

## LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

## Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete



25 834

## LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

## LOCATOR® Process



24 483

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432 Pink 68012434  
Blue 68012433 Clear 68012435

## LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

## LOCATOR® Insert – Male



Blue 24488  
Pink 24487  
Clear 24486

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436  
Magenta 68 012437  
Gold 68012438

## LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

## LOCATOR® Insert – Extended Range Male



Grey 25679 Orange 25843  
Red 24492 Green 24489

## Healing cap

## Conometric Healing Cap



Ø3.3/4.8 31072101  
Ø3.3/6.0 31072102  
Ø4.5/6.0 31072103

## Відбитки

## Conometric Impression Cap



Ø3.3/5.4 31072001  
Ø4.5/5.4 31072002

## Лабораторні компоненти

## Conometric Analog



Ø3.3 31047210  
Ø4.5 31072020

## Conometric Lab Cap



Ø3.3/4.6 31072121  
Ø4.5/5.8 31072123

## Conometric Final Cap



Ø3.3/4.6 31072301  
Ø4.5/5.8 31072303





## CastDesign EV\*



Ø 4.1 1 мм 68012078

## Direct Abutment EV



Ø 5.1 мм 25367  
Ø 5.2 мм 25368  
Ø 5.3 мм 25369  
Ø 6.1 мм 25494  
Ø 6.2 мм 25495  
Ø 6.3 мм 25496

## TitaniumBase EV\*



Ø 4.7 1 мм 68012088  
Ø 4.7 2 мм 68012089

## Відбитки імплантатів

## Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014010  
Довгий 68014015

## Implant Transfer EV



Короткий 68014019  
Довгий 68014024

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## Lab Abutment Screw EV



68014031

## Printed Model Analog EV



68020085

## Implant Analog EV



68014036

## Лабораторна продукція

## Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

## Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234  
18 мм 68012235  
22 мм 68012236

## Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

## Angled Abutment EV Replica



25652

## MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

## Lab Bridge Screw EV



25656

## MultiBase Analog



68012238

## Uni Abutment EV Replica



25615

## Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

## Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

## Циліндри

## MultiBase Temporary Cylinder



68012239

## MultiBase Semi-Burnout Cylinder



6801243

## MultiBase Burnout Cylinder



68012240

## Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

## Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

## Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

## Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

## Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

## Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

## Гвинти мосто-подібного протезу

## MultiBase Bridge Screw



68012233

## Bridge Screw EV



25481

## Аналог

## LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



68012443

## LOCATOR® Abutment Replica



24485

## Ball Abutment EV Replica



25826

## Компоненти кріплення

## LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack



6801 2439

## LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

## Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete



25834

## LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

## LOCATOR® Process



24483

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432  
Blue 68012433  
Pink 68012434  
Clear 68012435

## LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

## LOCATOR® Insert – Male



Blue 24488  
Pink 24487  
Clear 24486

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436  
Magenta 68012437  
Gold 68012438

## LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

## LOCATOR® Insert – Extended Range Male



Grey 25679  
Red 24492  
Orange 25843  
Green 24489

## Healing cap

## Conometric Healing Cap



Ø3.3/4.8 31072101  
Ø3.3/6.0 31072102  
Ø4.5/6.0 31072103

## Відбитки

## Conometric Impression Cap



Ø3.3/5.4 31072001  
Ø4.5/5.4 31072002

## Лабораторні компоненти

## Conometric Analog



Ø3.3 31047210  
Ø4.5 31072020

## Conometric Lab Cap




Ø3.3/4.6 31072121  
Ø4.5/5.8 31072123

## Conometric Final Cap



Ø3.3/4.6 31072301  
Ø4.5/5.8 31072303

## Огляд



### Гвинти-заглушки

Cover Screw EV



6801 0006


### Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 5.0 2.5 мм 68013023
- Ø 5.0 3.5 мм 68013024
- Ø 5.0 4.5 мм 68013025
- Ø 5.0 6.5 мм 68013026
- Ø 6.5 2.5 мм 68013027
- Ø 6.5 3.5 мм 68013028
- Ø 6.5 4.5 мм 68013029
- Ø 6.5 6.5 мм 68013030
- Ø 7.5 3.5 мм 68013031
- Ø 7.5 4.5 мм 68013032
- △ Ø 5.0 3.5 мм 68013042
- △ Ø 6.5 3.5 мм 68013043

Healing Abutment EV



- Ø 4.3 2.0 мм 68013056
- Ø 4.3 3.0 мм 68013057
- Ø 4.3 4.0 мм 68013058
- Ø 4.3 6.0 мм 68013059

\* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією

\*\* Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

## Cement-retained

### Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV\*



Ø 5 1 мм 68013072

TempDesign EV\*



Ø 10 5 мм 25506

TempBase Cap\*\*



Ø 4.5 68010014

### Абатменти

TiDesign EV



- Ø 7.0 1.5 мм 68012052
- Ø 7.0 2.5 мм 68012053
- Ø 7.0 3.5 мм 68012054
- Ø 7.0 4.5 мм 68012055
- Ø 5.5 15° 1.5 мм 68012056
- Ø 5.5 15° 2.5 мм 68012057
- Ø 5.5 15° 3.5 мм 68012058
- Ø 5.5 15° 4.5 мм 68012059
- △ Ø 5.5 1.5 мм 68012060
- △ Ø 7.0 1.5 мм 68012061

## Screw-retained

### Абатменти

Uni Abutment EV



- 1 мм 25566
- 2 мм 25567
- 3 мм 25568
- 5 мм 25569

MultiBase Abutment EV



- 1.5 мм 68012210
- 2.5 мм 68012211
- 3.5 мм 68012212
- 4.5 мм 68012213
- 17° 1.5 мм 68012214
- 17° 2.5 мм 68012215
- 17° 3.5 мм 68012216
- 17° 4.5 мм 68012217
- 17° 1.5 мм 68012218
- 17° 2.5 мм 68012219
- 17° 3.5 мм 68012220
- 17° 4.5 мм 68012352
- 30° 1.5 мм 68012221
- 30° 2.5 мм 68012222
- 30° 1.5 мм 68012223
- 30° 2.5 мм 68012224

Angled Abutment EV 20°



- Ø 4.2 1 мм 25631
- Ø 4.2 2 мм 25632
- Ø 4.2 1 мм 25633
- Ø 4.2 2 мм 25634

### Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм 68012230

Uni Abutment EV Heal Cap



- Ø 4.3 Короткий 25952
- Ø 4.3 25616
- Ø 5.5 Короткий 25953
- Ø 5.5 25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

### Відбитки

MultiBase Pick-Up



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

## Attachment-retained

### Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



- 1 мм 68012426
- 2 мм 68012427
- 3 мм 68012428
- 4 мм 68012429
- 5 мм 68012430
- 6 мм 68012431

LOCATOR® Abutment EV



- 1 мм 25667
- 2 мм 25668
- 3 мм 25669
- 4 мм 25670
- 5 мм 25671

Ball Abutment EV



- 1 мм 25696
- 2 мм 25697
- 3 мм 25698
- 4 мм 25699
- 5 мм 25700
- 7 мм 25701

### Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



68012444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## CastDesign EV\*



Ø 5.11 мм 68012079

## Direct Abutment EV



Ø 5 1 мм 25370  
 Ø 5 2 мм 25371  
 Ø 5 3 мм 25372  
 Ø 6 1 мм 25497  
 Ø 6 2 мм 25498  
 Ø 6 3 мм 25499

## TitaniumBase EV\*



Ø 5.0 1 мм 68012090  
 Ø 5.0 2 мм 68012091

## Відбитки імплантатів

## Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014011  
 Довгий 68014016

## Implant Transfer EV



Короткий 68014020  
 Довгий 68014025

## Лабораторна продукція

## Lab Abutment Screw EV



68014032

## Printed Model Analog EV



68020086

## Implant Analog EV



68014037

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
 Ø 4.3 26247  
 Ø 5.5 Короткий 26246  
 Ø 5.5 26248

## Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234  
 18 мм 68012235  
 22 мм 68012236

## MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

## MultiBase Analog



68012238

## Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
 Проміжний 25644  
 Довгий 25645

## Lab Bridge Screw EV



25656

## Uni Abutment EV Replica



25615

## Angled Abutment EV Replica



25 65 2

## Printed Model Analog – Uni Abutment EV



680201 00

## Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020 099

## Циліндри

## MultiBase Temporary Cylinder



68012239

## Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

## Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

## MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

## Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

## Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

## MultiBase Burnout Cylinder



68012240

## Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

## Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

## Гвинти мосто-подібного протезу

## MultiBase Bridge Screw



68012233

## Bridge Screw EV



25481

## Аналог

## LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



68012443

## LOCATOR® Abutment Replica



24485

## Ball Abutment EV Replica



25826

## Компоненти кріплення

## LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range



68012439

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432  
 Blue 68012433  
 Pink 68012434  
 Clear 68012435

## LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436  
 Magenta 68012437  
 Gold 68012438

## LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

## LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

## LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

## LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

## Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete



25834

## LOCATOR® Process Kit



24483

## LOCATOR® Insert – Male



Blue 24488  
 Pink 24487  
 Clear 24486

## LOCATOR® Insert – Extended Range Male



Grey 25679  
 Red 24492  
 Orange 25843  
 Green 24489

## XL Огляд



Тільки в одному положенні



Шість положень Неіндексовані



Круглий

### Гвинти-заглушки

#### Cover Screw EV



6801 0007

### Формувачі ясен

#### HealDesign EV



- Ø 6.5 2.5 мм 68013033
- Ø 6.5 3.5 мм 68013034
- Ø 6.5 4.5 мм 68013035
- Ø 6.5 6.5 мм 68013036
- Ø 7.5 3.5 мм 68013037
- Ø 7.5 4.5 мм 68013038

#### Healing Abutment EV



- Ø 4.8 2.0 мм 68013060
- Ø 4.8 3.0 мм 68013061
- Ø 4.8 4.0 мм 68013062
- Ø 4.8 6.0 мм 68013063

Cement-retained

### Тимчасові абатменти та компоненти

#### TempAbutment EV\*



Ø 5.5 1 мм 68013074

#### TempDesign EV\*



Ø 10 5 мм 25507

#### TempBase Cap\*\*



Ø 5.5 68010015

### Абатменти

#### TiDesign EV




- Ø 7.0 1.5 мм 68012062
- Ø 7.0 2.5 мм 68012063
- Ø 7.0 15° 1.5 мм 68012064
- Ø 7.0 15° 2.5 мм 68012065

\* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією \*\* Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

Screw-retained

### Абатменти

#### MultiBase Abutment EV



- 1.5 мм 68012225
- 2.5 мм 68012226
- 3.5 мм 68012227
- 4.5 мм 68012228

#### Uni Abutment EV



- 1 мм 25570
- 2 мм 25571
- 3 мм 25572
- 5 мм 25573

### Загоювальні ковпачки

#### MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм 68012230

#### Uni Abutment EV Heal Cap



- Ø 4.3 Короткий 25952
- Ø 4.3 25616
- Ø 5.5 Короткий 25953
- Ø 5.5 25617

### Відбитки

#### MultiBase Pick-Up



68012232

#### MultiBase Transfer



68012231

XL не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

## CastDesign EV\*



Ø 5.11 мм 68012080

## Direct Abutment EV



Ø 6.1 мм 25373  
Ø 6.2 мм 25374  
Ø 6.3 мм 25375

## TitaniumBase EV\*



Ø 5.51 мм 68012092  
Ø 5.52 мм 68012093

## Відбитки імплантатів

## Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014012  
Довгий 68014 017

## Implant Transfer EV



Короткий 680140 2 1  
Довгий 68014 026

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## Lab Abutment Screw EV



68 01 4033

## Printed Model Analog EV



68020087

## Implant Analog EV



68 01 4038

## Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

## Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

## Лабораторна продукція

## MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234  
18 мм 68012235  
22 мм 68012236

## Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

## MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

## Lab Bridge Screw EV



25656

## MultiBase Analog



68012238

## Uni Abutment EV Replica



25615

## Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

## Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

## Циліндри

## MultiBase Temporary Cylinder



68012239

## Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

## MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

## Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

## MultiBase Burnout Cylinder



68012240

## Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Гвинти  
МОСТО-  
ПОДІБ-  
НОГО  
ПРОТЕЗУ

## MultiBase Bridge Screw



68012233

## Bridge Screw EV



25481

### 3. Гвинти-заглушки

#### Cover Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Гвинт-заглушка використовується для герметизації з'єднання імплантату

- Клінічне застосування: двоетапні хірургічні процедури
- Кольорове маркування

#### Cover Screw EV

|         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |
|         | XS                                                                                | S                                                                                 | M                                                                                   | L                                                                                   | XL                                                                                  |
| Артикул | 68010001                                                                          | 68010002                                                                          | 68010005                                                                            | 68010006                                                                            | 68010007*                                                                           |

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV


### 4. Формувачі ясен

#### HealDesign EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Формувач ясен HealDesign EV використовується для контурування м'яких тканин у фазі загоєння.

- В основі дизайну формувачів ясен лежить специфічний для області підхід «crown-down» з урахуванням ряду природних зубів.
- Дизайн імітує різну форму зубів і сприяє підготовці м'яких тканин до встановлення постійного абатмента.
- Значення висоти та діаметра відповідають постійним абатментам і запланованим положенням зубів.
- Клінічне застосування: одно- та двоетапна хірургія
- Кольорове маркування
- Варіанти індексації: шість положень та неіндексовані.



Круглі форми можуть застосовуватися в будь-яких положеннях у роті. Трикутні форми призначені для імплантатів для передніх ділянок і імітують специфічну форму різців та іклів. Трикутний абатмент HealDesign EV складається з двох частин.

#### XS HealDesign EV

|             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Ø мм        | 3.5                                                                               | 3.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 3.5                                                                                 |
| Висота в мм | 2.5                                                                               | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 6.5                                                                                 |
| Артикул     | 68013001                                                                          | 68013002                                                                            | 68013003                                                                            | 68013004                                                                            |

#### S HealDesign EV

|           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |
| Ø мм      | 4                                                                                   | 4                                                                                     | 4                                                                                     | 4                                                                                     |
| Висота мм | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                   | 4.5                                                                                   | 6.5                                                                                   |
| Артикул   | 68013005                                                                            | 68013006                                                                              | 68013007                                                                              | 68013008                                                                              |

|           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |
| Ø мм      | 5                                                                                   | 5                                                                                     | 5                                                                                     | 5                                                                                     |
| Висота мм | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                   | 4.5                                                                                   | 6.5                                                                                   |
| Артикул   | 68013009                                                                            | 68013010                                                                              | 68013011                                                                              | 68013012                                                                              |

|           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |
| Ø мм      | 6                                                                                   | 6                                                                                     | 5                                                                                     |
| Висота мм | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                   | 3.5                                                                                   |
| Артикул   | 68013013                                                                            | 68013014                                                                              | 68013039                                                                              |

**M HealDesign EV**

|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |
| Ø мм      | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 |
| Висота мм | 2.5                                                                               | 3.5                                                                               | 4.5                                                                               | 6.5                                                                               |
| Артикул   | 68013015                                                                          | 68013016                                                                          | 68013017                                                                          | 68013018                                                                          |

|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |  |
| Ø мм      | 6.5                                                                               | 6.5                                                                               | 6.5                                                                               | 6.5                                                                               | 5                                                                                 | 6.5                                                                                |
| Висота мм | 2.5                                                                               | 3.5                                                                               | 4.5                                                                               | 6.5                                                                               | 3.5                                                                               | 3.5                                                                                |
| Артикул   | 68013019                                                                          | 68013020                                                                          | 68013021                                                                          | 68013022                                                                          | 68013040                                                                          | 68013041                                                                           |

**L HealDesign EV**

|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |
| Ø мм      | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Висота мм | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 6.5                                                                                 |
| Артикул   | 68013023                                                                            | 68013024                                                                            | 68013025                                                                            | 68013026                                                                            |

|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø мм      | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 7.5                                                                                 | 7.5                                                                                  | 5                                                                                     | 6.5                                                                                   |
| Висота мм | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                  | 3.5                                                                                   | 3.5                                                                                   |
| Артикул   | 68013027                                                                            | 68013028                                                                            | 68013029                                                                            | 68013030                                                                            | 68013031                                                                            | 68013032                                                                             | 68013042                                                                              | 68013043                                                                              |

**XL HealDesign EV\***

|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |  |
| Ø мм      | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 7.5                                                                                 | 7.5                                                                                  |
| Висота мм | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 6.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                  |
| Артикул   | 68013033                                                                            | 68013034                                                                            | 68013035                                                                            | 68013036                                                                            | 68013037                                                                            | 68013038                                                                             |


\* Не застосовується  
для імплантату  
PrimeTaper EV

**Формувач ясен**  
**Healing Abutment EV**

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Використовується для  
контурування м'яких тканин у фазі загоєння

- Маркування висоти
- Кольорове маркування
- Індикація: неіндексовані



**XS** Healing Abutment EV

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          |          |          |          |
| Ø мм      | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Висота мм | 2        | 3        | 4        | 6        |
| Артикул   | 68013044 | 68013045 | 68013046 | 68013047 |

**S** Healing Abutment EV

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          |          |          |          |
| Ø мм      | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Висота мм | 2        | 3        | 4        | 6        |
| Артикул   | 68013048 | 68013049 | 68013050 | 68013051 |

**M** Healing Abutment EV

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          |          |          |          |
| Ø мм      | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Висота мм | 2        | 3        | 4        | 6        |
| Артикул   | 68013052 | 68013053 | 68013054 | 68013055 |

**L** Healing Abutment EV

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          |          |          |          |
| Ø мм      | 4.3      | 4.3      | 4.3      | 4.3      |
| Висота мм | 2        | 3        | 4        | 6        |
| Артикул   | 68013056 | 68013057 | 68013058 | 68013059 |

**XL** Healing Abutment EV\*

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          |          |          |          |
| Ø мм      | 4.8      | 4.8      | 4.8      | 4.8      |
| Висота мм | 2        | 3        | 4        | 6        |
| Артикул   | 68013060 | 68013061 | 68013062 | 68013063 |

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV



## 5. Тимчасові абатменти

### Тимчасовий Абатмент TempAbutment EV


|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| Ø мм          | 3.3                                                                               | 4.0                                                                               | 4.5                                                                               | 5.0                                                                               | 5.5                                                                               |
| A – Висота мм | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| B – Висота мм | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 |
| Артикул       | 68013064                                                                          | 68013066                                                                          | 68013070                                                                          | 68013072                                                                          | 68013074*                                                                         |

### TempAbutment EV

Титановий сплав<sup>3</sup>, нестерильно

Тимчасовий абатмент використовується як індивідуальна основа для тимчасових реставрацій на рівні імплантів і дозволяє надалі забезпечити додаткове формування м'які тканини.

- Призначений для техніки нарощування
- Переважно використовується в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, обмежені лише одним зубом
- Клінічне застосування: довготривале тимчасове рішення
- У комплекті: TempDesign EV та відповідні гвинт абатменту Abutment Screw EV з кольоровим маркуванням
- Індикація: шість положень



### Тимчасовий Абатмент TempDesign EV


|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| Ø мм          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                  | 10                                                                                  |
| A – Висота мм | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| B – Висота мм | 10                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 10                                                                                  |
| Артикул       | 25503                                                                               | 25504                                                                               | 25505                                                                               | 25506                                                                               | 25507*                                                                              |

### TempDesign EV

Титановий сплав<sup>7</sup> / PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильно

Абатмент TempDesign - це абатмент, призначений для техніки редукції.

- Можна використовувати в клініці або в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, обмежені лише одним зубом
- Клінічне застосування: максимум 180 днів
- У комплекті: TempDesign EV та гвинт абатменту Abutment Screw EV з кольоровим маркуванням
- Варіант індикації: шість положень



\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

Abutment Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Гвинт абатмента використовується для фіксації абатмента на імплантаті

- З кожним постійним двокомпонентним абатментом поставляється відповідний гвинт абатмента
- Додаткові гвинти можна замовити окремо
- Колірове маркування

Abutment Screw EV

|         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |
|         | XS                                                                                | S                                                                                   | M                                                                                   | L                                                                                   | XL                                                                                  |
|         | M1.4                                                                              | M1.6                                                                                | M1.8                                                                                | M2.0                                                                                | M2.0                                                                                |
| Артикул | 68012166                                                                          | 68012167                                                                            | 68012168                                                                            | 68012169                                                                            | 68012170*                                                                           |

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

TempBase Cap

PP пластик<sup>2</sup>, нестерильно

Трансферний ковпачок для реєстрації індекса під час хірургії та основа для тимчасових реставрацій

- Пластик під колір зуба
- Фіксатор обертання
- Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантаті OmniTaper EV
- Фіксація досягається завдяки ромбовидній формі головки та бічній фіксаційній вкладці

TempBase Cap

|         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |
|         | XS                                                                                | S                                                                                   | M                                                                                   | L                                                                                   | XL                                                                                  |
| Ø мм    | 3.0 – 3.8                                                                         | 4.5                                                                                 | 5.5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Артикул | 68010013                                                                          | 68010014                                                                            | 68010015                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |

Спеціальні продукти для пацієнта - альтернативні варіанти реставрації



Atlantis Healing Abutment



Atlantis Персоналізовані Рішення  
– Індивідуальні абатменти та  
Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

## 6. Відбитки та лабораторні компоненти

Трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Implant Pick-Up EV Design), короткий

|           |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |
|           |  | <b>S</b>                                                                          | <b>M</b>                                                                          | <b>L</b>                                                                          | <b>XL</b>                                                                         |
| Ø мм      |  | 3.6                                                                               | 4.2                                                                               | 4.8                                                                               | 5.4                                                                               |
| Висота мм |  | 16.7                                                                              | 16.7                                                                              | 16.7                                                                              | 16.7                                                                              |
| Артикул   |  | 68014009                                                                          | 68014010                                                                          | 68014011                                                                          | 68014012*                                                                         |

### Implant Pick-Up EV Design


Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Трансфер імплантату використовується для передачі положення імплантату й анатомії м'яких тканин на майстер-модель

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Вбудований пін для безпечної роботи
- Шестикутник на голівці піна
- Процедура виконується однією рукою
- Розроблено для шинування
- Клінічне застосування: процедура зняття відбитків методом відкритої ложки
- Кольорове маркування
- У комплекті: трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Pick-Up EV Design з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (опціонально)

Трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Implant Pick-Up EV Design), довгий

|           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |
|           | <b>XS</b>                                                                          | <b>S</b>                                                                           | <b>M</b>                                                                           | <b>L</b>                                                                           | <b>XL</b>                                                                          |
| Ø мм      | 3.0                                                                                | 3.6                                                                                | 4.2                                                                                | 4.8                                                                                | 5.4                                                                                |
| Висота мм | 22                                                                                 | 22                                                                                 | 22                                                                                 | 22                                                                                 | 22                                                                                 |
| Артикул   | 68014013                                                                           | 68014014                                                                           | 68014015                                                                           | 68014016                                                                           | 68014017*                                                                          |




\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

Implant Transfer EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Трансфер імплантату використовується для передачі положення імплантату й анатомії м'яких тканин на майстер-модель

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Вбудований пін для безпечної роботи
- Процедура виконується однією рукою
- Шестикутник на голівці піна
- Клінічне використання: процедура виготовлення відбитку методом закритої ложки
- Кольорове маркування
- У комплекті: трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV) з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (опціонально)



Трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV), короткий



|           |  |          |          |          |           |
|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| Ø мм      |  | 4.4      | 4.2      | 4.8      | 5.4       |
| Висота мм |  | 11       | 11       | 11       | 11        |
| Артикул   |  | 68014018 | 68014019 | 68014020 | 68014021* |

Трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV), довгий



|           |          |          |          |          |           |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ø мм      | 4.0      | 4.4      | 4.2      | 4.8      | 5.4       |
| Висота мм | 14       | 14       | 14       | 14       | 14        |
| Order No. | 68014022 | 68014023 | 68014024 | 68014025 | 68014026* |

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

## Компоненти сканування

## Atlantis IO FLO

## Внутрішньоротове сканування



|             | XS      | S       | M       | L       | XL      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| IO FLO code | IO P-01 | IO P-02 | IO P-03 | IO P-04 | IO P-05 |
| Артикул     | 35243   | 35244   | 35245   | 35246   | 35247*  |

## Atlantis FLO

## Лабораторне сканування



|          | XS    | S     | M     | L     | XL     |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| FLO code | P-01  | P-02  | P-03  | P-04  | P-05   |
|          | 34593 | 34594 | 34595 | 34596 | 34597* |

## Atlantis IO FLO

Титановий сплав<sup>1</sup> / PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильно

## Atlantis FLO

Нержавіюча сталь<sup>3</sup> / POM пластик<sup>9</sup>, нестерильно

Atlantis IO FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату.

Atlantis FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків моделі на рівні імплантату.

- Можна використовувати з будь-яким з'єднанням при скануванні абатментів Atlantis
- Дозволяє програмному забезпеченню для моделювання створювати достійне виведення для виготовлення реставрації на TitaniumBase
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для Atlantis IO FLO та викрутка Atlantis FLO для Atlantis FLO

При проектуванні реставрацій на TitaniumBase потрібна цифрова бібліотека. В цифровій бібліотеці знаходиться вся необхідна інформація про систему імплантатів, TitaniumBase та трансфер для сканування. Бібліотеки можна використовувати в програмах для проектування iShape та Exocad.

Щоб завантажити бібліотеку TitaniumBase, перейдіть на сторінку допомоги для бібліотек імплантатів Dentsply Sirona Implants за посиланням <https://www.orderdigitalsolutions.com/>.

## Atlantis IO FLO-S

## Рівень імплантату

|         | XS       | S        | M        | L        | XL        |
|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| FLO код | A04K     | A04L     | A04M     | A04N     | A04O      |
| Артикул | 68020018 | 68020019 | 68020020 | 68020021 | 68020022* |

## Рівень абатменту



|         | MultiBase Abutment EV | Uni Abutment EV |
|---------|-----------------------|-----------------|
| FLO код | A04S                  | A04F            |
| Артикул | 68020034              | 68020031        |

## Atlantis IO FLO-S

Титан<sup>2</sup>, нестерильно

Лотки для зберігання виготовлені з алюмінію з силіконовими ущільнювачами.

Atlantis IO FLO-S - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату або абатмента.

- Atlantis IO FLO-S використовується при скануванні супраструктур Atlantis
- Може використовуватися як для внутрішньоротового, так і для модельного сканування

Маркер FLO-S без маркування IO можна використовувати тільки для сканування моделей і не схвалено для внутрішньоротового сканування.

## LOCATOR® Scan Body



|         | 4 уп     | 10 уп    |
|---------|----------|----------|
| Артикул | 68020513 | 68020514 |

## LOCATOR® R-Tx Scan Body



|         | 4 уп     | 10 уп    |
|---------|----------|----------|
| Артикул | 68020515 | 68020516 |

## LOCATOR® Scan Body

## LOCATOR® R-Tx Scan Body

PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильно

LOCATOR® Scan Body і LOCATOR R-Tx® Scan Body - це багаторазові інструменти для обробки, призначені для відображення розташування, орієнтації і простору, необхідного для створення виїмки в протезі, яка пізніше буде використовуватися для фіксації корпусу протеза LOCATOR або LOCATOR R-Tx.

- Плануйте кейси Locator у цифровому протоколі
- Зафіксуйте точне розташування абатмента
- Сканування інтраорально або на моделі
- Можна стерилізувати та використовувати повторно

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

Implant Analog EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Аналог імплантату використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні імплантату. Аналог імплантату можна використовувати лише при виготовленні звичайних моделей.

- Разове використання
- Кольорове маркування
- Традиційні моделі

Аналог імплантату EV (Implant Analog EV)

|           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |
|           | XS                                                                                | S                                                                                   | M                                                                                   | L                                                                                   | XL                                                                                  |
| Висота мм | 13                                                                                | 13                                                                                  | 13                                                                                  | 13                                                                                  | 13                                                                                  |
| Артикул   | 68014034                                                                          | 68014035                                                                            | 68014036                                                                            | 68014037                                                                            | 68014038*                                                                           |

Lab Abutment Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Лабораторний гвинт абатмента використовується для закріплення абатменту на аналозі імплантату. Лабораторний гвинт абатмента слід використовувати тільки разом з аналогом імплантату EV.

- Тільки для використання разом з аналогом імплантатом EV
- Кольорове маркування
- У комплекті: 4 шт Lab Abutment Screw EV

Лабораторний гвинт абатмента EV (Lab Abutment Screw EV)

|         |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |
|         | XS                                                                                 | S                                                                                    | M                                                                                    | L                                                                                    | XL                                                                                   |
| Артикул | 68014029                                                                           | 68014030                                                                             | 68014031                                                                             | 68014032                                                                             | 68014033*                                                                            |

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

## 7. Аналоги для друкованих моделей

### Друкований аналог моделі – Рівень імплантату



|         |             |             |             |             |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PMA     | PMA-ATE30-1 | PMA-ATE36-1 | PMA-ATE42-1 | PMA-ATE48-1 | PMA-ATE54-1 |
| Артикул | 68020083    | 68020084    | 68020085    | 68020086    | 68020087*   |

### Друкований аналог моделі - Рівень імплантату

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Elos Accurate® Analog для друкованих моделей використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні імплантату

- Сумісність з бібліотеками імплантів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Власні вкрутки Elos доступні

### Друкований аналог моделі – Uni Abutment EV



|         |             |
|---------|-------------|
| PMA     | PMA-AUE33-1 |
| Артикул | 68020100    |

### Друкований аналог моделі – Uni Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Elos Accurate® Analog для Uni Abutment EV використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні абатменту

- Сумісність з бібліотеками імплантів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

### Друкований аналог моделі – MultiBase Abutment EV



|         |             |
|---------|-------------|
| PMA     | PMA-MUA45-1 |
| Артикул | 68020099    |

### Друкований аналог моделі – MultiBase Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Elos Accurate® Analog для MultiBase Abutment EV використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні абатменту

- Сумісність з бібліотеками імплантів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

### Друкований аналог моделі – Profile EV



|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| PMA     | PMA-ATE42P-1 | PMA-ATE48P-1 |
| Артикул | 68020088     | 68020089     |

### Друкований аналог моделі – Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Elos Accurate® Analog для Profile EV використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні імплантату

- Сумісність з бібліотеками імплантів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

## Інструменти для друкованих аналогів моделей

### Elos Accurate® Analog Plier

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильно

Щипці Elos Accurate® Analog Plier використовуватися для фіксації аналога в робочій моделі в стоматологічній лабораторії.

### Щипці для роботи з Elos Accurate® Analog



Артикул

68020141

### Elos Accurate® Analog Insertion Pin

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильно

Фіксує пін Elos Accurate® Analog Insertion Pin використовуватися для фіксації аналога в робочій моделі в лабораторії.

### Фіксує пін для Elos Accurate®



Артикул

68020142

### Elos Accurate® Analog Insertion Screw

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильно

Гвинт-закрутка Elos Accurate® Analog Insertion Screw використовується для надійного захисту фіксації аналога в робочій моделі

### Гвинт-закрутка Elos Accurate® Analog Insertion Screw



Артикул

68020143



8. Реставрації з цементною фіксацією

XS Абатмент TiDesign EV

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 4        | 4        | 4        | 4        |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      |
| C – Висота мм | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Артикул       | 68012001 | 68012002 | 68012003 | 68012004 |


|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 4        | 4        | 4        | 4        |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      |
| C – Висота мм | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Артикул       | 68012005 | 68012006 | 68012007 | 68012008 |

TiDesign EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

TiDesign використовується як основа для реставрацій з цементною фіксацією

- Анатомічно розроблений абатмент
- Круглий - конструкція для більшості ортопедичних ситуацій
- Трикутний - насамперед для різців та іклів з чітко вираженою трикутною формою
- Кутовий - за необхідності зміщення у передньому або бічному відділі для компенсації встановлення імплантатів під кутом, несприятливим для реставрації
- Реставрація: з цементною фіксацією
- Клінічне застосування: одиночні та багатокомпонентні реставрації
- Маркування із зазначенням розміру і діаметру з'єднання
- Кольорове маркування
- У комплекті: абатмент TiDesign EV (TiDesign EV) і відповідний гвинт абатмента EV (Abutment Screw EV) із кольоровим маркуванням.
- Індексція: шість положень



S Абатмент TiDesign EV

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 4.5      | 4.5      | 4.5      | 4.5      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       |
| Артикул       | 68012009 | 68012010 | 68012011 | 68012012 |

|               |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |          |
| Ø мм          | 4.5      | 4.5      | 4.5      | 4.5      | 5.5      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 1.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      | 2.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       | 9        |
| Артикул       | 68012017 | 68012018 | 68012019 | 68012020 | 68012025 |

**M Абатмент  
TiDesign EV**

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 5.5      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       |
| Артикул       | 68012042 | 68012043 | 68012044 | 68012045 |

|               |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |          |          |
| Ø мм          | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 7.0      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 1.5      | 1.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      | 2.5      | 2.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       | 9        | 9        |
| Артикул       | 68012046 | 68012047 | 68012048 | 68012049 | 68012050 | 68012051 |

**L Абатмент  
TiDesign EV**

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 7.0      | 7.0      | 7.0      | 7.0      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       |
| Артикул       | 68012052 | 68012053 | 68012054 | 68012055 |

|               |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |          |          |
| Ø мм          | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 5.5      | 7.0      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 1.5      | 1.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 4.5      | 5.5      | 2.5      | 2.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 11       | 12       | 9        | 9        |
| Артикул       | 68012056 | 68012057 | 68012058 | 68012059 | 68012060 | 68012061 |

**XL Абатмент  
TiDesign EV \***

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| Ø мм          | 7.0      | 7.0      | 7.0      | 7.0      |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 1.5      | 2.5      |
| B – Висота мм | 2.5      | 3.5      | 2.5      | 3.5      |
| C – Висота мм | 9        | 10       | 9        | 10       |
| Артикул       | 68012062 | 68012063 | 68012064 | 68012065 |

\* Не застосовується  
для імплантату  
PrimeTaper EV

3.0 Прямий Абатмент EV 3.0 (Direct Abutment EV 3.0)



|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ø мм          | 3.3   | 3.3   | 3.3   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 8     |
| Артикул       | 25361 | 25362 | 25363 |

3.6 Прямий Абатмент EV 3.6 (Direct Abutment EV 3.6)



|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ø мм          | 4.0   | 4.0   | 4.0   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 8     |
| Артикул       | 25364 | 25365 | 25366 |

4.2 Прямий Абатмент EV 4.2 (Direct Abutment EV 4.2)



|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø мм          | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 6.0   | 6.0   | 6.0   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     | 1     | 2     | 3     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 8     | 6     | 7     | 8     |
| Артикул       | 25367 | 25368 | 25369 | 25494 | 25495 | 25496 |

4.8 Прямий Абатмент EV 4.8 (Direct Abutment EV 4.8)



|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø мм          | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 6.0   | 6.0   | 6.0   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     | 1     | 2     | 3     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 8     | 6     | 7     | 8     |
| Артикул       | 25370 | 25371 | 25372 | 25497 | 25498 | 25499 |

5.4 Прямий Абатмент EV 5.4\* (Direct Abutment EV 5.4\*)




|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ø мм          | 6.0   | 6.0   | 6.0   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 8     |
| Артикул       | 25373 | 25374 | 25375 |

Прямий Абатмент EV  
(Direct Abutment EV)

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильно

Прямий абатмент використовується для коронок і мостів, що фіксуються за допомогою цементу.

- Остаточні та тимчасові реставрації.
- Необхідні інструменти: Прямий імплантовод (Direct Driver) для транспортування та встановлення Прямого абатмента EV Ø 3.3 та Ø 4.0. Hex Driver EV для транспортування та встановлення прямого абатмента EV Ø 5.0 та Ø 6.0.
- Варіанти індексації; неіндексовані



\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

**Захисний ковпачок  
Прямого Абатменту  
(Direct Abutment HealCap)**

РС пластик<sup>17</sup> нестерильно

Ковпачок для загоєння використовується для захисту абатменту або як основа для тимчасової реставрації

- Клінічне використання: загоєння та тимчасове використання; максимальний термін — 30 днів.
- Разове використання

**Direct Abutment HealCap**

|         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |
| Ø мм    | 3.3                                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул | 25310                                                                             | 25311                                                                               | 25312                                                                               | 25313                                                                               |

**Трансфер для зняття відбитку  
Прямого Абатменту  
(Direct Abutment Pick-Up)**

РР пластик<sup>14</sup> нестерильно

Використовується для фіксації положення абатменту

- DA EV Pick-Up Ø3.3 та Ø6 – прозорий
- DA EV Pick-Up Ø4 – білий
- DA EV Pick-Up Ø5 – сірий
- Разове використання

**Direct Abutment Pick-Up**

|         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |
| Ø мм    | 3.3                                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул | 25396                                                                             | 25397                                                                               | 25398                                                                               | 25399                                                                               |

**Прямий Абатмент Репліка  
(Direct Abutment Replica)**

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

Аналог відповідає абатменту і використовується в майстер-моделі.

- Разове використання

**Direct Abutment Replica**

|         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |
| Ø мм    | 3.3                                                                                 | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 6                                                                                     |
| Артикул | 25401                                                                               | 25402                                                                                 | 25403                                                                                 | 25404                                                                                 |

**Вигораючий ковпачок  
Прямого Абатменту (Direct  
Abutment Burnout Cap)**

РММА пластик для вигоряння<sup>13</sup>, нестерильно

Вигораючий ковпачок використовується для виготовлення остаточної реставрації

- Разове використання

**Direct Abutment Burnout Cap**

|         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |
| Ø мм    | 3.3                                                                                 | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 6                                                                                     |
| Артикул | 25406                                                                               | 25407                                                                                 | 25408                                                                                 | 25409                                                                                 |

**Спеціальні продукти для пацієнта – альтернативні варіанти реставрацій**



Atlantis  
Індивідуальний  
Абатмент




Atlantis  
Індивідуальний  
Абатмент для цементних  
корон



Atlantis Персоналізовані Рішення  
– Індивідуальні абатменти та  
Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

## Абатмент литтєвий CastDesign EV

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| Ø мм          | 4,1                                                                               | 4,1                                                                               | 5,1                                                                               | 5,1                                                                               |
| A – Висота мм | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| B – Висота мм | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                |
| Артикул       | 68012077                                                                          | 68012078                                                                          | 68012079                                                                          | 68012080*                                                                         |



## CastDesign EV

Сплав золота-платини<sup>5</sup>/ПОМ пластик<sup>9</sup>, нестерильно

CastDesign призначений для виготовлення індивідуального абатмента для реставрацій із цементною або гвинтовою фіксацією за допомогою традиційного воскового моделювання та лиття

- Неокислюючий абатмент з високоякісного сплаву.
- Модифікується в лабораторії.
- Металева основа:  
Au 60%, Pd 20%, Pt 19%, Ir 1%
- Вага металевої основи  
S – 0,41 г  
M – 0,48 г  
L – 0,80 г  
XL – 0,97 г
- Циліндр: вигораюча пластмаса (полиоксиметилен)
- Відновлення: для протезів з гвинтовою фіксацією. CastDesign може використовуватися тільки для одиничних відновлень
- Кольорове маркування
- У комплекті: Абатмент CastDesign EV (CastDesign EV) та відповідний гвинт абатмента EV (Abutment Screw EV) з кольоровою маркуванням
- Індексація: шість положень

## xs Абатмент TitaniumBase EV

|               |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Ø мм          | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| B – Висота мм | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул       | 68012081                                                                            | 68012082                                                                            |

## s Абатмент TitaniumBase EV

|               |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Ø мм          | 4,1                                                                                 | 4,1                                                                                  |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                    |
| B – Висота мм | 5                                                                                   | 6                                                                                    |
| Артикул       | 68012083                                                                            | 68012084                                                                             |

## m Абатмент TitaniumBase EV

|               |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Ø мм          | 4,7                                                                                 | 4,7                                                                                 |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| B – Висота мм | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул       | 68012088                                                                            | 68012089                                                                            |

## l Абатмент TitaniumBase EV

|               |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Ø мм          | 5                                                                                   | 5                                                                                    |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                    |
| B – Висота мм | 5                                                                                   | 6                                                                                    |
| Артикул       | 68012090                                                                            | 68012091                                                                             |

## xl Абатмент TitaniumBase EV\*


|               |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Ø мм          | 5,5                                                                                 | 5,5                                                                                 |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| B – Висота мм | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул       | 68012092                                                                            | 68012093                                                                            |

## TitaniumBase EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильно

TitaniumBase використовується в цифровому робочому процесі як основа для індивідуальних керамічних реставрацій.

- Дві плоскі сторони, що забезпечують антиротаційний ефект.
- Реставрація:  
з гвинтовою та цементною фіксацією
- Клінічне застосування  
тимчасові або остаточні реставрації
- Реставрації з гвинтовою фіксацією (тільки одиничні)
- Одиничні та багатокомпонентні блоки
- У комплекті: Абатмент TitaniumBase EV та відповідний гвинт абатмента EV з кольоровою маркуванням
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка (Hex Driver) та трансфер для сканування
- Індексація: шість положень



\* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

## 9. Реставрації з гвинтовою фіксацією.

### MultiBase Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup> з тримачем з РЕЕК<sup>®</sup>, стерильно

Абатмент MultiBase використовується для протезів з гвинтовою фіксацією для відновлення кількох зубів.

- Застосовується для концепції SmartFix.
- Прямі абатменти — це цілісні абатменти, кутові абатменти — це двокомпонентні абатменти.
- Конусність (21°) забезпечує можливість встановлення мостоподібних протезів на непаралельні абатменти з кутом розбіжності до 42°.
- Одна й та сама ортопедична платформа та одні й ті самі компоненти для всіх абатментів.
- Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому кутовому положенні.
- Тримач на прямому абатменті має вісім ідентифікаційних канавок, тримач на абатменті з кутом 17° має чотири ідентифікаційні канавки, тримач на абатменті з кутом 30° має шість ідентифікаційних канавок.
- Реставрація: на гвинтах
- Клінічне застосування: багатокомпонентні реставрації
- Кольорове маркування
- Прямий абатмент містить: абатмент MultiBase EV (MultiBase Abutment EV) з пластиковим тримачем, попередньо встановленим на абатмент.
- Абатмент MultiBase 17°/30° містить: абатмент MultiBase EV (MultiBase Abutment EV) з окремою головною частиною та пластиковий тримач з попередньо встановленим гвинтом абатмента.
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для встановлення гвинта абатмента. Для притягування головки абатмента до тіла абатмента, а також для встановлення прямих абатментів необхідний ключ для встановлення абатмента MultiBase EV (Multibase Driver EV).
- Варіанти індексації: неіндексовані та шість положень

### XS Абатмент MultiBase Abutment EV

|               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                               | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 |
| Артикул       | 68012171                                                                          | 68012172                                                                            | 68012173                                                                            |

### S Абатмент MultiBase Abutment EV


|               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                               | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 |
| Артикул       | 68012174                                                                          | 68012175                                                                            | 68012176                                                                            | 68012177                                                                            |

### S Абатмент MultiBase Abutment EV 17°

|               |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                                | 2.5                                                                                  | 3.5                                                                                  | 4.5                                                                                  |
| B – Висота мм | 3                                                                                  | 4                                                                                    | 5                                                                                    | 6                                                                                    |
| Артикул       | 68012178                                                                           | 68012179                                                                             | 68012180                                                                             | 68012181                                                                             |
| Артикул       | 68012182                                                                           | 68012183                                                                             | 68012184                                                                             | 68012185                                                                             |

### S Абатмент MultiBase Abutment EV 30°

|               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                                 | 2.5                                                                                   | 1.5                                                                                   | 2.5                                                                                   |
| B – Висота мм | 4                                                                                   | 5                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| Артикул       | 68012186                                                                            | 68012187                                                                              | 68012190                                                                              | 68012191                                                                              |



**М** Абатмент MultiBase Abutment EV

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| Артикул       | 68012194 | 68012195 | 68012196 | 68012197 |

**М** Абатмент MultiBase Abutment EV 17°

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 3.5      | 4.5      |
| B – Висота мм | 3        | 4        | 5        | 6        |
| Артикул       | 68012198 | 68012199 | 68012200 | 68012201 |
| Артикул       | 68012202 | 68012203 | 68012204 | 68012205 |

**М** Абатмент MultiBase Abutment EV 30°

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          |          |
| A – Висота мм | 1.5      | 2.5      | 1.5      | 2.5      |
| B – Висота мм | 4        | 5        | 4        | 5        |
| Артикул       | 68012206 | 68012207 | 68012208 | 68012209 |

**L** Абатмент MultiBase Abutment EV

|               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                               | 2.5                                                                                 | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 |
| Артикул       | 68012210                                                                          | 68012211                                                                            | 68012212                                                                            | 68012213                                                                            |

**L** Абатмент MultiBase Abutment EV 17°

|                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |  |  |  |  |
| A – Висота мм                                                                             | 1.5                                                                               | 2.5                                                                                | 3.5                                                                                 | 4.5                                                                                 |
| B – Висота мм                                                                             | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул  | 68012214                                                                          | 68012215                                                                           | 68012216                                                                            | 68012217                                                                            |
| Артикул  | 68012218                                                                          | 68012219                                                                           | 68012220                                                                            | 68012352                                                                            |

**L** Абатмент MultiBase Abutment EV 30°

|               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                                 | 2.5                                                                                   | 1.5                                                                                   | 2.5                                                                                   |
| B – Висота мм | 4                                                                                   | 5                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| Артикул       | 68012221                                                                            | 68012222                                                                              | 68012223                                                                              | 68012224                                                                              |

**XL** Абатмент MultiBase Abutment EV\*

|               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |
| A – Висота мм | 1.5                                                                                 | 2.5                                                                                   | 3.5                                                                                   | 4.5                                                                                   |
| Артикул       | 68012225                                                                            | 68012226                                                                              | 68012227                                                                              | 68012228                                                                              |

Спеціальні продукти для пацієнтів — альтернативні варіанти реставрації



Atlantis  
Мостоподібний протез



Atlantis  
Гібридний протез



Atlantis  
Індивідуальний абатмент для  
мостоподібних реставрацій

\* Не застосовується  
для імплантату  
PrimeTaper EV



Тримач для абатментів Multibase  
(MultiBase Abutment Head with holder)



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012229 |
|---------|----------|

MultiBase Abutment Head  
with holder

Титановий сплав<sup>1</sup> з пластмасовим тримачем з РЕЕК<sup>10</sup>, стерильний

Головка абатмента з тримачем використовується при необхідності заміни головки абатмента.

- Запчастина до прямого абатмента MultiBase EV (MultiBase Abutment EV), абатментів MultiBase EV 17° (MultiBase Abutment EV 17°) та MultiBase EV 30° (MultiBase Abutment EV 30°).
- Разове використання
- У комплекті: головка абатмента MultiBase з тримачем; головна частина попередньо встановлена на тримачі.

Захисний ковпачок MultiBase  
(MultiBase Heal Cap)




|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 5.4      |
| Верт. Висота мм | 4        |
| Артикул         | 68012230 |

MultiBase Heal Cap

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Захисний ковпачок використовується для захисту абатмента та для моделювання м'яких тканин на етапі загоєння.

- Одна одиниця
- Разове використання



MultiBase Трасфер для зняття відбитку  
метод відкритої ложки



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 5.5      |
| Верт. Висота мм | 15       |
| Артикул         | 68012232 |

Трасфер  
метод закритої ложки




|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 5.5      |
| Верт. Висота мм | 9.5      |
| Артикул         | 68012231 |

Трасфер для зняття відбитку MultiBase  
Pick-Up та Трасфер

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Трасфери використовуються для перенесення положення абатмента MultiBase на майстер-модель.

- Двокомпонентний трасфер для зняття відбитка методом відкритої ложки з глибокою канавкою для шинування.
- Трасфер для зняття відбитка методом закритої ложки, двокомпонентний.
- Гвинтова фіксація
- У комплекті: MultiBase Pick-Up та гвинт
- У комплекті: MultiBase Transfer та гвинт



**Захисна гільза**

Силікон<sup>12</sup>, нестерильний

Захисна гільза використовується для захисту м'яких тканин від акрилової смоли.

- Разове використання

**Захисна гільза (Protection sleeve)**



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012241 |
|---------|----------|

**Тимчасовий циліндр для абатменту MultiBase (MultiBase Temporary Cylinder)**

Титановий сплав<sup>13</sup>, нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: декілька зубів довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**MultiBase Temporary Cylinder**



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 5.0      |
| Верт. Висота мм | 12       |
| Артикул         | 68012239 |

**Циліндр вигоряючий для абатмента MultiBase (MultiBase Burnout Cylinder)**

PMMA пластик<sup>13</sup>, нестерильний

Вигоряючий циліндр використовується для виготовлення остаточних реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: реставрація декілька зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**MultiBase Burnout Cylinder**



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 4.8      |
| Верт. Висота мм | 10       |
| Артикул         | 68012240 |

**Циліндр напіввигоряючий для абатмента MultiBase (MultiBase Semi-Burnout Cylinder)**

Золото-платиновий сплав<sup>13</sup> / POM рпластик<sup>13</sup>, нестерильний

Напіввигоряючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації.


- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: реставрація декілька зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**MultiBase Semi-Burnout Cylinder**



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø мм            | 5.4      |
| Верт. Висота мм | 14       |
| Артикул         | 68012243 |



Аналог абатмента  
MultiBase  
(MultiBase Analog)



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Верт. Висота мм | 14       |
| Артикул         | 68012238 |

MultiBase Analog

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Аналог імплантата використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатмента.

- Разове використання
- Традиційні моделі

Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.

Гвинт мостоподібного протезу  
MultiBase Bridge Screw



|                           |          |
|---------------------------|----------|
|                           | M1.4     |
| Висота головки гвинта, мм | 1.65     |
| Головка гвинта Ø мм       | 2.1      |
| Артикул                   | 68012233 |

MultiBase Bridge Screw

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з абатментом MultiBase.

- Світло-блакитний для диференціації з лабораторним гвинтом для мостоподібного протезу
- Разове використання
- Висота головки гвинта: 1,65 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,1 мм
- У комплекті: 1 гвинт мостоподібного протезу MultiBase Bridge Screw

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу MultiBase  
(MultiBase Lab Bridge Screw)



|                           |          |
|---------------------------|----------|
|                           | M1.4     |
| Висота головки гвинта, мм | 1.65     |
| Головка гвинта Ø мм       | 2.1      |
| Артикул                   | 68012237 |

MultiBase Lab Bridge Screw

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з аналогом Multibase в процесі виготовлення реставрації в лабораторії. Лабораторний гвинт для мостоподібного протезу слід використовувати тільки разом з аналогом MultiBase для традиційних моделей.

- Висота головки гвинта: 1,65 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,1 мм
- У комплекті: 4 шт

Лабораторний направляючий пін  
абатмента MultiBase  
(MultiBase Lab Abutment Pin)



|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| Довжина, мм | 14       | 18       | 22       |
| Артикул     | 68012234 | 68012235 | 68012236 |

MultiBase Lab Abutment Pin

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний


Пін лабораторного абатмента використовується для фіксації каналу доступу до гвинта.

- Шестигранник на головці піна

## Універсальний абатмент Uni Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний  
Uni Abutment використовується для  
реставрацій з гвинтовою фіксацією в  
багатокомпонентних випадках

- Дизайн абатмента забезпечує можливість використання в непаралельних ситуаціях з розбіжністю до 66°
- Одна і та сама ортопедична платформа та компоненти для всіх абатментів
- Неіндексовані абатменти можна встановлювати в будь-якому кутовому положенні.
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: багатокомпонентні реставрації
- Кольорове маркування
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для транспортування, встановлення та зняття
- Варіанти індексації: неіндексовані



### 3.0 Uni Abutment EV 3.0

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
|                |       |       |       |
| Ø1 / Ø2 – Ø мм | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| A – Висота мм  | 2     | 3     | 5     |
| B – Висота мм  | 3.2   | 4.2   | 6.2   |
| Артикул        | 25555 | 25556 | 25557 |

### 3.6 Uni Abutment EV 3.6

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                |       |       |       |       |
| Ø1 / Ø2 – Ø мм | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| A – Висота мм  | 1     | 2     | 3     | 5     |
| B – Висота мм  | 2.2   | 3.2   | 4.2   | 6.2   |
| Артикул        | 25558 | 25559 | 25560 | 25561 |

### 4.2 Uni Abutment EV 4.2

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                |       |       |       |       |
| Ø1 / Ø2 – Ø мм | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| A – Висота мм  | 1     | 2     | 3     | 5     |
| B – Висота мм  | 2.2   | 3.2   | 4.2   | 6.2   |
| Артикул        | 25562 | 25563 | 25564 | 25565 |

### 4.8 Uni Abutment EV 4.8

|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               |       |       |       |       |
| Ø1 – Ø мм     | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| Ø2 – Ø мм     | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     | 5     |
| B – Висота мм | 2.2   | 3.2   | 4.2   | 6.2   |
| Артикул       | 25566 | 25567 | 25568 | 25569 |

### 5.4 Uni Abutment EV 5.4\*

|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               |       |       |       |       |
| Ø1 – Ø мм     | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| Ø2 – Ø мм     | 4.8   | 4.8   | 4.8   | 4.8   |
| A – Висота мм | 1     | 2     | 3     | 5     |
| B – Висота мм | 2.2   | 3.2   | 4.2   | 6.2   |
| Артикул       | 25570 | 25571 | 25572 | 25573 |

\* Не застосовується для PrimeTaper EV.


| Uni Abutment    | Heal Cap<br>Короткий                                                              | Heal Cap                                                                          | Heal Cap<br>Короткий                                                              | Heal Cap                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |
| Ø мм            | 4.3                                                                               | 4.3                                                                               | 5.5                                                                               | 5.5                                                                               |
| Верт. Висота мм | 3.4                                                                               | 4.4                                                                               | 3.4                                                                               | 4.4                                                                               |
| Артикул         | 25952                                                                             | 25616                                                                             | 25953                                                                             | 25617                                                                             |

Uni Abutment Heal Cap

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Захисний ковпачок використовується для захисту абатменту та моделювання м'яких тканин під час фази загоєння.

- Однокомпонентний
- Разове використання
- Маркування за діаметром




| Uni Abutment    | Pick-Up<br>Короткий                                                                | Pick-Up                                                                            | Pick-Up<br>Короткий                                                                | Pick-Up                                                                            | Transfer                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                    | техніка відкритої ложки                                                            |                                                                                    |                                                                                    | техніка закритої ложки                                                               |
| Ø мм            | 4.3                                                                                | 4.3                                                                                | 5.5                                                                                | 5.5                                                                                | 4.7                                                                                  |
| Верт. Висота мм | 14.7                                                                               | 17.6                                                                               | 14.7                                                                               | 17.6                                                                               | 9.7                                                                                  |
| Артикул         | 26245                                                                              | 26247                                                                              | 26246                                                                              | 26248                                                                              | 26249                                                                                |

Трансфер для зняття відбитку Uni Abutment Pick-Up та Трансфер

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Трансфер для зняття відбитку і трансфер використовуються для перенесення положення Uni Abutment на майстер-модель.

- Двокомпонентний трансфер для зняття відбитку з канавкою для можливості шинування
- Трансфер: однокомпонентний
- Спроектовано з шестигранником для затягування.
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- У комплекті: Трансфер для зняття відбитку (Uni Abutment Pick-Up) та гвинт
- У комплекті: Трансфер



**Тимчасовий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Temporary Cylinder)**

Титановий сплав<sup>3</sup>, нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів, довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**Uni Abutment Temporary Cylinder**



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 4.4   |
| Верт. Висота мм | 12    |
| Артикул         | 26250 |

**Вигораючий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Burnout Cylinder)**

РММА вигораючий пластик<sup>3</sup>, нестерильний

Вигораючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**Uni Abutment Burnout Cylinder**



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 4.2   |
| Верт. Висота мм | 10    |
| Артикул         | 25649 |

**Напіввигораючий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Semi-Burnout Cylinder)**

Золото-платиновий сплав<sup>5</sup> / РММА вигораючий пластик<sup>3</sup>

Напіввигораючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

**Uni Abutment Semi-Burnout Cylinder**



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 4.4   |
| Верт. Висота мм | 12.4  |
| Артикул         | 25647 |

**Репліка Uni Abutment (Uni Abutment Replica)**

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання
- Традиційні моделі
- Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.

**Uni Abutment Replica**



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Верт. Висота мм | 14    |
| Артикул         | 25615 |

Гвинт мостоподібної конструкції  
Bridge Screw EV



|                           |       |
|---------------------------|-------|
|                           | M1.8  |
| Висота головки гвинта, мм | 1.6   |
| Головка гвинта Ø мм       | 2.35  |
| Артикул                   | 25481 |

Bridge Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Гвинт для мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з абатментом Uni Abutment.

- Світло-синій колір щоб відрізнати від лабораторного гвинта мостоподібної реставрації
- Разове використання
- Висота головки гвинта: 1,6 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,35 мм
- У комплекті: 1 гвинт мостоподібного протезу EV

Лабораторний гвинт мостоподібної конструкції  
Lab Bridge Screw EV



|                           |       |
|---------------------------|-------|
|                           | M1.8  |
| Висота головки гвинта, мм | 1.6   |
| Головка гвинта Ø мм       | 2.35  |
| Артикул                   | 25656 |

Lab Bridge Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з реплікою абатмента Uni Abutment Replica. Лабораторний гвинт Lab Bridge Screw EV слід використовувати тільки разом з реплікою Uni Abutment для звичайних моделей.

- Висота головки гвинта: 1,6 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,35 мм
- У комплекті: 3 шт

Пін лабораторного абатменту EV  
Lab Abutment Pin EV

Короткий

Проміжний

Довгий



|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Довжина мм | 14    | 18    | 22    |
| Артикул    | 25643 | 25644 | 25645 |

Lab Abutment Pin EV

Стальний<sup>2</sup>, нестерильний

Пін лабораторного абатменту використовується для підтримки каналу доступу до гвинта.


- Підходить до Універсальних Абатментів та кутових абатментів Replica

### Кутовий абатмент EV (Angled Abutment EV)

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Кутовий абатмент використовується для реставрацій з гвинтовою фіксацією для декількох зубів

- Однаковий конусний верх для всіх платформ
- У комплекті: кутовий абатмент EV (Angled Abutment EV) та відповідний винт абатмента EV (Abutment Screw EV)
- Необхідні інструменти: Шестигранна викрутка (Hex Driver) для встановлення Гвинта Абатменту (Abutment Screw)
- Варіанти індексації: неіндексовані та шість положень



#### 3.6 Angled Abutment EV 3.6, 20°



|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| A – Висота мм | 1     | 2     | 1     | 2     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 6     | 7     |
| Артикул       | 25619 | 25620 | 25621 | 25622 |

#### 4.2 Angled Abutment EV 4.2, 20°



|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| A – Висота мм | 1     | 2     | 1     | 2     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 6     | 7     |
| Артикул       | 25625 | 25626 | 25627 | 25628 |

#### 4.8 Angled Abutment EV 4.8, 20°



|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| A – Висота мм | 1     | 2     | 1     | 2     |
| B – Висота мм | 6     | 7     | 6     | 7     |
| Артикул       | 25631 | 25632 | 25633 | 25634 |

### Захисний ковпачок Кутового Абатменту Angled Abutment Heal Cap

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Захисний ковпачок використовується для захисту абатмента та для моделювання м'яких тканин під час фази загоєння

- Двокомпонентний
- Разове використання

#### Angled Abutment Heal Cap



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 5.3   |
| Верт. Висота мм | 9     |
| Артикул         | 25650 |

### Трансфер для зняття відбитків Кутового Абатменту (Angled Abutment Pick-Up)

Нержавіюча сталь<sup>2</sup>, нестерильний

Трансфер використовується для перенесення позиції кутового абатмента (Angled Abutment) на майстер-модель.

- Двокомпонентний
- Метод відкритої ложки
- З гвинтовою фіксацією
- У комплекті: Angled Abutment EV Pick-Up та гвинт

#### Angled Abutment Pick-Up



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 4.2   |
| Верт. Висота мм | 12    |
| Артикул         | 26244 |



Кутовий Абатмент Репліка  
Angled Abutment Replica



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Верт. Висота мм | 17    |
| Артикул         | 25652 |

Тимчасовий циліндр Кутового Абатменту  
Angled Abutment Temporary Cylinder



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 3.5   |
| Верт. Висота мм | 17.8  |
| Артикул         | 25654 |

Вигораючий Циліндр Кутового Абатменту  
Angled Abutment Burnout Cylinder



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 3.5   |
| Верт. Висота мм | 17.8  |
| Артикул         | 25654 |

Напіввигораючий Циліндр Кутового Абатменту  
Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø мм            | 4.4   |
| Верт. Висота мм | 12.4  |
| Артикул         | 25647 |

Angled Abutment Replica

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання

Angled Abutment Temporary Cylinder

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів; довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Angled Abutment Burnout Cylinder

РММА вигораючий пластик<sup>13</sup>, нестерильний

Вигораючий циліндр використовується при виготовленні остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрації декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder

Золото-платиновий сплав<sup>5</sup> / РММА вигораючий пластик<sup>13</sup>, нестерильний

Напіввигораючий циліндр використовується при виготовленні остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

## 10. Реставрації на аттачментах


### Абатмент LOCATOR R-Tx® Abutment EV S LOCATOR R-Tx® Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup>/TiCN покриття<sup>2</sup>, нестерильний

Абатмент LOCATOR R-Tx® Abutment використовується для реставрацій на аттачментах.

- Можливість прийняти до 60 градусів розбіжності імплантату
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver
- Варіанти індексації: неіндексовані
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

|               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3,7                                                                               | 3,7                                                                                | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 |
| B – Ø мм      | 3,4                                                                               | 3,4                                                                                | 3,4                                                                                 | 3,4                                                                                 | 3,4                                                                                 | 3,4                                                                                 |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул       | 68012414                                                                          | 68012415                                                                           | 68012416                                                                            | 68012417                                                                            | 68012418                                                                            | 68012419                                                                            |



### M LOCATOR R-Tx® Abutment EV

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3,7                                                                               | 3,7                                                                               | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 |
| B – Ø мм      | 3,7                                                                               | 3,7                                                                               | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Артикул       | 68012420                                                                          | 68012421                                                                          | 68012422                                                                            | 68012423                                                                            | 68012424                                                                            | 68012425                                                                            |



**Абатмент LOCATOR R-Tx®**  
постачається в зручній  
упаковці "All-In-One", що  
містить по одному з  
кожного

- Абатмент
- Denture Attachment Housing with Processing Insert
- Zero Retention Insert
- Low Retention Insert
- Medium Retention Insert
- High Retention Insert
- Block-out spacer

### L LOCATOR R-Tx® Abutment EV

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 3,7                                                                                   | 3,7                                                                                   | 3,7                                                                                   | 3,7                                                                                   |
| B – Ø мм      | 4,3                                                                                 | 4,3                                                                                 | 4,3                                                                                   | 4,3                                                                                   | 4,3                                                                                   | 4,3                                                                                   |
| C – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 6                                                                                     |
| Артикул       | 68012426                                                                            | 68012427                                                                            | 68012428                                                                              | 68012429                                                                              | 68012430                                                                              | 68012431                                                                              |

### Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx®, стандартна версія LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range

|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |  |
|          | Сіра                                                                              | Синя                                                                              | Рожева                                                                            | Прозора                                                                           |
| Ретенція | Відсутня                                                                          | Низька                                                                            | Середня                                                                           | Висока                                                                            |
| Артикул  | 68012432                                                                          | 68012433                                                                          | 68012434                                                                          | 68012435                                                                          |

### Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx®, обмежена версія LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range

|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |
|          | Голуба                                                                            | Пурпурна                                                                          | Золота                                                                            |
| Ретенція | Низька                                                                            | Середня                                                                           | Висока                                                                            |
| Артикул  | 68012436                                                                          | 68012437                                                                          | 68012438                                                                          |

### Набір аттачментів змішаної фіксації LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack

|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |
| Артикул | 68012439                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

### Конструкція для обробки аттачментів протезів LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| Артикул | 68012442                                                                            |

### Спейсерное кольцо LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| Артикул | 68012441                                                                            |

### LOCATOR R-Tx® Retention Insert

РА пластик<sup>15</sup>, нестерильний

Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx® використовуються як ретенційний елемент

- Два ряди вкладок, обидва типи бувають з низькою, середньою і високою ретенцією
- Вкладки стандартної версії можуть використовуватися для будь-якого пацієнта з розбіжністю імплантата до 60 градусів
- Вставки обмеженої версії призначені для пацієнтів з розбіжністю імплантата до 10 градусів, щоб забезпечити більш щільне прилягання
- Кольорове кодування залежно від утримуючої здатності
- У комплекті: 4 шт однокових вкладок
- Необхідні інструменти: інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

### LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack

- У комплекті: по 2 шт кожної вкладки Голуба, Пурпурна, Золота, Спейсерне кільце та конструкція для обробки

### LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly

Титановий сплав<sup>16</sup>/РЕ пластик<sup>15</sup>, нестерильний

Конструкція для обробки аттачментів для зубних протезів LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly використовується як корпус для ретенційної вкладки під час реставрації.

- У комплекті: 4 шт (кожна конструкція включає корпус і попередньо зібрану вкладку для обробки)
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

### LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer

Силікон<sup>12</sup>, нестерильний

Спейсерне кільце LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Block-out Spacer) використовується для усунення піднутринь між непаралельними абатментами, через які надлишок матеріалу трансфера може заблокувати протез під час процесу захоплення.

- У комплекті: 20 шт
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

**Вкладка для обработки**  
**LOCATOR R-Tx®**  
**(LOCATOR R-Tx® Processing Insert)**  
РЕ пластик<sup>16</sup>, нестерильний

Вкладка для обработки LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Processing Insert) використовується як тримач для ретенційних вкладок всередині корпусу під час виготовлення реставрації.

- У комплекті: 4 шт
- Необхідні інструменти: інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

**LOCATOR R-Tx® Processing Insert**



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012440 |
|---------|----------|

**Спейсерний ковпачок LOCATOR R-Tx®**  
**LOCATOR R-Tx® Processing Spacer**  
РОМ пластик<sup>3</sup>, нестерильний

Спейсерный ковпачок LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Processing Spacer) використовується для непрямої обробки корпусів аттачментів.

- У комплекті: 4 шт
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

**LOCATOR R-Tx®**  
**Processing Spacer**



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012445 |
|---------|----------|

**Аналог Абатменту LOCATOR R-Tx®**  
**LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø4**  
Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Аналог абатмента LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Abutment Analog) використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту

- У комплекті: 4 шт
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

**LOCATOR R-Tx®**  
**Abutment Analog Ø4**



|         |          |
|---------|----------|
| Ø мм    | 4        |
| Артикул | 68012443 |

**Відбитковий трансфер LOCATOR R-Tx®**  
**LOCATOR R-Tx® Impression Coping**  
РОМ пластик<sup>3</sup>, нестерильний

Відбитковий трансфер LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Impression Coping) використовується для перенесення положення абатменту LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Abutment) на майстер-модель.

- Зняття відбитку методом закритої ложки
  - У комплекті: 4 шт
  - Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)
- [Компоненти для сканування див. на сторінці 23.](#)

**LOCATOR R-Tx®**  
**Impression Coping**



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012444 |
|---------|----------|

**Інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx®**  
**LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool**  
Нержавіюча сталь<sup>3</sup>/РОМ пластик<sup>3</sup>, нестерильний

Інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® використовується для встановлення та видалення ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® під час виготовлення та налаштування протезів. Цей інструмент забезпечує точне і безпечне маніпулювання вкладками, що гарантує їх правильну установку та функціонування в системі.

- Металевий паз на задній стороні інструмента використовується для від'єднання ретенційної вкладки.

**LOCATOR R-Tx®**  
**Retention Insert Tool**



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 68012446 |
|---------|----------|

- У комплекті: двокомпонентний інструмент
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)

### 3.6 Абатмент LOCATOR® Abutment EV LOCATOR® Abutment EV 3.6

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              |
| B – Ø мм      | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 |
| Артикул       | 25657                                                                             | 25658                                                                             | 25659                                                                             | 25660                                                                             | 25661                                                                             |

### 4.2 Абатмент LOCATOR® Abutment EV LOCATOR® Abutment EV 4.2

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              | 3.85                                                                              |
| B – Ø мм      | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               | 3.7                                                                               |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 |
| Артикул       | 25662                                                                             | 25663                                                                             | 25664                                                                             | 25665                                                                             | 25666                                                                             |

### 4.8 Абатмент LOCATOR® Abutment EV LOCATOR® Abutment EV 4.8


|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3.85                                                                                | 3.85                                                                                | 3.85                                                                                | 3.85                                                                                | 3.85                                                                                |
| B – Ø мм      | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 |
| C – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   |
| Артикул       | 25667                                                                               | 25668                                                                               | 25669                                                                               | 25670                                                                               | 25671                                                                               |

### LOCATOR® Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup> TiN покриття<sup>6</sup>, нестерильний

Абатмент LOCATOR® використовується для реставрацій з фіксацією на аттачментах

- Здатність приймати до 40 градусів розбіжності імплантата.
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: реставрації декількох зубів
- У комплекті: 1 абатмент
- Необхідні інструменти: LOCATOR® Core Tool and Driver
- Варіанти індексації: неіндексовані
- Зверніться до інструкції з використання на [www.zestdent.com](http://www.zestdent.com)



### Відбитковий трансфер LOCATOR® Abutment Pick-Up

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| Артикул | 24484                                                                               |

### Абатмент LOCATOR® Репліка LOCATOR® Abutment Replica

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| Артикул | 24485                                                                               |

### LOCATOR® Abutment Pick-Up

Алюміній<sup>8</sup>, нестерильний

Використовується для фіксації позиції абатменту.

- Метод закритої ложки
- 4 шт
- Компоненти для сканування
- див. на сторінці 23.

### LOCATOR® Abutment Replica

Алюміній<sup>8</sup>, нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання
- 4 шт

### LOCATOR® Driver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

### LOCATOR® Core Tool

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Включає пластиковий тримач/гільзу для ручного встановлення абатмента.

### LOCATOR® Driver



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Загальна Довжина мм | 23    |
| Артикул             | 25766 |

### LOCATOR® Core Tool



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 24482 |
|---------|-------|

### Набір інструментів та компонентів

### LOCATOR® Process Kit

- У комплекті: 2 кожної вкладки Синя, Рожева, Прозора, Спейсерне кільце та конструкція для обробки

### LOCATOR® Process Kit



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 24483 |
|---------|-------|

### Вкладка LOCATOR® Insert Male

РА пластик<sup>15</sup>, нестерильний

Використовується як ретенційний елемент

- Прозорі, рожеві та блакитні вкладки дозволяють відхилення до 10° для одного імплантату та до 20° між імплантатами.
- 4 шт

### LOCATOR® Insert Male

Синя



Рожева



Прозора



|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Грами              | 680   | 1361  | 2268  |
| Сила утримання, кг | 0.7   | 1.4   | 2.3   |
| Артикул            | 24488 | 24487 | 24486 |

### Вкладка LOCATOR® Extended Range Male (розширена)

РА пластик<sup>15</sup>, нестерильний

Використовується як ретенційний елемент

- Сірі, червоні, оранжеві та зелені вкладки дозволяють відхилення від 10° до 20° для одного імплантату та до 40° між імплантатами.
- Сіра вкладка використовується тимчасово під час тривалого лікування для захисту абатментів.
- 4 шт

### LOCATOR® Extended Range Male

Сіра



Червона



Оранжева



Зелена



|                    |       |         |       |           |
|--------------------|-------|---------|-------|-----------|
| Грами              | 0     | 226-680 | 907   | 1361-1814 |
| Сила утримання, кг | 0     | 0.5     | 0.9   | 1.8       |
| Артикул            | 25679 | 24492   | 25843 | 24489     |

**3.6 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 3.6**


|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A/B – Ø мм    | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                                |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 7                                                                                  |
| D – Висота мм | 3.9                                                                               | 4.9                                                                               | 5.9                                                                               | 6.9                                                                               | 7.9                                                                               | 9.9                                                                                |
| Артикул       | 25684                                                                             | 25685                                                                             | 25686                                                                             | 25687                                                                             | 25688                                                                             | 25689                                                                              |

**Ball Abutment EV**Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

- Діаметр кульки 2.25 мм
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: реставрації декількох зубів
- У комплекті: 1 абатмент
- Необхідні інструменти: Ball Abutment Driver EV
- Індикація: неіндексовані

**4.2 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 4.2**

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A/B – Ø мм    | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                               | 3.6                                                                                |
| C – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 7                                                                                  |
| D – Висота мм | 3.9                                                                               | 4.9                                                                               | 5.9                                                                               | 6.9                                                                               | 7.9                                                                               | 9.9                                                                                |
| Артикул       | 25690                                                                             | 25691                                                                             | 25692                                                                             | 25693                                                                             | 25694                                                                             | 25695                                                                              |

**4.8 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 4.8**

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |
| A – Ø мм      | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                  |
| B – Ø мм      | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                  |
| C – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 7                                                                                    |
| D – Висота мм | 3.9                                                                                 | 4.9                                                                                 | 5.9                                                                                 | 6.9                                                                                 | 7.9                                                                                 | 9.9                                                                                  |
| Артикул       | 25696                                                                               | 25697                                                                               | 25698                                                                               | 25699                                                                               | 25700                                                                               | 25701                                                                                |

**Шароподібний абатмент Репліка Ball Abutment EV Replica**

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| Артикул | 25826                                                                               |

**Ball Abutment EV Replica**Нержавіюча сталь<sup>2</sup>, нестерильний


Використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання

Dalbo Plus Female Part Basic includes:

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

- Аттачмент Dalbo Plus
- Сплав золота<sup>4</sup>, нестерильний
- Lamellae ретенційна вкладка E
- Пластик<sup>17</sup>, нестерильний
- Dalbo Plus інструмент для дублювання позицій

| Dalbo Plus | Female Part TE Basic, complete                                                    | Lamellae ретенційна вкладка E                                                       | Інструмент для дублювання позицій                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |
| Артикул    | 25834                                                                             | 25844                                                                               | 25827                                                                               |

Dalbo Plus Викрутка/Активатор (Dalbo Plus Screwdriver/Activator)

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

- Використовується з шароподібним абатментом Ball Abutment EV

Dalbo Plus Screwdriver/Activator



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 25835 |
|---------|-------|



# 11. Реставрації з фрикційною фіксацією

## 3.6 Конометричний абатмент EV Conometric Abutment EV 0° Ø 3.3

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| Ø мм          | 3.3                                                                               | 3.3                                                                               | 3.3                                                                               |
| A – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 |
| Артикул       | 26115                                                                             | 26116                                                                             | 26117                                                                             |

## 3.6 Конометричний абатмент EV Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| Ø мм          | 4.5                                                                               | 4.5                                                                               | 4.5                                                                               |
| A – Висота мм | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 |
| Артикул       | 26121                                                                             | 26122                                                                             | 26123                                                                             |

## 3.6 Конометричний абатмент EV Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5

|               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| Ø мм          | 4.5                                                                                | 4.5                                                                                | 4.5                                                                                |
| A – Висота мм | 1                                                                                  | 2                                                                                  | 3                                                                                  |
| B – Висота мм | 2.1                                                                                | 3.1                                                                                | 4.1                                                                                |
| Артикул       | 26127                                                                              | 26128                                                                              | 26129                                                                              |

## 4.2 Конометричний абатмент EV Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| Ø мм          | 4.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 4.5                                                                                 |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Артикул       | 26124                                                                               | 26125                                                                               | 26126                                                                               |

## 4.2 Конометричний абатмент EV Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5


|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |
| Ø мм          | 4.5                                                                                 | 4.5                                                                                 | 4.5                                                                                 |
| A – Висота мм | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| B – Висота мм | 2.1                                                                                 | 3.1                                                                                 | 4.1                                                                                 |
| Артикул       | 26130                                                                               | 26131                                                                               | 26132                                                                               |

### Conometric Abutment EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Конометричний абатмент використовується для реставрацій з фрикційною фіксацією.

- Реставрація: незнімні одиночні реставрації
- Два діаметри, однакова ортопедична платформа і компоненти для всіх абатментів одного діаметру
- Прямі абатменти Ø 3,3 мм однокомпонентні
- Необхідні інструменти: Conometric Abutment Driver для встановлення прямого Ø 3.3 мм однокомпонентного абатменту та шестигранна викрутка Hex Driver для встановлення кутових абатментів
- Варіант індексації: неіндексовані та шість положень




Конометричний захисний ковпачок  
Conometric Healing Cap

PEEK пластик<sup>®</sup>, однокомпонентний, нестерильний

Конометричний захисний ковпачок використовується для захисту абатменту, коли тимчасова коронка не встановлюється

- Клінічне застосування: можна використовувати до шести місяців
- Одноразове використання



Conometric Healing Cap


|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                    |          |          |          |
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 3.3      | 4.5      |
| Ø мм                               | 4.8      | 6.0      | 6.0      |
| Висота мм                          | 5.3      | 5.3      | 5.3      |
| Артикул                            | 31072101 | 31072102 | 31072103 |

Конометричний відбитковий ковпачок  
Conometric Impression Cap

PEEK пластик<sup>®</sup>, нестерильний

Використовується для зняття відбитку та фіксації положення абатмента.

- Разове використання



Conometric Impression Cap

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
|                                    |          |          |
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 4.5      |
| Ø мм                               | 5.4      | 5.4      |
| Висота мм                          | 8.3      | 8.3      |
| Артикул                            | 31072001 | 31072002 |


Конометричний тимчасовий ковпачок  
Conometric Temporization Cap

Cap

Сар Ø 3.3/4.6: Титановий сплав-ELI/PEEK пластик<sup>®</sup>, нестерильний, Разове використання Сар Ø 4.5/5.8: PEEK пластик<sup>®</sup>, нестерильний

Використовується як основа для тимчасової коронки.


- Клінічне використання: може використовуватись до шести місяців
- Разове використання



Conometric Temporization Cap

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
|                                    |          |          |
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 4.5      |
| Ø мм                               | 4.6      | 5.8      |
| Висота мм                          | 5        | 5.3      |
| Артикул                            | 31072112 | 31072114 |

Аналог Конометричний (Conometric Analog)



|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 4.5      |
| Висота мм                          | 20       | 20       |
| Артикул                            | 31047210 | 31072020 |

Conometric Analog

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Конометричний аналог відповідає абатменту і використовується в майстер-моделі.

- Разове використання

Лабораторний Конометричний Ковпачок (Conometric Lab Cap)



|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 4.5      |
| Ø мм                               | 4.6      | 5.8      |
| Висота мм                          | 5        | 5        |
| Артикул                            | 31072121 | 31072123 |

Conometric Lab Cap

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Лабораторний конометричний ковпачок використовується в лабораторії при виготовленні коронки.

- Разове використання

Конометричний фінальний ковпачок (Conometric Final Cap)



|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Конометричний абатмент розмір Ø мм | 3.3      | 4.5      |
| Ø мм                               | 4.6      | 5.8      |
| Висота мм                          | 5        | 5        |
| Артикул                            | 31072301 | 31072303 |

Conometric Final Cap

Титанова група <sup>42</sup>, TiN-покриття<sup>6</sup>, нестерильний

Використовується як основа при цементуванні фінальної коронки.

- Разове використання

# 12. Ортопедичні інструменти

## Викрутка шестигранна ручна Hex Driver Manual

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Шестигранна викрутка використовується для затягування гвинтів, хірургічних і реставраційних компонентів.

## Hex Driver Manual



|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Загальна Довжина мм | 20    | 31    |
| Артикул             | 25771 | 25772 |

## Викрутка шестигранна Hex Driver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Шестигранна викрутка використовується для затягування гвинтів, хірургічних і реставраційних компонентів.

## Hex Driver



|                     |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Загальна Довжина мм | 20       | 24       | 35       |
| Артикул             | 68015207 | 68015205 | 68015206 |

## Викрутка для кутових гвинтових шахт Atlantis

### Angulated Screw Access Screwdriver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для компонентів з шестигранним кріпленням

- Необхідно використовувати в поєднанні з реставраціями на імплантатах Atlantis, спроектованими та виготовленими з кутовим винтовим каналом на 1 або кількох з'єднаннях.
- Забезпечує доступ до гвинтів під кутом до 30 градусів.

Кожне з'єднання з доступом кутового гвинта постачається з відповідним протезним гвинтом Atlantis.

## Atlantis Angulated Screw Access Screwdriver



|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Загальна довжина мм | 18    | 24    | 32    |
| Артикул             | 36030 | 36031 | 36032 |

## Ключ для встановлення абатменту MultiBase Driver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для встановлення та зняття абатмента MultiBase (MultiBase Abutment).

- Реставрація: з гвинтовою фіксацією

## MultiBase Driver



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Загальна довжина мм | 19       |
| Артикул             | 68012244 |

Ключ для встановлення Конометричного Абатменту  
Conometric Abutment Driver



|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Ø мм      | 3.3      | 3.3      |
| Висота мм | 25       | 20       |
| Артикул   | 31072909 | 31072910 |

Conometric Abutment Driver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для встановлення та зняття абатментів Conometric в один етап.

- Реставрація з фрикційною фіксацією

Ключ для встановлення (Uni Driver EV)



|             |       |
|-------------|-------|
| Довжина, мм | 21.5  |
| Артикул     | 25708 |

Uni Driver EV

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для встановлення та зняття Uni Abutment EV.

- Необхідні інструменти: рукоятка для ортопедичного ключа та динамометричний ключ.
- Uni Driver EV має шестигранник на валу, що необхідно для досягнення потрібного крутного моменту при видаленні. Для зняття Uni Abutment EV використовується разом з рукояткою хірургічного ключа.

Ключ для встановлення (Direct Driver EV Ø3.3 Ø4)



|             |       |
|-------------|-------|
| Довжина, мм | 26    |
| Артикул     | 25764 |

Direct Driver EV

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для транспортування та установки прямого абатменту Direct Abutment EV Ø 3.3 та Ø 4.0.

- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver EV для транспортування та встановлення прямих абатментів Ø 5.0 та Ø 6.0 Direct Abutment EV

Ключ для кулькоподібного абатменту EV  
Ball Abutment Driver EV



|                  |       |
|------------------|-------|
| Загальна довжина | 22.7  |
| Артикул          | 25768 |

Ball Abutment Driver EV

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Використовується для встановлення та зняття Ball Abutment EV.

- Необхідні інструменти: рукоятка ортопедичного ключа та динамометричний ключ. Для зняття шароподібного абатменту Ball Abutment EV використовується разом з рукояткою хірургічного ключа.

Ключ динамометричнийV (Torque Wrench EV)

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Динамометричний ключ використовується разом з хірургічною або ортопедичною рукояткою для затягування та вимірювання крутного моменту.

- Використовується разом з хірургічною рукояткою при установці та підгонці імплантату.
- Використовується разом з ортопедичною рукояткою для затягування абатментів і гвинтів мостоподібного протезу.
- Див. інструкції з використання на сайті [www.elosmedtech.com](http://www.elosmedtech.com).

Torque Wrench EV



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 25774 |
|---------|-------|

Рукоятка для динамометричного ключа EV хірургічна  
Torque Wrench EV

Surgical Driver Handle

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Рукоятка хірургічної викрутки використовується разом з динамометричним ключем і хірургічними інструментами

Torque Wrench EV  
Surgical Driver Handle



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 25775 |
|---------|-------|

Рукоятка для динамометричного ключа EV ортопедична  
Torque Wrench EV

Restorative Driver Handle

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Ортопедична рукоятка використовується разом з динамометричним ключем і інструментами для реставрації для затягування гвинтів абатментів та гвинтів мостоподібного протезу

Torque Wrench EV  
Restorative Driver Handle



Low

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Артикул | 25776 | 25777 |
|---------|-------|-------|

Інструмент для встановлення тимчасової конометричної заглушки  
Conometric Temporization Cap  
Insertion Tool

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Інструмент для встановлення тимчасової заглушки використовується для перенесення заглушки на абатмент і фіксації її в правильному положенні

- Інструмент для встановлення Ø 3.3 має одну канавку для ідентифікації, а інструмент для встановлення Ø 4.5 має дві канавки для ідентифікації.

Conometric Temporization Cap  
Insertion Tool



|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Ø мм      | 3.3      | 4.5      |
| Висота мм | 24.5     | 24.5     |
| Артикул   | 31033636 | 31033637 |

Інструмент для фіксації конометричних абатментів  
Conometric Fixation Tool



|         |          |
|---------|----------|
| Артикул | 31072911 |
|---------|----------|

Conometric Fixation Tool

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Інструмент для фіксації конометричного абатмента активує фрикційну утримувальну здатність між фінальним ковпачком, фінальною коронкою та абатментом за допомогою комбінації тиску та імпульсу.

Насадки на інструмент для фіксації конометричних абатментів  
Conometric Fixation Tool Tips



|              |                      |                       |                       |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | Tip Convex<br>(5 шт) | Tip U-shape<br>(5 шт) | Tip Concave<br>(5 шт) |
| Висота мм    | 11                   | 9.5                   | 10.5                  |
| Застосування | Премоляри/моляри     | Різці                 | Ікла/премоляри        |
| Артикул      | 31072906             | 31072907              | 31072908              |

Conometric Fixation Tool Tip

PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильний

Насадки вдягаються на кінчик фіксуючого інструменту

- Разове використання

Викрутка Atlantis FLO  
Atlantis FLO screwdriver



|         |       |
|---------|-------|
| Артикул | 34601 |
|---------|-------|

Atlantis FLO screwdriver

Нержавіюча сталь<sup>3</sup>, нестерильний

Необхідно для Atlantis FLO, використовується при лабораторному скануванні.



Ортопедичний лоток

|             |          |        |        |
|-------------|----------|--------|--------|
| Розміри, мм | Довжина  | Ширина | Висота |
| Артикул     | 97.8     | 136.5  | 61.5   |
|             | 68015288 |        |        |

Ортопедичний лоток

PPSU пластик<sup>11</sup> / Силікон<sup>12</sup>, нестерильний

Використовується для стерилізації та зберігання ортопедичних інструментів

- Вбудовані силіконові тримачі для інструментів
- Легко скануємий QR код для отримання додаткової інформації

# Каталог продукції для протезування Astra Tech Implant EV Profile

Неіндексовані компоненти, призначені для імплантів з EV-з'єднанням, також можуть бути використані для Astra Tech Implant EV Profile.

Індексовані компоненти, призначені для імплантів з EV-з'єднанням, не можуть бути використані для Astra Tech Implant EV Profile.





## 13. Вступ. Протезування Astra Tech Implant EV Profile Ортопедичний асортимент

У цьому розділі Ви знайдете кольорове кодування, маркування та геометричні позначення, що спрощують правильну ідентифікацію відповідних компонентів.

Розмір з'єднання імплантат-абатмент визначається за допомогою спеціального відповідного кольору. Цей колір наноситься безпосередньо на компоненти та інструменти, а також на упаковку та інформаційні матеріали, де це необхідно.




### З'єднання імплантат-абатмент

#### Astra Tech Implant EV Pro le

Astra Tech Implant EV Profile має унікальний дизайн з можливістю встановлення всіх індексованих компонентів тільки в одному положенні та включає опцію для неіндексованого встановлення.

#### Тільки в одному положенні

Всі індивідуальні абатменти Atlantis та індексовані компоненти для Astra Tech Implant EV Profile можна встановити тільки в одному положенні.



#### Неіндексовані

Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому ротаційному положенні.

Див. сторінку 5 для отримання додаткової інформації про з'єднання EV та три різні варіанти установки абатментів/індексації.



## Огляд



Тільки в одному положенні



Круглий



Неіндексовані



Трикутний

## Гвинт-заглушка

### Cover Screw Profile



0 мм 25582

## Формувачі ясен

### HealDesign Profile EV



Ø 5.0 3 мм 25587  
 Ø 5.0 4 мм 25584  
 Δ 5.0 3 мм 25585  
 Δ 6.5 3 мм 25586

### HealDesign EV



Ø 5.0 2.5 мм 68013015  
 Ø 5.0 3.5 мм 68013016  
 Ø 5.0 4.5 мм 68013017  
 Ø 5.0 6.5 мм 68013018  
 Ø 6.5 2.5 мм 68013019  
 Ø 6.5 3.5 мм 68013020  
 Ø 6.5 4.5 мм 68013021  
 Ø 6.5 6.5 мм 68013022

### Healing Abutment EV




Ø 4.0 2.0 мм 68013052  
 Ø 4.0 3.0 мм 68013053  
 Ø 4.0 4.0 мм 68013054  
 Ø 4.0 6.0 мм 68013055

Неіндексовані компоненти, включаючи загоювальні абатменти, абатменти MultiBase та абатменти LOCATOR R-Tx®, сумісні з Astra Tech Implant EV Profile.

## Тимчасові абатменти

### Temp Abutment Profile EV\*



Ø 4.5 1 мм 26256

### TempDesign EV\*



Ø 7.1 мм 25756

## Абатменти

### TiDesign Profile EV



Ø 5.5 15° 2 мм 25595  
 Ø 5.5 3 мм 25594  
 Δ 5.5 2 мм 25592  
 Δ 7.0 2 мм 25593

### Direct Abutment EV



Ø 5.1 мм 25367  
 Ø 5.2 мм 25368  
 Ø 5.3 мм 25369  
 Ø 6.1 мм 25494  
 Ø 6.2 мм 25495  
 Ø 6.3 мм 25496

\* Також для одиночних реставрацій з гвинтовою фіксацією

## Абатменти

### Uni Abutment EV



1 мм 25562  
 2 мм 25563  
 3 мм 25564  
 5 мм 25565

### MultiBase Abutment EV



1.5 мм 68012194  
 2.5 мм 68012195  
 3.5 мм 68012196  
 4.5 мм 68012197  
 17° 1.5 мм 68012202  
 17° 2.5 мм 68012203  
 17° 3.5 мм 68012204  
 17° 4.5 мм 68012205  
 30° 1.5 мм 68012208  
 30° 2.5 мм 68012209

### Angled Abutment Profile EV



1 мм 25890  
 2 мм 25891

## Загоювальні ковпачки

### MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм  
 6801 2230

### Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Короткий 25952  
 Ø 4.3 25616  
 Ø 5.5 Короткий 25953  
 Ø 5.5 25617

### Angled Abutment EV Heal Cap



25 65 0

## Відбитки

### MultiBase Pick-Up



6801 2232

### MultiBase Transfer



6801 2231

### Angled Abutment EV Pick-up



2624 4

Cement-retained

Screw-retained

## Абатменти

### LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 6801 2420  
 2 мм 6801 2421  
 3 мм 6801 2422  
 4 мм 6801 2423  
 5 мм 6801 2424  
 6 мм 6801 2425

### LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25662  
 2 мм 25663  
 3 мм 25664  
 4 мм 25665  
 5 мм 25666

### Ball Abutment EV



1 мм 25690  
 2 мм 25691  
 3 мм 25692  
 4 мм 25693  
 5 мм 25694  
 7 мм 25695

## Відбитки абатментів

### LOCATOR R-Tx® Impression Coping



6801 2444

### LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Відбитки імплантів

Implant Pick-Up Profile EV



Короткий 26258

Implant Pick-Up Design Profile EV



26 26 2

Implant Transfer Profile EV



Короткий 25606  
Довгий 25607

Лабораторна продукція

Lab Abutment  
Screw EV



68 01 4031

Implant Replica Profile EV



25610

Printed Model  
Analog EV



68020088

Лабораторна продукція

Uni Abutment EV  
Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV  
Transfer



26249

MultiBase Lab  
Abutment Pin



1 4 мм 68012234  
1 8 мм 68012235  
22 мм 68012236

MultiBase Lab  
Bridge Screw



6801 2237

MultiBase  
Analog



6801 2238

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

Lab Bridge  
Screw EV



25656

Uni Abutment EV  
Replica



25615

Angled  
Abutment EV  
Replica



25 65 2

Printed Model  
Analog – Uni  
Abutment EV



680201 00

Printed Model  
Analog – MultiBase  
Abutment EV



68020 099

Циліндри

MultiBase Temporary  
Cylinder



6801 2239

Uni Abutment EV  
Temporary Cylinder



26 250

Angled Abutment EV  
Temporary Cylinder



25 65 4

MultiBase  
Semi-Burnout  
Cylinder



6801 2243

Uni Abutment EV  
Semi-Burnout  
Cylinder



25647

Angled Abutment EV  
Semi-Burnout  
Cylinder



25 65 3

MultiBase Burnout  
Cylinder



68 01 2240

Uni Abutment EV  
Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV  
Burnout Cylinder



25 65 5

Гвинти  
мосто-  
подіб-  
ного  
протезу

MultiBase  
Bridge Screw



6801 2233

Bridge  
Screw EV



25481

Аналог

LOCATOR R-Tx®  
Abutment Analog



6801 2443

LOCATOR®  
Abutment  
Replica



24 485

Ball Abutment EV  
Replica



25826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention  
Limited Range Processing Pack



6801 2439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert  
Standard range



Grey 6801 2432 Pink 6801 2434  
Blue 6801 2433 Clear 68012 435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert  
Limited range



Aqua 6801 2436  
Magenta 6801 2437  
Gold 6801 2438

LOCATOR R-Tx®  
Processing Insert



6801 2440

LOCATOR R-Tx®  
Block-Out Spacer



6801 2441

LOCATOR R-Tx® Denture  
Attachment Processing Assembly



6801 2442

LOCATOR R-Tx®  
Processing Spacer



6801 2445

Dalbo Plus Female Part TE  
Basic, complete



25 834

LOCATOR® Process Kit



24 483

LOCATOR® Insert – Male



Blue 24488  
Pink 24487  
Clear 24486


LOCATOR® Insert –  
Extended Range Male



Grey 25679 Orange 25843  
Red 24492 Green 24489



## Огляд




### Cover screw

#### Cover Screw Profile




### Формувачі ясен


#### HealDesign Profile EV



#### HealDesign EV



#### Healing Abutment EV



Неіндексовані компоненти, включаючи загоювальні абатменти, абатменти MultiBase та абатменти LOCATOR R-Tx®, сумісні з Astra Tech Implant EV Profile.

## Тимчасові абатменти

### Temp Abutment Profile EV\*




### TempDesign EV\*




## Абатменти

### TiDesign Profile EV



### Direct Abutment EV




\* Також для одиночних реставрацій з гвинтовою фіксацією

## Абатменти


### Uni Abutment EV



### MultiBase Abutment EV




### Angled Abutment Profile EV



## Загоювальні ковпачки

### MultiBase Heal Cap



### Uni Abutment EV Heal Cap



### Angled Abutment EV Heal Cap



## Відбитки

### MultiBase Pick-Up



### MultiBase Transfer



### Angled Abutment EV Pick-up



Screw-retained

## Абатменти


### LOCATOR R-Tx® Abutment EV



### LOCATOR® Abutment EV



### Ball Abutment EV



Attachment-retained

## Відбитки абатментів

### LOCATOR R-Tx® Impression Coping



### LOCATOR® Abutment Pick-up



Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

### Відбитки імплантів

Implant Pick-Up Profile EV



Короткий 26259

Implant Pick-Up Design Profile EV



26 26 3

Implant Transfer Profile EV



Короткий 25608  
Довгий 25609

### Лабораторна продукція

Lab Abutment  
Screw EV



68 01 4032

Implant Replica Profile EV



2561 1

Printed Model  
Analog EV



68020089

### Лабораторна продукція

Uni Abutment EV  
Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245  
Ø 4.3 26247  
Ø 5.5 Короткий 26246  
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV  
Transfer



26249

MultiBase Lab  
Abutment Pin



1 4 мм 68012234  
1 8 мм 68012235  
22 мм 68012236

MultiBase Lab  
Bridge Screw



6801 2237

MultiBase  
Analog



6801 2238

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643  
Проміжний 25644  
Довгий 25645

Lab Bridge  
Screw EV



256 56

Uni Abutment EV  
Replica



25615

Angled  
Abutment EV  
Replica



25 65 2

Printed Model  
Analog – Uni  
Abutment EV



680201 00

Printed Model  
Analog – MultiBase  
Abutment EV



68020 099

### Циліндри

MultiBase Temporary  
Cylinder



6801 2239

Uni Abutment EV  
Temporary Cylinder



26 250

Angled Abutment EV  
Temporary Cylinder



25 65 4

MultiBase  
Semi-Burnout  
Cylinder



6801 2243

Uni Abutment EV  
Semi-Burnout  
Cylinder



25647

Angled Abutment EV  
Semi-Burnout  
Cylinder



25 65 3

MultiBase Burnout  
Cylinder



68 01 2240

Uni Abutment EV  
Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV  
Burnout Cylinder



25 65 5

### Гвинти МОСТО- ПОДІБ- НОГО ПРОТЕЗУ

MultiBase  
Bridge Screw



6801 2233

Bridge  
Screw EV



25 481

### Аналог

LOCATOR R-Tx®  
Abutment Analog



6801 2443

LOCATOR®  
Abutment  
Replica



24 485

Ball Abutment EV  
Replica



25826

### Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention  
Limited Range Processing Pack



6801 2439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert  
Standard range



Grey 6801 2432 Pink 6801 2434  
Blue 6801 2433 Clear 68012 435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert  
Limited range



Aqua 6801 2436  
Magenta 6801 2437  
Gold 6801 2438

LOCATOR R-Tx®  
Processing Insert



6801 2440

LOCATOR R-Tx®  
Block-Out Spacer



6801 2441

LOCATOR R-Tx® Denture  
Attachment Processing Assembly



6801 2442

LOCATOR R-Tx®  
Processing Spacer



6801 2445

Dalbo Plus Female Part TE  
Basic, complete



25 834

LOCATOR® Process Kit



24 483

LOCATOR® Insert – Male



Blue 24488  
Pink 24487  
Clear 24486

LOCATOR® Insert –  
Extended Range Male



Grey 25679 Orange 25843  
Red 24492 Green 24 489

## 15. Гвинти - заглушки


### Cover Screw Profile

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Гвинт-заклушка використовується для герметизації з'єднання імплантату

- Самонаправляючий компонент, фіксується в імплантаті лише при правильному встановленні.
- Один варіант висоти для кожного розміру з'єднання імплантата та абатмента.
- Двокомпонентний гвинт-заклушка з кольоровим кодуванням заглушки. Гвинт без кольору
- Клінічне застосування: двоетапні хірургічні процедури
- Кольорове маркування
- Індикація: тільки в одному положенні

### Cover Screw Profile



## 16. Формувачі ясен

### HealDesign Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, стерильний

Формувач ясен HealDesign Profile EV використовується для контурування м'яких тканин у фазі загоєння.

- В основі дизайну формувачів ясен лежить специфічний для області підхід «crown-down» з урахуванням ряду природних зубів
- Дизайн імітує різну форму зубів і сприяє підготовці м'яких тканин до встановлення постійного абатменту
- Значення висоти та діаметра відповідають постійним абатментам і запланованим положенням зубів.
- Двокомпонентний абатмент
- Самонаправляючий компонент; фіксується в імплантаті тільки при правильній посадці
- Має маркування діаметру, висоти та літеру "P" (Profile)
- Клінічне застосування: одно- та двоетапна хірургія
- Кольорове маркування
- У комплекті: Формувач ясен HealDesign Profile EV та абатментний гвинт з кольоровим маркуванням
- Варіанти індикації: тільки в одному положенні

P 4.2



### HealDesign Profile EV 4.2

|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               |       |       |       |       |
|               | ○     | ○     | △     | △     |
| Ø мм          | 5     | 5     | 5     | 6.5   |
| A – Висота мм | 5     | 4     | 4.5   | 4     |
| B – Висота мм | 4     | 3     | 3     | 3     |
| Артикул       | 25584 | 25587 | 25585 | 25586 |

P 4.8

### HealDesign Profile EV 4.8

|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               |       |       |       |       |
|               | ○     | ○     | △     | △     |
| Ø мм          | 5     | 6.5   | 5     | 6.5   |
| A – Висота мм | 4.5   | 5.5   | 4.5   | 4.5   |
| B – Висота мм | 3     | 4     | 3     | 3     |
| Артикул       | 25591 | 25589 | 25588 | 25590 |



Круглі форми можуть застосовуватися в будь-яких положеннях у роті.

Трикутні форми призначені для передніх імплантатів і імітують специфічну форму різців та іклів.

Також можна використовувати цільні неіндексовані формувачі ясен

## 17. Тимчасові абатменти

### Тимчасовий абатмент Profile EV Temp Abutment Profile EV

|                          |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |
|                          | <b>P<sub>4.2</sub></b>                                                            | <b>P<sub>4.8</sub></b>                                                            |
| Ø мм                     | 4.5                                                                               | 5.0                                                                               |
| A – Букальна Висота мм   | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| B – Лінгвальна Висота мм | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| Верт. Висота мм          | 9                                                                                 | 9                                                                                 |
| Артикул                  | 26256                                                                             | 26257                                                                             |

### Тимчасовий абатмент естетичний TempDesign Profile EV TempDesign Profile EV

|                          |                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |
|                          | <b>P<sub>4.2</sub></b>                                                             | <b>P<sub>4.8</sub></b>                                                             |
| Ø мм                     | 7                                                                                  | 8                                                                                  |
| A – Букальна Висота мм   | 1                                                                                  | 1                                                                                  |
| B – Лінгвальна Висота мм | 1                                                                                  | 1                                                                                  |
| Верт. Висота мм          | 12                                                                                 | 12                                                                                 |
| Артикул                  | 25756                                                                              | 25757                                                                              |

### Продукція для конкретного пацієнта - альтернативні варіанти реставрації



Atlantis Healing Abutment

Atlantis CustomBase Solution  
– Atlantis Abutment та Atlantis Temporary Crown

### Гвинт абатменту EV Abutment Screw EV


|         |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |
|         | <b>M</b>                                                                            | <b>L</b>                                                                            |
|         | M1.8                                                                                | M2.0                                                                                |
| Артикул | 68012168                                                                            | 68012169                                                                            |

### Temp Abutment Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Тимчасовий абатмент використовується як індивідуальна основа для тимчасових реставрацій на рівні імплантатів і дозволяє надалі формувати м'які тканини.

- Призначений для техніки нарощування
- Переважно використовується в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, тільки одиночні
- Клінічне застосування: довготривале тимчасове рішення
- У комплекті: TempAbutment Profile EV та відповідний за кольором гвинт Abutment Screw EV
- Варіант індексації:
  - Тільки в одному положенні




### TempDesign Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup> / РЕЕК пластик<sup>10</sup>, нестерильний

Абатмент TempDesign призначений для редуційної техніки.

- Може використовуватися біля пацієнта або в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, тільки одиночні
- Клінічне застосування: максимум 180 днів
- У комплекті: Тимчасовий абатмент TempDesignProfile EV та відповідні за кольором гвинти для абатментів EV
- Варіант індексації:
  - тільки в одному положенні



### Abutment Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Гвинт абатмента використовується для фіксації абатмента на імплантаті

- З кожним постійним двокомпонентним абатментом поставляється відповідний гвинт абатмента
- Додаткові гвинти можна замовити окремо
- Кольорове маркування



# 18. Відбитки та лабораторні компоненти

## Трансфери для зняття відбитків з імплантату

### Implant Pick-Up Profile EV / Implant Pick-Up Design Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Використовується для перенесення положення імплантату та анатомії м'яких тканин на мастер-модель.


- Позиціонування з автоматичним напрямком
- Інтегрований пін для безпечного використання
- Шестигранник на головці піна
- Процедура виконується однією рукою
- Implant Pick-Up Design EV розроблено для шинування
- Клінічне застосування: зняття відбитків методом відкритої ложки
- Маркування з літерою "P" для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: Обидва трансфери Implant Pick-Up Profile EV та Implant Pick-Up Design Profile EV мають інтегрований пін
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (додатково)

### Implant Pick-Up Profile EV, Короткий




|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Ø мм      | 4.6   | 4.6   |
| Висота мм | 16.5  | 16.5  |
| Артикул   | 26258 | 26259 |


### Implant Pick-Up Design Profile EV



|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Ø мм      | 4.2   | 4.8   |
| Висота мм | 22    | 22    |
| Артикул   | 26262 | 26263 |



Маркування -  
скошена  
канавка



## Трансфери для зняття відбитків з імплантату

### Implant Transfer Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Використовується для перенесення положення імплантату та анатомії м'яких тканин на мастер-модель.

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Інтегрований пін для безпечного використання
- Процедура виконується однією рукою
- Шестигранник на головці піна
- Клінічне застосування: зняття відбитків методом закритої ложки
- Маркування з літерою "P" для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: Implant Transfer Profile з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (додатко)

### Implant Transfer Profile EV, Короткий




|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Ø мм      | 4.2   | 4.8   |
| Висота мм | 11    | 11    |
| Артикул   | 25606 | 25608 |

### Implant Transfer Profile EV, Довгий



|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Ø мм      | 4.2   | 4.8   |
| Висота мм | 14    | 14    |
| Артикул   | 25607 | 25609 |



Маркування -  
скошена  
канавка та  
літера P

## Аналог імплантату (Репліка)

### Implant Replica Profile EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Регулювання верхівки дозволяє витягувати аналог з мастер-моделі без розділення на частини. Використовується тільки при виготовленні традиційних моделей.

- Традиційні моделі

### Implant Replica Profile EV



|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Висота мм | 16.5  | 16.5  |
| Артикул   | 25610 | 25611 |

Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.



## Компоненти сканування

## Atlantis IO FLO



Внутрішньоротове сканування

P<sub>4.2</sub>P<sub>4.8</sub>

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| IO FLO код | IO P-06 | IO P-07 |
| Артикул    | 35248   | 35249   |

## Atlantis FLO



Лабораторне сканування

P<sub>4.2</sub>P<sub>4.8</sub>

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| FLO код | P-06  | P-07  |
| Артикул | 34598 | 34599 |

## Atlantis IO FLO

Титановий сплав<sup>1</sup> / PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильний

## Atlantis FLO

Нержавіюча сталь<sup>3</sup> / POM пластик<sup>9</sup>, нестерильний

Atlantis IO FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату.

Atlantis FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків моделі на рівні імплантату

- Можна використовувати з будь-яким з'єднанням при скануванні абатментів Atlantis
- Дозволяє програмному забезпеченню для моделювання створювати достійне виведення для виготовлення реставрації на TitaniumBase
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для Atlantis IO FLO та викрутка Atlantis FLO для Atlantis FLO

## Atlantis IO FLO-S

Рівень імплантату

M

L

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| FLO код | A04M     | A04N     |
| Артикул | 68020020 | 68020021 |

Рівень абатменту



|         |                       |                 |
|---------|-----------------------|-----------------|
|         | MultiBase Abutment EV | Uni Abutment EV |
| FLO код | A04S                  | A04F            |
| Артикул | 68020034              | 68020031        |

## Atlantis IO FLO-S

Титановий<sup>2</sup>, нестерильний

Лотки для зберігання виготовлені з алюмінію з силіконовими ущільнювачами.

Atlantis IO FLO-S - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату або абатмента.

- Atlantis IO FLO-S використовується при скануванні супраструктур Atlantis
- Може використовуватися як для внутрішньоротового, так і для модельного сканування

Маркер FLO-S без маркування IO можна використовувати тільки для сканування моделей і не схвалено для внутрішньоротового сканування.

## LOCATOR® Scan Body



|         |          |          |
|---------|----------|----------|
|         | 4 уп     | 10 уп    |
| Артикул | 68020513 | 68020514 |

## LOCATOR® R-Tx Scan Body



|         |          |          |
|---------|----------|----------|
|         | 4 уп     | 10 уп    |
| Артикул | 68020515 | 68020516 |

## LOCATOR® Scan Body

## LOCATOR® R-Tx Scan Body

PEEK пластик<sup>10</sup>, нестерильний

LOCATOR® Scan Body і LOCATOR R-Tx® Scan Body - це багаторазові інструменти для обробки, призначені для відображення розташування, орієнтації і простору, необхідного для створення виїмки в протезі, яка пізніше буде використовуватися для фіксації корпусу протеза LOCATOR або LOCATOR R-Tx.

- Плануйте кейси Locator у цифровому протоколі
- Зафіксуйте точне розташування абатмента
- Сканування інтраорально або на моделі
- Можна стерилізувати та використовувати повторно

Lab Abutment Screw EV

Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

Лабораторний гвинт абатмента використовується для закріплення абатменту на аналозі імплантату. Лабораторний гвинт абатменту слід використовувати тільки разом з аналогом (реплікою) імплантату Profile EV.

- Тільки для використання разом з аналогом (реплікою) імплантатом Profile EV
- Кольорове маркування
- У комплекті: 4 шт. Lab Abutment Screw EV

Lab Abutment Screw EV



|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Артикул | 68014031 | 68014032 |
|---------|----------|----------|


19. Реставрації з цементною фіксацією

TiDesign Profile EV


Титановий сплав<sup>1</sup>, нестерильний

TiDesign використовується як основа для реставрацій з цементною фіксацією

- Анатомічно розроблений абатмент
- Круглий - конструкція для більшості ортопедичних ситуацій
- Трикутний - переважно для різців та іклів з чітко вираженою трикутною формою
- Кутовий - за необхідності зміщення у передньому або бічному відділі для компенсації встановлення імплантатів під кутом, несприятливим для реставрації
- Реставрація: з цементною фіксацією
- Клінічне застосування: одиночні та багатокомпонентні реставрації
- Маркування із зазначенням розміру з'єднання, діаметру та P для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: TiDesign Profile EV та відповідний гвинт абатмента EV із кольоровим маркуванням.
- Індикація: тільки в одному положенні




P<sub>4.2</sub> TiDesign Profile EV 4.2



|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø мм                     | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 7.0   |
| A – Букальна Висота мм   | 3     | 2     | 2     | 2     |
| B – Лінгвальна Висота мм | 3     | 2     | 2     | 2     |
| Верт. Висота мм          | 9.5   | 8.5   | 8.5   | 8.5   |
| Артикул                  | 25594 | 25595 | 25592 | 25593 |

P<sub>4.8</sub> TiDesign Profile EV 4.8



|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø мм                     | 7.0   | 5.5   | 5.5   | 7.0   |
| A – Букальна Висота мм   | 3     | 2     | 2     | 2     |
| B – Лінгвальна Висота мм | 3     | 2     | 2     | 2     |
| Верт. Висота мм          | 9     | 8     | 8     | 8     |
| Артикул                  | 25598 | 25599 | 25596 | 25597 |

Спеціальні продукти для пацієнта – альтернативні варіанти реставрацій



Atlantis  
Індивідуальний  
Абатмент



Atlantis  
Індивідуальний  
Абатмент для цементних  
корон



Atlantis Персоналізовані Рішення  
–Індивідуальні абатменти та  
Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

## 20. Реставрації з гвинтовою фіксацією

### **P<sub>4.2</sub>** Кутовий абатмент Abutment Profile EV 4.2, 20°



|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| А – Висота букальна мм   | 2     | 3     |
| В – Висота лінгвальна мм | 1     | 2     |
| С – Висота мм            | 6     | 7     |
| Артикул                  | 25890 | 25891 |

### Angled Abutment Profile EV

Титановий<sup>2</sup>, стерильний, постачається разом із гвинтом

- Використовується для реставрацій з гвинтовою фіксацією для декількох зубів тільки разом з Uni Abutment EV
- Однаковий конусний верх для всіх стандартних кутових абатментів Angled Abutment EV
- Без індексації, можуть встановлюватися в будь-якому ротаційному положенні.
- Маркований літерою "P"

### **P<sub>4.8</sub>** Кутовий абатмент Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°




|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| А – Висота букальна мм   | 2     | 3     |
| В – Висота лінгвальна мм | 1     | 2     |
| С – Висота мм            | 6     | 7     |
| Артикул                  | 25892 | 25893 |



### MultiBase Abutment EV

Неіндексовані MultiBase Abutment EV сумісні з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 33, 34.



### Uni Abutment EV

Неіндексовані Uni Abutment EV сумісні з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 38.



### Спеціальні продукти для пацієнтів — альтернативні варіанти реставрації



Atlantis  
Мостоподібний протез



Atlantis  
Гібридний протез



Atlantis  
Індивідуальний абатмент для мостоподібних реставрацій

## 21. Реставрації з фіксацією на аттачменах

### **LOCATOR R-Tx® Abutment EV**

LOCATOR R-Tx® Abutment EV сумісний з  
Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62  
та асортимент на ст. 44.



### **LOCATOR® Abutment EV**

Non-indexed LOCATOR® Abutment EV сумісний з  
Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62  
та асортимент на ст. 47.



### **Ball Abutment EV**

Non-indexed Ball Abutment EV сумісний з  
Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62  
та асортимент на ст. 49.



## 22. Додаток

### Конометрична концепція Acuris

Acuris — це революція в протезуванні одиночних коронок, які зафіксовані, але все ж можуть бути витягнуті лікарем. Фрикційна фіксація передбачає режим фіксації, що забезпечує естетику цементної фіксації коронки, зберігаючи можливість її витягування та виключаючи ризик залишкового цементу під слизовою оболонкою.

Для отримання додаткової інформації та покрокових інструкцій зверніться до інструкції по конометричній концепції Acuris.



### Індивідуальні реставрації Atlantis для конкретних пацієнтів

До асортименту цифрових рішень на основі імплантатів компанії Dentsply Sirona входять компоненти Atlantis, які підтримують максимально індивідуалізовані ортопедичні рішення для всіх основних систем імплантатів\*, забезпечуючи відмінну основу для оптимальної функціональності та естетики.

Супраструктури, абатменти та коронки індивідуально конструюються на основі кінцевої форми зубів за допомогою унікального програмного забезпечення для проектування. Це значна перевага для досягнення більш природного, естетичного результату та оптимальної функції.

\* Для отримання додаткової інформації, схем сумісності, посібників та інструкцій перейдіть на сайт [www.orderdigitalsolutions.com](http://www.orderdigitalsolutions.com)



## 23. Специфікації матеріалів

Індекс<sup>x</sup> можна знайти в описі матеріалу для конкретної продукції

### Метали

| Тип                     | Індекс | Склад/Призначення                                                                                                        | Стандарт  |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Титановий сплав         | 1      | Титин-6ААлюміній-4Ванадій                                                                                                | ASTM F136 |
| Титановий               | 2      | Чистий титан                                                                                                             | ASTM F67  |
| Нержавіюча сталь        | 3      |                                                                                                                          | ASTM F899 |
| Сплав золота            | 4      | Au 68.6% , Ag 11.85% , Cu 10.6% , Pd 3.95% , Zn 2.5% , Pt 2.45% , Ir 0.05%<br>T <sub>s</sub> - T <sub>L</sub> 880–940° C |           |
| Золото-платиновий сплав | 5      | Au 60% , Pd 20% , Pt 19% , Ir 1%                                                                                         |           |
| TiN покриття            | 6      | Нітрид титану                                                                                                            |           |
| TiCN покриття           | 7      | Нітрид вуглецю титану                                                                                                    |           |
| Алюміній                | 8      | 6061 T6                                                                                                                  |           |

### Пластик

| Тип          | Індекс | Склад/Призначення     | Стандарт |
|--------------|--------|-----------------------|----------|
| POM пластик  | 9      | Поліоксиметилен       |          |
| PEEK пластик | 10     | Поліефіретеркетон     |          |
| PPSU пластик | 11     | Поліфенілсульфон      |          |
| Силікон      | 12     |                       |          |
| PMMA пластик | 13     | Поліметиленметакрилат |          |
| PP пластик   | 14     | Поліпропілен          |          |
| PA пластик   | 15     | Поліамід              |          |
| PE пластик   | 16     | Поліетилен            |          |
| PC пластик   | 17     | Полікарбонат          |          |

# 24. Індекс

## Згідно артикулу

| Артикул | Сторінка                                      | Сторінка                     |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 24 482  | LOCATOR® Core Tool.....                       | 48                           |
| 24 483  | LOCATOR® Process Kit.....                     | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24 484  | LOCATOR® Abutment Pick-up.....                | 8, 10, 12, 47, 60, 62        |
| 24 485  | LOCATOR® Abutment Replica.....                | 9, 11, 13, 47, 61, 63        |
| 24 486  | LOCATOR® Insert Clear.....                    | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24 487  | LOCATOR® Insert Pink.....                     | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24 488  | LOCATOR® Insert Blue.....                     | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24 489  | LOCATOR® Insert Green.....                    | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24 492  | LOCATOR® Insert Red.....                      | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 25310   | Direct Abutment EV Heal Cap 3.3.....          | 30                           |
| 25311   | Direct Abutment EV Heal Cap 4.....            | 30                           |
| 25312   | Direct Abutment EV Heal Cap 5.....            | 30                           |
| 25313   | Direct Abutment EV Heal Cap 6.....            | 30                           |
| 25361   | Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 1 mm.....      | 7, 29                        |
| 25362   | Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 2 mm.....      | 7, 29                        |
| 25363   | Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 3 mm.....      | 7, 29                        |
| 25364   | Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 1 mm.....        | 9, 29                        |
| 25365   | Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 2 mm.....        | 9, 29                        |
| 25366   | Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 3 mm.....        | 9, 29                        |
| 25367   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 1 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25368   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 2 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25369   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 3 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25370   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 1 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25371   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 2 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25372   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 3 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25373   | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 1 mm.....        | 15, 29                       |
| 25374   | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 2 mm.....        | 15, 29                       |
| 25375   | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 3 mm.....        | 15, 29                       |
| 25396   | Direct Abutment EV Pick-Up 3.3.....           | 30                           |
| 25397   | Direct Abutment EV Pick-Up 4.....             | 30                           |
| 25398   | Direct Abutment EV Pick-Up 5.....             | 30                           |
| 25399   | Direct Abutment EV Pick-Up 6.....             | 30                           |
| 25401   | Direct Abutment EV Replica 3.3.....           | 30                           |
| 25402   | Direct Abutment EV Replica 4.....             | 30                           |
| 25403   | Direct Abutment EV Replica 5.....             | 30                           |
| 25404   | Direct Abutment EV Replica 6.....             | 30                           |
| 25406   | Direct Abutment EV Burnout Cap 3.3.....       | 30                           |
| 25407   | Direct Abutment EV Burnout Cap 4.....         | 30                           |
| 25408   | Direct Abutment EV Burnout Cap 5.....         | 30                           |
| 25409   | Direct Abutment EV Burnout Cap 6.....         | 30                           |
| 25481   | Bridge Screw EV – Ml. 8.....                  | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25494   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 1 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25495   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 2 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25496   | Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 3 mm.....        | 11, 29, 60                   |
| 25497   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 1 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25498   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 2 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25499   | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 3 mm.....        | 13, 29, 62                   |
| 25503   | TempDesign EV 3.0 Ø 6 5mm.....                | 19                           |
| 25504   | TempDesign EV 3.6 Ø 7 5mm.....                | 19                           |
| 25505   | TempDesign EV 4.2 Ø 9 5mm.....                | 19                           |
| 25506   | TempDesign EV 4.8 Ø 10 5mm.....               | 19                           |
| 25507   | TempDesign EV 5.4 Ø 10 5mm.....               | 19                           |
| 25555   | Uni Abutment EV 3.0 – 2 mm.....               | 6, 38                        |
| 25556   | Uni Abutment EV 3.0 – 3 mm.....               | 6, 38                        |
| 25557   | Uni Abutment EV 3.0 – 5 mm.....               | 6, 38                        |
| 25558   | Uni Abutment EV 3.6 – 1 mm.....               | 8, 38                        |
| 25559   | Uni Abutment EV 3.6 – 2 mm.....               | 8, 38                        |
| 25560   | Uni Abutment EV 3.6 – 3 mm.....               | 8, 38                        |
| 25561   | Uni Abutment EV 3.6 – 5 mm.....               | 8, 38                        |
| 25562   | Uni Abutment EV 4.2 – 1 mm.....               | 10, 38, 60                   |
| 25563   | Uni Abutment EV 4.2 – 2 mm.....               | 10, 38, 60                   |
| 25564   | Uni Abutment EV 4.2 – 3 mm.....               | 10, 38, 60                   |
| 25565   | Uni Abutment EV 4.2 – 5 mm.....               | 10, 38, 60                   |
| 25566   | Uni Abutment EV 4.8 – 1 mm.....               | 12, 38, 62                   |
| 25567   | Uni Abutment EV 4.8 – 2 mm.....               | 12, 38, 62                   |
| 25568   | Uni Abutment EV 4.8 – 3 mm.....               | 12, 38, 62                   |
| 25569   | Uni Abutment EV 4.8 – 5 mm.....               | 12, 38, 62                   |
| 25570   | Uni Abutment EV 5.4 – 1 mm.....               | 14, 38                       |
| 25571   | Uni Abutment EV 5.4 – 2 mm.....               | 14, 38                       |
| 25572   | Uni Abutment EV 5.4 – 3 mm.....               | 14, 38                       |
| 25573   | Uni Abutment EV 5.4 – 5 mm.....               | 14, 38                       |
| 25582   | Cover Screw Profile 4.2.....                  | 60, 64                       |
| 25583   | Cover Screw Profile 4.8.....                  | 62, 64                       |
| 25584   | HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 5mm.....        | 60, 64                       |
| 25585   | HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 4.5mm.....      | 60, 64                       |
| 25586   | HealDesign Profile EV 4.2 Ø 6.5 4mm.....      | 60, 64                       |
| 25587   | HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 4mm.....        | 60, 64                       |
| 25588   | HealDesign Profile EV 4.8 Ø 5 4.5mm.....      | 62, 64                       |
| 25589   | HealDesign Profile EV 4.8 Ø 6.5 5.5mm.....    | 62, 64                       |
| 25590   | HealDesign Profile EV 4.8 Ø 6.5 4.5mm.....    | 62, 65                       |
| 25591   | HealDesign Profile EV 4.8 Ø 5 4.5mm.....      | 62, 64                       |
| 25592   | TiDesign Profile EV 4.2 Ø 5.5 2mm.....        | 60, 68                       |
| 25593   | TiDesign Profile EV 4.2 Ø 7.0 2mm.....        | 60, 68                       |
| 25594   | TiDesign Profile EV 4.2 Ø 5.5 3mm.....        | 60, 68                       |
| 25595   | TiDesign Profile EV 4.2 Ø 5.5 1.5° 2mm.....   | 60, 68                       |
| 25596   | TiDesign Profile EV 4.8 Ø 5.5 2mm.....        | 62, 68                       |
| 25597   | TiDesign Profile EV 4.8 Ø 7.0 2mm.....        | 62, 68                       |
| 25598   | TiDesign Profile EV 4.8 Ø 7.0 5 3mm.....      | 62, 68                       |
| 25599   | TiDesign Profile EV 4.8 Ø 5.5 1.5° 2mm.....   | 62, 68                       |
| 25606   | Implant Transfer Profile EV 4.2 Короткий..... | 61, 66                       |
| 25607   | Implant Transfer Profile EV 4.2 Довгий.....   | 61, 66                       |
| 25608   | Implant Transfer Profile EV 4.8 Короткий..... | 63, 66                       |
| 25609   | Implant Transfer Profile EV 4.8 Довгий.....   | 63, 66                       |
| 25610   | Implant Replica Profile EV 4.2.....           | 61, 66                       |
| 25611   | Implant Replica Profile EV 4.8.....           | 63, 66                       |
| 25615   | Uni Abutment EV Replica.....                  | 7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63 |
| 25616   | Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 – 4.4 mm.....  | 6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 |
| 25617   | Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 – 4.4 mm.....  | 6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 |
| 25619   | Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm.....        | 8, 42                        |
| 25621   | Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm NI.....     | 8, 42                        |
| 25620   | Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm.....        | 8, 42                        |
| 25622   | Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm NI.....     | 8, 42                        |
| 25625   | Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm.....        | 8, 42                        |
| 25626   | Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm.....        | 8, 42                        |
| 25627   | Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm NI.....     | 8, 42                        |
| 25628   | Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm NI.....     | 8, 42                        |
| 25631   | Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm.....        | 10, 42                       |
| 25632   | Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm.....        | 10, 42                       |
| 25633   | Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm NI.....     | 10, 42                       |
| 25634   | Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm NI.....     | 10, 42                       |
| 25643   | Lab Abutment Pin EV Короткий.....             | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25644   | Lab Abutment Pin EV Проміжний.....            | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25645   | Lab Abutment Pin EV Довгий.....               | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25647   | Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder.....    | 7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63 |
| 25649   | Uni Abutment EV Burnout Cylinder.....         | 7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63 |
| 25650   | Angled Abutment Heal Cap.....                 | 8, 10, 12, 42, 60, 62        |
| 25652   | Angled Abutment Replica.....                  | 9, 11, 13, 43, 61, 63        |
| 25653   | Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder.....    | 9, 11, 13, 43, 61, 63        |
| 25654   | Angled Abutment Temporary Cylinder.....       | 9, 11, 13, 43, 61, 63        |
| 25655   | Angled Abutment Burnout Cylinder.....         | 9, 11, 13, 43, 61, 63        |
| 25656   | Lab Bridge Screw EV – Ml. 8.....              | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25657   | LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 1 mm.....          | 8, 47                        |
| 25658   | LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 2 mm.....          | 8, 47                        |
| 25659   | LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 3 mm.....          | 8, 47                        |
| 25660   | LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 4 mm.....          | 8, 47                        |
| 25661   | LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 5 mm.....          | 8, 47                        |
| 25662   | LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 1 mm.....          | 10, 47, 60                   |
| 25663   | LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 2 mm.....          | 10, 47, 60                   |
| 25664   | LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 3 mm.....          | 10, 47, 60                   |
| 25665   | LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 4 mm.....          | 10, 47, 60                   |
| 25666   | LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 5 mm.....          | 10, 47, 60                   |

| Артикул | Сторінка                                                                              | Артикул   | Сторінка                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 25667   | LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 1 mm.....12, 47, 62                                        | 26258     | Implant Pick-Up Profile EV 4.2 Короткий ..... 61, 66     |
| 25668   | LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 2 mm.....12, 47, 62                                        | 26259     | Implant Pick-Up Profile EV 4.8 Короткий .....63, 66      |
| 25669   | LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 3 mm.....12, 47, 62                                        | 26262     | Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2 .....61, 66        |
| 25670   | LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 4 mm.....12, 47, 62                                        | 26263     | Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8 .....63, 66        |
| 25671   | LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 5 mm.....12, 47, 62                                        | 34593     | Atlantis FLO P-01 (XS).....23                            |
| 25679   | LOCATOR® Insert Grey.....9, 11, 13, 48, 61, 63                                        | 34594     | Atlantis FLO P-02 (S).....23                             |
| 25684   | Ball Abutment EV 3.6 – 1 mm.....8, 49                                                 | 34595     | Atlantis FLO P-03 (M).....23                             |
| 25685   | Ball Abutment EV 3.6 – 2 mm.....8, 49                                                 | 34596     | Atlantis FLO P-04 (L).....23                             |
| 25686   | Ball Abutment EV 3.6 – 3 mm.....8, 49                                                 | 34597     | Atlantis FLO P-05 (XL) .....23                           |
| 25687   | Ball Abutment EV 3.6 – 4 mm.....8, 49                                                 | 34598     | Atlantis FLO P-06 Profile 4.2 .....67                    |
| 25688   | Ball Abutment EV 3.6 – 5 mm.....8, 49                                                 | 34599     | Atlantis FLO P-07 Profile 4.8 .....67                    |
| 25689   | Ball Abutment EV 3.6 – 7 mm.....8, 49                                                 | 34601     | Atlantis FLO Screwdriver .....57                         |
| 25690   | Ball Abutment EV 4.2 – 1 mm.....10, 49                                                | 35243     | Atlantis IO FLO IO P-01 (XS).....23                      |
| 25691   | Ball Abutment EV 4.2 – 2 mm.....10, 49                                                | 35244     | Atlantis IO FLO IO P-02 (S).....23                       |
| 25692   | Ball Abutment EV 4.2 – 3 mm.....10, 49                                                | 35245     | Atlantis IO FLO IO P-03 (M).....23                       |
| 25693   | Ball Abutment EV 4.2 – 4 mm.....10, 49                                                | 35246     | Atlantis IO FLO IO P-04 (L).....23                       |
| 25694   | Ball Abutment EV 4.2 – 5 mm.....10, 49                                                | 35247     | Atlantis IO FLO IO P-05 (XL).....23                      |
| 25695   | Ball Abutment EV 4.2 – 7 mm.....10, 49                                                | 35248     | Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4.2 .....67              |
| 25696   | Ball Abutment EV 4.8 – 1 mm.....12, 49                                                | 35249     | Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4.8 .....67              |
| 25697   | Ball Abutment EV 4.8 – 2 mm.....12, 49                                                | 36030     | Atlantis screwdriver–ASA 1.8mm.....54                    |
| 25698   | Ball Abutment EV 4.8 – 3 mm.....12, 49                                                | 36031     | Atlantis screwdriver–ASA 24mm.....54                     |
| 25699   | Ball Abutment EV 4.8 – 4 mm.....12, 49                                                | 36032     | Atlantis screwdriver–ASA 32mm.....54                     |
| 25700   | Ball Abutment EV 4.8 – 5 mm.....12, 49                                                | 31033636  | Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø3.3 .....56 |
| 25701   | Ball Abutment EV 4.8 – 7 mm.....12, 49                                                | 31033637  | Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø4.5 .....56 |
| 25708   | Uni Driver EV.....55                                                                  | 31047210  | Conometric Analog Ø3.3 .....9, 11, 53                    |
| 25756   | TempDesign Profile EV 4.2 Ø7 .....60, 65                                              | 31072001  | Conometric Impression Cap Ø3.3/5.4 .....9, 11, 53        |
| 25757   | TempDesign Profile EV 4.8 Ø8 .....62, 65                                              | 31072002  | Conometric Impression Cap Ø4.5/5.4 .....9, 11, 52        |
| 25764   | Direct Driver EV Ø3.3 Ø4 .....55                                                      | 31072020  | Conometric Analog Ø4.5 .....9, 11, 53                    |
| 25766   | LOCATOR® Driver EV .....48                                                            | 31072101  | Conometric Healing Cap Ø3.3/4.8 .....9, 11, 52           |
| 25768   | Ball Abutment Driver EV .....55                                                       | 31072102  | Conometric Healing Cap Ø3.3/6.0 .....9, 11, 52           |
| 25771   | Hex Driver 20mm manual.....54                                                         | 31072103  | Conometric Healing Cap Ø4.5/6.0 .....9, 11, 52           |
| 25772   | Hex Driver 31 mm manual.....54                                                        | 31072301  | Conometric Final Cap Ø3.3 .....9, 11, 53                 |
| 25774   | Torque Wrench EV .....56                                                              | 31072112  | Conometric Temporization Cap Ø3.3/4.6 .....8, 10, 52     |
| 25775   | Torque Wrench EV Surgical Driver Handle.....56                                        | 31072114  | Conometric Temporization Cap Ø4.5/5.8 .....8, 10, 52     |
| 25776   | Torque Wrench EV Restorative Driver Handle.....56                                     | 31072121  | Conometric Lab Cap Ø3.3/4.6 .....9, 11, 53               |
| 25777   | Torque Wrench EV Restorative Driver Handle Low.....56                                 | 31072123  | Conometric Lab Cap Ø4.5/5.8 .....9, 11, 53               |
| 25826   | Ball Abutment EV Replica.....9, 11, 13, 49, 61, 63                                    | 31072303  | Conometric Final Cap Ø4.5 .....9, 11, 53                 |
| 25827   | Dalbo Plus Duplicating Aid.....50                                                     | 31072906  | Conometric Fixation Tool Tip Convex (5 шт).....57        |
| 25834   | Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete.....9, 11, 13, 50, 61, 63                   | 31072907  | Conometric Fixation Tool Tip U-shape (5 шт) .....57      |
| 25835   | Dalbo Plus Screwdriver / Activator.....48                                             | 31072908  | Conometric Fixation Tool Tip Concave (5 шт).....57       |
| 25843   | LOCATOR® Insert Orange.....9, 11, 13, 48, 61, 63                                      | 31072909  | Conometric Abutment Driver Ø3.3 25mm .....55             |
| 25844   | Dalbo Plus Lamellae retention Insert E.....50                                         | 31072910  | Conometric Abutment Driver Ø3.3 20mm .....55             |
| 25890   | Angled Abutment Profile EV 4.2, 20° .....60, 69                                       | 31072911  | Conometric Fixation Tool .....57                         |
| 25891   | Angled Abutment Profile EV 4.2, 20° .....60, 69                                       | 6801 0001 | Cover Screw EV (XS) .....6, 16                           |
| 25892   | Angled Abutment Profile EV 4.8, 20° .....62, 69                                       | 6801 0002 | Cover Screw EV (S).....8, 16                             |
| 25893   | Angled Abutment Profile EV 4.8, 20° .....62, 69                                       | 6801 0005 | Cover Screw EV (M).....10, 16                            |
| 25952   | Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 4.3 – 3.4 mm<br>.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 | 6801 0006 | Cover Screw EV (L).....12, 16                            |
| 25953   | Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 5.5 – 3.4 mm<br>.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 | 6801 0007 | Cover Screw EV (XL) .....14, 16                          |
| 26115   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 1 mm NI .....8, 51                                 | 6801 0013 | TempBase Cap (XS) (S) (M) .....6, 8, 10, 20              |
| 26116   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 2 mm NI .....8, 51                                 | 6801 0014 | TempBase Cap (L) .....12, 20                             |
| 26117   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 3 mm NI .....8, 51                                 | 6801 0015 | TempBase Cap (XL).....14, 20                             |
| 26121   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 1 mm.....8, 51                                     | 6801 2001 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 1.5mm.....6, 27                    |
| 26122   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 2mm.....8, 51                                      | 6801 2002 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm.....6, 28                    |
| 26123   | Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 3mm.....8, 51                                      | 6801 2003 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm.....6, 27                    |
| 26124   | Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 1 mm .....10, 51                                   | 6801 2004 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm.....6, 27                    |
| 26125   | Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 2 mm .....10, 51                                   | 6801 2005 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 1.5mm 15° .....6, 27               |
| 26126   | Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 3 mm .....10, 51                                   | 6801 2006 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm 15° .....6, 27               |
| 26127   | Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 1 mm.....8, 51                                    | 6801 2007 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm 15° .....6, 27               |
| 26128   | Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 2mm.....8, 51                                     | 6801 2008 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm 15° .....6, 28               |
| 26129   | Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 3mm.....8, 51                                     | 6801 2009 | TiDesign EV (S) Ø4.5 1.5mm .....8, 27                    |
| 26130   | Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 1 mm .....10, 51                                  | 6801 2010 | TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm .....8, 27                    |
| 26131   | Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 2mm .....10, 51                                   | 6801 2011 | TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm .....8, 27                    |
| 26132   | Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 3mm .....10, 51                                   | 6801 2012 | TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm .....8, 27                    |
| 26244   | Angled Abutment Pick-Up .....8, 10, 12, 42, 60, 62                                    | 6801 2017 | TiDesign EV (S) Ø4.5 1.5mm 15° .....8, 27                |
| 26245   | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Короткий 7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                   | 6801 2018 | TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm 15° .....8, 27                |
| 26246   | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Короткий 7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                   | 6801 2019 | TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm 15° .....8, 27                |
| 26247   | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Довгий... 7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                  | 6801 2020 | TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm 15° .....8, 27                |
| 26248   | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Довгий... 7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                  | 6801 2025 | TiDesign EV (S) Ø5.5 1.5mm Tri .....8, 27                |
| 26249   | Uni Abutment EV Transfer .....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                            | 6801 2042 | TiDesign EV (M) Ø5.5 1.5mm .....10, 28                   |
| 26250   | Uni Abutment EV Temporary Cylinder .....7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63                  | 6801 2043 | TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm .....10, 28                   |
| 26256   | Temp Abutment Profile EV 4.2 Ø4.5 .....60, 65                                         | 6801 2044 | TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm .....10, 28                   |
| 26257   | Temp Abutment Profile EV 4.8 Ø5.0 .....62, 65                                         | 6801 2045 | TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm .....10, 28                   |
|         |                                                                                       | 6801 2046 | TiDesign EV (M) Ø5.5 1.5mm 15° .....10, 28               |
|         |                                                                                       | 6801 2047 | TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm 15° .....10, 28               |



| Артикул    | Сторінка                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 6801 2048  | TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm 15°.....10 , 28             |
| 6801 2049  | TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm 15°.....10 , 28             |
| 6801 2050  | TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm Tri.....10 , 28            |
| 6801 2051  | TiDesign EV (M) Ø7.0 1. 5mm Tri.....10 , 28            |
| 6801 2052  | TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm.....12 , 28                |
| 6801 2053  | TiDesign EV (L) Ø7.0 2.5mm.....12 , 28                 |
| 6801 2054  | TiDesign EV (L) Ø7.0 3.5mm.....12 , 28                 |
| 6801 2055  | TiDesign EV (L) Ø7.0 4.5mm.....12 , 28                 |
| 6801 2056  | TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm 15°.....12 , 28            |
| 6801 2057  | TiDesign EV (L) Ø5.5 2.5mm 15°.....12 , 28             |
| 6801 2058  | TiDesign EV (L) Ø5.5 3.5mm 15°.....12 , 28             |
| 6801 2059  | TiDesign EV (L) Ø5.5 4.5mm 15°.....12 , 28             |
| 6801 2060  | TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm Tri.....12 , 28            |
| 6801 2061  | TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm Tri.....12 , 28            |
| 6801 2062  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm.....14 , 28               |
| 6801 2063  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm.....14 , 28                |
| 6801 2064  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm 15°.....14 , 28           |
| 6801 2065  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm 15°.....14 , 28            |
| 6801 2077  | CastDesign EV (S).....9, 31                            |
| 6801 2078  | CastDesign EV (M).....11, 31                           |
| 6801 2079  | CastDesign EV (L).....13, 31                           |
| 6801 2080  | CastDesign EV (XL).....15, 31                          |
| 6801 2081  | TitaniumBase EV (XS) 1 mm.....7, 31                    |
| 6801 2082  | TitaniumBase EV (XS) 2mm.....7, 31                     |
| 6801 2083  | TitaniumBase EV (S) 1 mm.....9, 31                     |
| 6801 2084  | TitaniumBase EV (S) 2mm.....9, 31                      |
| 6801 2088  | TitaniumBase EV (M) 1 mm.....11, 31                    |
| 6801 2089  | TitaniumBase EV (M) 2mm.....11, 31                     |
| 6801 2090  | TitaniumBase EV (L) 1 mm.....13, 31                    |
| 6801 2091  | TitaniumBase EV (L) 2mm.....13, 31                     |
| 6801 2092  | TitaniumBase EV (XL) 1 mm.....15, 31                   |
| 6801 2093  | TitaniumBase EV (XL) 2mm.....15, 31                    |
| 6801 21 66 | Abutment Screw EV (XS).....20, 65                      |
| 6801 21 67 | Abutment Screw EV (S).....20, 65                       |
| 6801 21 68 | Abutment Screw EV (M).....20, 65                       |
| 6801 21 69 | Abutment Screw EV (L).....20, 65                       |
| 6801 21 70 | Abutment Screw EV (XL).....20, 65                      |
| 6801 21 71 | MultiBase Abutment EV (XS) 1. 5mm NI.....6, 32         |
| 6801 21 72 | MultiBase Abutment EV (XS) 2.5mm NI.....6, 32          |
| 6801 21 73 | MultiBase Abutment EV (XS) 3.5mm NI.....6, 32          |
| 6801 21 74 | MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm NI.....8, 32          |
| 6801 21 75 | MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm NI.....8, 32           |
| 6801 21 76 | MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm NI.....8, 32           |
| 6801 21 77 | MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm NI.....8, 32           |
| 6801 21 78 | MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17°.....8, 32         |
| 6801 21 79 | MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17°.....8, 32          |
| 6801 21 80 | MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17°.....8, 32          |
| 6801 21 81 | MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17°.....8, 32          |
| 6801 21 82 | MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17° NI.....8, 32      |
| 6801 21 83 | MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17° NI.....8, 32       |
| 6801 21 84 | MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17° NI.....8, 32       |
| 6801 21 85 | MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17° NI.....8, 32       |
| 6801 21 86 | MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30°.....8, 32         |
| 6801 21 87 | MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30°.....8, 32          |
| 6801 21 90 | MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30° NI.....8, 32      |
| 6801 21 91 | MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30° NI.....8, 32       |
| 6801 21 94 | MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm NI.....10, 33, 60     |
| 6801 21 95 | MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm NI.....10, 33, 60      |
| 6801 21 96 | MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm NI.....10, 33, 60      |
| 6801 21 97 | MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm NI.....10, 33, 60      |
| 6801 21 98 | MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17°.....10, 33        |
| 6801 21 99 | MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17°.....10, 33         |
| 6801 2200  | MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17°.....10, 33         |
| 6801 2201  | MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17°.....10, 33         |
| 6801 2202  | MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17° NI.....10, 33, 60 |
| 6801 2203  | MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17° NI.....10, 33, 60  |
| 6801 2204  | MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17° NI.....10, 33, 60  |
| 6801 2205  | MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17° NI.....10, 33, 60  |
| 6801 2206  | MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30°.....10, 33        |
| 6801 2207  | MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30°.....10, 33         |
| 6801 2208  | MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30° NI.....10, 33, 60 |
| 6801 2209  | MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30° NI.....10, 33, 60  |
| 6801 221 0 | MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm NI.....12, 34, 62     |
| 6801 221 1 | MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm NI.....12, 34, 62      |

| Сторінка   | Сторінка                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6801 221 2 | MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm NI.....12, 34, 62                                          |
| 6801 221 3 | MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm NI.....12, 34, 62                                          |
| 6801 221 4 | MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17°.....12, 34                                            |
| 6801 221 5 | MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17°.....12, 34                                             |
| 6801 221 6 | MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17°.....12, 34                                             |
| 6801 221 7 | MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17°.....12, 34                                             |
| 6801 221 8 | MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17° NI.....12, 34, 62                                     |
| 6801 221 9 | MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17° NI.....12, 34, 62                                      |
| 6801 2220  | MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17° NI.....12, 34, 62                                      |
| 6801 2221  | MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30°.....12, 34                                            |
| 6801 2222  | MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30°.....12, 34                                             |
| 6801 2223  | MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30° NI.....12, 34, 62                                     |
| 6801 2224  | MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30° NI.....12, 34, 62                                      |
| 6801 2225  | MultiBase Abutment EV (XL) 1. 5mm NI.....14, 33                                            |
| 6801 2226  | MultiBase Abutment EV (XL) 2.5mm NI.....14, 33                                             |
| 6801 2227  | MultiBase Abutment EV (XL) 3.5mm NI.....14, 33                                             |
| 6801 2228  | MultiBase Abutment EV (XL) 4.5mm NI.....14, 33                                             |
| 6801 2229  | MultiBase Abutment Head with holder.....34                                                 |
| 6801 2230  | MultiBase Heal Cap Ø5.4 4mm.....6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62                               |
| 6801 2231  | MultiBase Transfer.....6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62                                        |
| 6801 2232  | MultiBase Pick-Up.....6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62                                         |
| 6801 2233  | MultiBase Bridge Screw.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                                    |
| 6801 2234  | MultiBase Lab Abutment Pin 1 4mm.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                          |
| 6801 2235  | MultiBase Lab Abutment Pin 18mm.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                           |
| 6801 2236  | MultiBase Lab Abutment Pin 22mm.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                           |
| 68012237   | MultiBase Lab Bridge Screw 4 шт.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                           |
| 6801 2238  | MultiBase Analog.....7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63                                          |
| 6801 2239  | MultiBase Temporary Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63                              |
| 6801 2240  | MultiBase Burnout Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63                                |
| 6801 2241  | Protection sleeve.....36                                                                   |
| 6801 2243  | MultiBase Semi-Burnout Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63                           |
| 6801 2244  | MultiBase Driver.....54                                                                    |
| 6801 2352  | MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17° NI.....12, 34, 62                                      |
| 6801 241 4 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 1 mm.....8, 44                                               |
| 6801 241 5 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 2mm.....8, 44                                                |
| 6801 241 6 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 3mm.....8, 44                                                |
| 6801 241 7 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 4mm.....8, 44                                                |
| 6801 241 8 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 5mm.....8, 44                                                |
| 6801 241 9 | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 6mm.....8, 44                                                |
| 6801 2420  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 1 mm.....10, 44, 60                                          |
| 6801 2421  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 2mm.....10, 44, 60                                           |
| 6801 2422  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 3mm.....10, 44, 60                                           |
| 6801 2423  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 4mm.....10, 44, 60                                           |
| 6801 2424  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 5mm.....10, 44, 60                                           |
| 6801 2425  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 6mm.....10, 44, 60                                           |
| 6801 2426  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 1 mm.....12, 44, 62                                          |
| 6801 2427  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 2mm.....12, 44, 62                                           |
| 6801 2428  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 3mm.....12, 44, 62                                           |
| 68012 429  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 4mm.....12, 44, 62                                           |
| 6801 2430  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 5mm.....12, 44, 62                                           |
| 6801 2431  | LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 6mm.....12, 44, 62                                           |
| 68012432   | LOCATOR R-Tx® Zero Retention Insert Grey 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                    |
| 68012433   | LOCATOR R-Tx® Low Retention Insert Blue 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                     |
| 68012434   | LOCATOR R-Tx® Medium Retention Insert Pink 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                  |
| 68012435   | LOCATOR R-Tx® High Retention Insert Clear 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                   |
| 6801 2436  | LOCATOR R-Tx® Low Retention Limited Range Insert Aqua 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63       |
| 6801 2437  | LOCATOR R-Tx® Medium Retention Limited Range Insert Magenta 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63 |
| 6801 2438  | LOCATOR R-Tx® High Retention Limited Range Insert Gold 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63      |
| 6801 2439  | LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack 2 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63 |
| 68012440   | LOCATOR R-Tx® Processing Insert 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                             |
| 68012441   | LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer 20 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63                             |
| 6801 2442  | LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly 4 шт.....9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012443   | LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø4 4 шт.....8, 10, 12, 44, 60, 62                            |
| 68012444   | LOCATOR R-Tx® Impression Coping 4 шт.....8, 10, 12, 46, 60, 62                             |
| 68012445   | LOCATOR R-Tx® Processing Spacer 4 шт.....9, 11, 13, 46, 61, 63                             |

| Артикул                                             | Сторінка   |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 6801 2446 LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool ..... | 45         |
| 6801 3001 HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm .....       | 6, 16      |
| 6801 3002 HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm .....       | 6, 16      |
| 6801 3003 HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm .....       | 6, 16      |
| 6801 3004 HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm .....       | 6, 16      |
| 6801 3005 HealDesign EV (S) Ø4.0 2.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3006 HealDesign EV (S) Ø4.0 3.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3007 HealDesign EV (S) Ø4.0 4.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3008 HealDesign EV (S) Ø4.0 6.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3009 HealDesign EV (S) Ø5.0 2.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3010 HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3011 HealDesign EV (S) Ø5.0 4.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3012 HealDesign EV (S) Ø5.0 6.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3013 HealDesign EV (S) Ø6.0 3.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3014 HealDesign EV (S) Ø6.0 4.5mm .....        | 8, 16      |
| 6801 3015 HealDesign EV (M) Ø5.0 2.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3016 HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3017 HealDesign EV (M) Ø5.0 4.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3018 HealDesign EV (M) Ø5.0 6.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3019 HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3020 HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3021 HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3022 HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm .....        | 10, 17, 60 |
| 6801 3023 HealDesign EV (L) Ø5.0 2.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3024 HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3025 HealDesign EV (L) Ø5.0 4.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3026 HealDesign EV (L) Ø5.0 6.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3027 HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3028 HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3029 HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3030 HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3031 HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3032 HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm .....        | 12, 17, 62 |
| 6801 3033 HealDesign EV (XL) Ø6.5 2.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3034 HealDesign EV (XL) Ø6.5 3.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3035 HealDesign EV (XL) Ø6.5 4.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3036 HealDesign EV (XL) Ø6.5 6.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3037 HealDesign EV (XL) Ø7.5 3.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3038 HealDesign EV (XL) Ø7.5 4.5mm .....       | 14, 17     |
| 6801 3039 HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm Tri .....    | 8, 16      |
| 6801 3040 HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm Tri .....    | 10, 17     |
| 6801 3041 HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Tri .....    | 10, 17     |
| 6801 3042 HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm Tri .....    | 12, 17     |
| 6801 3043 HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Tri .....    | 12, 17     |
| 6801 3044 Healing Abutment EV (XS) 2mm .....        | 6, 18      |
| 6801 3045 Healing Abutment EV (XS) 3mm .....        | 6, 18      |
| 6801 3046 Healing Abutment EV (XS) 4mm .....        | 6, 18      |
| 6801 3047 Healing Abutment EV (XS) 6mm .....        | 6, 18      |
| 6801 3048 Healing Abutment EV (S) 2mm .....         | 8, 18      |
| 6801 3049 Healing Abutment EV (S) 3mm .....         | 8, 18      |
| 6801 3050 Healing Abutment EV (S) 4mm .....         | 8, 18      |
| 6801 3051 Healing Abutment EV (S) 6mm .....         | 8, 18      |
| 6801 3052 Healing Abutment EV (M) 2mm .....         | 10, 18, 60 |
| 6801 3053 Healing Abutment EV (M) 3mm .....         | 10, 18, 60 |
| 6801 3054 Healing Abutment EV (M) 4mm .....         | 10, 18, 60 |
| 6801 3055 Healing Abutment EV (M) 6mm .....         | 10, 18, 60 |
| 6801 3056 Healing Abutment EV (L) 2mm .....         | 12, 18, 62 |
| 6801 3057 Healing Abutment EV (L) 3mm .....         | 12, 18, 62 |
| 6801 3058 Healing Abutment EV (L) 4mm .....         | 12, 18, 62 |
| 6801 3059 Healing Abutment EV (L) 6mm .....         | 12, 18, 62 |
| 6801 3060 Healing Abutment EV (XL) 2mm .....        | 14, 18     |
| 6801 3061 Healing Abutment EV (XL) 3mm .....        | 14, 18     |

| Артикул                                                      | Сторінка                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6801 3062 Healing Abutment EV (XL) 4mm .....                 | 14, 18                       |
| 6801 3063 Healing Abutment EV (XL) 6mm .....                 | 14, 18                       |
| 6801 3064 TempAbutment EV (XS) .....                         | 19                           |
| 6801 3066 TempAbutment EV (S) .....                          | 19                           |
| 6801 3070 TempAbutment EV (M) .....                          | 19                           |
| 6801 3072 TempAbutment EV (L) .....                          | 19                           |
| 6801 3074 TempAbutment EV (XL) .....                         | 19                           |
| 68014009 Implant Pick-Up EV Design (S) Короткий .....        | 9, 21                        |
| 68014010 Implant Pick-Up EV Design (M) Короткий .....        | 21                           |
| 68014011 Implant Pick-Up EV Design (L) Короткий .....        | 21                           |
| 68014012 Implant Pick-Up EV Design (XL) Короткий .....       | 21                           |
| 68014013 Implant Pick-Up EV Design (XS) Довгий .....         | 21                           |
| 68014014 Implant Pick-Up EV Design (S) Довгий .....          | 9, 21                        |
| 68014015 Implant Pick-Up EV Design (M) Довгий .....          | 21                           |
| 68014016 Implant Pick-Up EV Design (L) Довгий .....          | 21                           |
| 68014017 Implant Pick-Up EV Design (XL) Довгий .....         | 21                           |
| 68014018 Implant Transfer EV (S) Короткий .....              | 9, 22                        |
| 68014019 Implant Transfer EV (M) Короткий .....              | 11, 22                       |
| 68014020 Implant Transfer EV (L) Короткий .....              | 13, 22                       |
| 68014021 Implant Transfer EV (XL) Короткий .....             | 15, 22                       |
| 68014022 Implant Transfer EV (XS) Довгий .....               | 7, 22                        |
| 68014023 Implant Transfer EV (S) Довгий .....                | 9, 22                        |
| 68014024 Implant Transfer EV (M) Довгий .....                | 11, 22                       |
| 68014025 Implant Transfer EV (L) Довгий .....                | 13, 22                       |
| 68014026 Implant Transfer EV (XL) Довгий .....               | 15, 22                       |
| 68014029 Lab Abutment Screw EV (XS) 4 шт .....               | 7, 24, 68                    |
| 68014030 Lab Abutment Screw EV (S) 4 шт .....                | 9, 24, 68                    |
| 68014031 Lab Abutment Screw EV (M) 4 шт .....                | 11, 24, 61, 68               |
| 68014032 Lab Abutment Screw EV (L) 4 шт .....                | 13, 24, 63, 68               |
| 68014033 Lab Abutment Screw EV (XL) 4 шт .....               | 15, 24, 68                   |
| 6801 4034 Implant Analog EV (XS) .....                       | 7, 24                        |
| 6801 4035 Implant Analog EV (S) .....                        | 9, 24                        |
| 6801 4036 Implant Analog EV (M) .....                        | 11, 24                       |
| 6801 4037 Implant Analog EV (L) .....                        | 13, 24                       |
| 6801 4038 Implant Analog EV (XL) .....                       | 15, 24                       |
| 6801 5205 Hex Driver 24mm .....                              | 54                           |
| 6801 5206 Hex Driver 35mm .....                              | 54                           |
| 6801 5207 Hex Driver 20mm .....                              | 54                           |
| 6801 5288 Prosthetic Tray .....                              | 57                           |
| 68020018 Atlantis IO FLO-S A04K (XS) .....                   | 23                           |
| 68020019 Atlantis IO FLO-S A04L (S) .....                    | 23                           |
| 68020020 Atlantis IO FLO-S A04M (M) .....                    | 23, 67                       |
| 68020021 Atlantis IO FLO-S A04N (L) .....                    | 23, 67                       |
| 68020022 Atlantis IO FLO-S A04O (XL) .....                   | 23                           |
| 68020031 Atlantis IO FLO-S A04F, Uni Abutment EV .....       | 23, 67                       |
| 68020034 Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV ..... | 23, 67                       |
| 68020083 PMA – Implant level (XS) .....                      | 7, 25                        |
| 68020084 PMA – Implant level (S) .....                       | 9, 25                        |
| 68020085 PMA – Implant level (M) .....                       | 11, 25                       |
| 68020086 PMA – Implant level (L) .....                       | 13, 25                       |
| 68020087 PMA – Implant level (XL) .....                      | 15, 25                       |
| 68020088 PMA – Profile EV 4.2 .....                          | 25, 61                       |
| 68020089 PMA – Profile EV 4.8 .....                          | 25, 63                       |
| 68020099 PMA – MultiBase Abutment EV .....                   | 7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63 |
| 68020100 PMA – Uni Abutment EV .....                         | 7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63 |
| 68020141 Elos Accurate® Analog Plier .....                   | 26                           |
| 68020142 Elos Accurate® Analog Insertion Pin .....           | 26                           |
| 68020143 Elos Accurate® Analog Insertion Screw .....         | 26                           |
| 68020513 LOCATOR® Scan Body 4 Pack .....                     | 23, 67                       |
| 68020514 LOCATOR® Scan Body 10 Pack .....                    | 23, 67                       |
| 68020515 LOCATOR R-Tx® Scan Body 4 Pack .....                | 23, 67                       |
| 68020516 LOCATOR R-Tx® Scan Body 10 Pack .....               | 23, 67                       |

## Індекс

## Алфавітний

| Артикул                                                     | Сторінка              | Сторінка                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6801 21 69 Abutment Screw EV (L).....                       | 20, 65                | 25698 Ball Abutment EV 4.8 – 3 mm.....12, 49                              |
| 6801 21 68 Abutment Screw EV (M).....                       | 20, 65                | 25699 Ball Abutment EV 4.8 – 4 mm.....12, 49                              |
| 6801 21 67 Abutment Screw EV (S).....                       | 20, 65                | 25700 Ball Abutment EV 4.8 – 5 mm.....12, 49                              |
| 6801 21 70 Abutment Screw EV (XL).....                      | 20, 65                | 25701 Ball Abutment EV 4.8 – 7 mm.....12, 49                              |
| 6801 21 66 Abutment Screw EV (XS).....                      | 20, 65                | 25826 Ball Abutment EV Replica.....9, 11, 13, 49, 61, 63                  |
| 25619 Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm.....                | 8, 42                 | 25481 Bridge Screw EV – Ml. 8.....7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63            |
| 25621 Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm NI.....             | 8, 42                 | 6801 2079 CastDesign EV (L).....13, 31                                    |
| 25620 Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm.....                | 8, 42                 | 6801 2078 CastDesign EV (M).....11, 31                                    |
| 25622 Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm NI.....             | 8, 42                 | 6801 2077 CastDesign EV (S).....9, 31                                     |
| 25625 Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm.....                | 8, 42                 | 6801 2080 CastDesign EV (XL).....15, 31                                   |
| 25627 Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm NI.....             | 8, 42                 | 26115 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 1 mm NI.....8, 51                |
| 25626 Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm.....                | 8, 42                 | 26116 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 2 mm NI.....8, 51                |
| 25628 Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm NI.....             | 8, 42                 | 26117 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 3 mm NI.....8, 51                |
| 25631 Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm.....                | 10, 42                | 26121 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 1 mm.....8, 51                   |
| 25632 Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm.....                | 10, 42                | 26122 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 2 mm.....8, 51                   |
| 25633 Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm NI.....             | 10, 42                | 26123 Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 3 mm.....8, 51                   |
| 25634 Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm NI.....             | 10, 42                | 26127 Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 1 mm.....8, 51                  |
| 25655 Angled Abutment Burnout Cylinder.....                 | 9, 11, 13, 43, 61, 63 | 26128 Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 2 mm.....8, 51                  |
| 25650 Angled Abutment Heal Cap.....                         | 8, 10, 12, 42, 60, 62 | 26129 Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 3 mm.....8, 51                  |
| 26244 Angled Abutment Pick-Up.....                          | 8, 10, 12, 42, 60, 62 | 26124 Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 1 mm.....10, 51                  |
| 25652 Angled Abutment Replica.....                          | 9, 11, 13, 43, 61, 63 | 26125 Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 2 mm.....10, 51                  |
| 25653 Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder.....            | 9, 11, 13, 43, 61, 63 | 26126 Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 3 mm.....10, 51                  |
| 25654 Angled Abutment Temporary Cylinder.....               | 9, 11, 13, 43, 61, 63 | 26130 Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 1 mm.....10, 51                 |
| 25890 Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°.....              | 60, 69                | 26131 Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 2 mm.....10, 51                 |
| 25891 Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°.....              | 60, 69                | 26132 Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 3 mm.....10, 51                 |
| 25892 Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°.....              | 62, 69                | 31047210 Conometric Analog Ø3.3.....9, 11, 53                             |
| 25893 Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°.....              | 62, 69                | 31072020 Conometric Analog Ø4.5.....9, 11, 53                             |
| 34593 Atlantis FLO P-01 (XS).....                           | 23                    | 31072910 Conometric Abutment Driver Ø3.3 20mm.....55                      |
| 34594 Atlantis FLO P-02 (S).....                            | 23                    | 31072909 Conometric Abutment Driver Ø3.3 25mm.....55                      |
| 34595 Atlantis FLO P-03 (M).....                            | 23                    | 31072301 Conometric Final Cap Ø3.3.....9, 11, 53                          |
| 34596 Atlantis FLO P-04 (L).....                            | 23                    | 31072303 Conometric Final Cap Ø4.5.....9, 11, 53                          |
| 34597 Atlantis FLO P-05 (XL).....                           | 23                    | 31072911 Conometric Fixation Tool.....57                                  |
| 34598 Atlantis FLO P-06 Profile 4.2.....                    | 67                    | 31072908 Conometric Fixation Tool Tip Concave (5 шт).....57               |
| 34599 Atlantis FLO P-07 Profile 4.8.....                    | 67                    | 31072906 Conometric Fixation Tool Tip Convex (5 шт).....57                |
| 34601 Atlantis FLO Screwdriver.....                         | 57                    | 31072907 Conometric Fixation Tool Tip U-shape (5 шт).....57               |
| 35243 Atlantis IO FLO IO P-01 (XS).....                     | 23                    | 31072101 Conometric Healing Cap Ø3.3/4.8.....9, 11, 52                    |
| 35244 Atlantis IO FLO IO P-02 (S).....                      | 23                    | 31072102 Conometric Healing Cap Ø3.3/6.0.....9, 11, 52                    |
| 35245 Atlantis IO FLO IO P-03 (M).....                      | 23                    | 31072103 Conometric Healing Cap Ø4.5/6.0.....9, 11, 52                    |
| 35246 Atlantis IO FLO IO P-04 (L).....                      | 23                    | 31072001 Conometric Impression Cap Ø3.3/5.4.....9, 11, 52                 |
| 35247 Atlantis IO FLO IO P-05 (XL).....                     | 23                    | 31072002 Conometric Impression Cap Ø4.5/5.4.....9, 11, 52                 |
| 35248 Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4.2.....              | 67                    | 31072121 Conometric Lab Cap Ø3.3/4.6.....9, 11, 53                        |
| 35249 Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4.8.....              | 67                    | 31072123 Conometric Lab Cap Ø4.5/5.8.....9, 11, 53                        |
| 68020018 Atlantis IO FLO-S A04K (XS).....                   | 23                    | 31072112 Conometric Temporization Cap Ø3.3/4.6.....8, 10, 52              |
| 68020019 Atlantis IO FLO-S A04L (S).....                    | 23                    | 31072114 Conometric Temporization Cap Ø4.5/5.8.....8, 10, 52              |
| 68020020 Atlantis IO FLO-S A04M (M).....                    | 23, 67                | 31033636 Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø3.3.....56          |
| 68020021 Atlantis IO FLO-S A04N (L).....                    | 23, 67                | 31033637 Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø4.5.....56          |
| 68020022 Atlantis IO FLO-S A04O (XL).....                   | 23                    | 6801 0006 Cover Screw EV (L).....12, 16                                   |
| 68020031 Atlantis IO FLO-S A04F, Uni Abutment EV.....       | 23, 67                | 6801 0005 Cover Screw EV (M).....10, 16                                   |
| 68020034 Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV..... | 23, 67                | 6801 0002 Cover Screw EV (S).....8, 16                                    |
| 36030 Atlantis screwdriver-ASA 18mm.....                    | 54                    | 6801 0007 Cover Screw EV (XL).....14, 16                                  |
| 36031 Atlantis screwdriver-ASA 24mm.....                    | 54                    | 6801 0001 Cover Screw EV (XS).....6, 16                                   |
| 36032 Atlantis screwdriver-ASA 32mm.....                    | 54                    | 25582 Cover Screw Profile 4.2.....60, 64                                  |
| 25768 Ball Abutment Driver EV.....                          | 55                    | 25583 Cover Screw Profile 4.8.....62, 64                                  |
| 25684 Ball Abutment EV 3.6 – 1 mm.....                      | 8, 49                 | 25827 Dalbo Plus Duplicating Aid.....50                                   |
| 25685 Ball Abutment EV 3.6 – 2 mm.....                      | 8, 49                 | 25834 Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete.....9, 11, 13, 50, 61, 63 |
| 25686 Ball Abutment EV 3.6 – 3 mm.....                      | 8, 49                 | 25844 Dalbo Plus Lamellae retention Insert E.....50                       |
| 25687 Ball Abutment EV 3.6 – 4 mm.....                      | 8, 49                 | 25835 Dalbo Plus Screwdriver / Activator.....50                           |
| 25688 Ball Abutment EV 3.6 – 5 mm.....                      | 8, 49                 | 25361 Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 1 mm.....7, 29                       |
| 25689 Ball Abutment EV 3.6 – 7 mm.....                      | 8, 49                 | 25362 Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 2 mm.....7, 29                       |
| 25690 Ball Abutment EV 4.2 – 1 mm.....                      | 10, 49                | 25363 Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 3 mm.....7, 29                       |
| 25691 Ball Abutment EV 4.2 – 2 mm.....                      | 10, 49                | 25364 Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 1 mm.....9, 29                         |
| 25692 Ball Abutment EV 4.2 – 3 mm.....                      | 10, 49                | 25365 Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 2 mm.....9, 29                         |
| 25693 Ball Abutment EV 4.2 – 4 mm.....                      | 10, 49                | 25366 Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 3 mm.....9, 29                         |
| 25694 Ball Abutment EV 4.2 – 5 mm.....                      | 10, 49                | 25367 Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 1 mm.....11, 29, 60                    |
| 25695 Ball Abutment EV 4.2 – 7 mm.....                      | 10, 49                | 25368 Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 2 mm.....11, 29, 60                    |
| 25696 Ball Abutment EV 4.8 – 1 mm.....                      | 12, 49                | 25369 Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 3 mm.....11, 29, 60                    |
| 25697 Ball Abutment EV 4.8 – 2 mm.....                      | 12, 49                | 25494 Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 1 mm.....11, 29, 60                    |

| Артикул    | Сторінка                                         | Артикул   | Сторінка                                                       |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 25495      | Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 2 mm.....11, 29, 60 | 25585     | HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4.5mm.....60, 64                  |
| 25496      | Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 3 mm.....11, 29, 60 | 25584     | HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 5mm.....60, 64                    |
| 25497      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 1 mm.....13, 29, 62 | 25587     | HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4mm.....60, 64                    |
| 25498      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 2 mm.....13, 29, 62 | 25586     | HealDesign Profile EV 4.2 Ø6.5 4mm.....60, 64                  |
| 25499      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 3 mm.....13, 29, 62 | 25588     | HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm.....62, 64                  |
| 25370      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 1 mm.....13, 29, 62 | 25591     | HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm.....62, 64                  |
| 25371      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 2 mm.....13, 29, 62 | 25590     | HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 4.5mm.....62, 64                |
| 25372      | Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 3 mm.....13, 29, 62 | 25589     | HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 5.5mm.....62, 64                |
| 25373      | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 1 mm.....15, 29     | 6801 3056 | Healing Abutment EV (L) 2mm.....12, 18, 62                     |
| 25374      | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 2 mm.....15, 29     | 6801 3057 | Healing Abutment EV (L) 3mm.....12, 18, 62                     |
| 25375      | Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 3 mm.....15, 29     | 6801 3058 | Healing Abutment EV (L) 4mm.....12, 18, 62                     |
| 25310      | Direct Abutment EV Heal Cap 3.3.....30           | 6801 3059 | Healing Abutment EV (L) 6mm.....12, 18, 62                     |
| 25311      | Direct Abutment EV Heal Cap 4.....30             | 6801 3052 | Healing Abutment EV (M) 2mm.....10, 18, 60                     |
| 25312      | Direct Abutment EV Heal Cap 5.....30             | 6801 3053 | Healing Abutment EV (M) 3mm.....10, 18, 60                     |
| 25313      | Direct Abutment EV Heal Cap 6.....30             | 6801 3054 | Healing Abutment EV (M) 4mm.....10, 18, 60                     |
| 25396      | Direct Abutment EV Pick-Up 3.3.....30            | 6801 3055 | Healing Abutment EV (M) 6mm.....10, 18, 60                     |
| 25397      | Direct Abutment EV Pick-Up 4.....30              | 6801 3048 | Healing Abutment EV (S) 2mm.....8, 18                          |
| 25398      | Direct Abutment EV Pick-Up 5.....30              | 6801 3049 | Healing Abutment EV (S) 3mm.....8, 18                          |
| 25399      | Direct Abutment EV Pick-Up 6.....30              | 6801 3050 | Healing Abutment EV (S) 4mm.....8, 18                          |
| 25401      | Direct Abutment EV Replica 3.3.....30            | 6801 3051 | Healing Abutment EV (S) 6mm.....8, 18                          |
| 25402      | Direct Abutment EV Replica 4.....30              | 6801 3060 | Healing Abutment EV (XL) 2mm.....14, 18                        |
| 25403      | Direct Abutment EV Replica 5.....30              | 6801 3061 | Healing Abutment EV (XL) 3mm.....14, 18                        |
| 25404      | Direct Abutment EV Replica 6.....30              | 6801 3062 | Healing Abutment EV (XL) 4mm.....14, 18                        |
| 25406      | Direct Abutment EV Burnout Cap 3.3.....30        | 6801 3063 | Healing Abutment EV (XL) 6mm.....14, 18                        |
| 25407      | Direct Abutment EV Burnout Cap 4.....30          | 6801 3044 | Healing Abutment EV (XS) 2mm.....6, 18                         |
| 25408      | Direct Abutment EV Burnout Cap 5.....30          | 6801 3045 | Healing Abutment EV (XS) 3mm.....6, 18                         |
| 25409      | Direct Abutment EV Burnout Cap 6.....30          | 6801 3046 | Healing Abutment EV (XS) 4mm.....6, 18                         |
| 25764      | Direct Driver EV Ø3.3 Ø4.....55                  | 6801 3047 | Healing Abutment EV (XS) 6mm.....6, 18                         |
| 680201 42  | Elos Accurate® Analog Insertion Pin.....26       | 6801 5207 | Hex Driver 20mm.....54                                         |
| 680201 43  | Elos Accurate® Analog Insertion Screw.....26     | 25771     | Hex Driver 20mm manual.....54                                  |
| 680201 41  | Elos Accurate® Analog Plier.....26               | 6801 5205 | Hex Driver 24mm.....54                                         |
| 6801 301 5 | HealDesign EV (M) Ø5.0 2.5mm.....10, 17, 60      | 25772     | Hex Driver 31 mm manual.....54                                 |
| 6801 301 6 | HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm.....10, 17, 60      | 6801 5206 | Hex Driver 35mm.....54                                         |
| 6801 3040  | HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm Tri.....10, 17      | 6801 4037 | Implant Analog EV (L).....13, 24                               |
| 6801 301 7 | HealDesign EV (M) Ø5.0 4.5mm.....10, 17, 60      | 6801 4036 | Implant Analog EV (M).....11, 24                               |
| 6801 301 8 | HealDesign EV (M) Ø5.0 6.5mm.....10, 17, 60      | 6801 4035 | Implant Analog EV (S).....9, 24                                |
| 6801 301 9 | HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm.....10, 17, 60      | 6801 4038 | Implant Analog EV (XL).....15, 24                              |
| 6801 3020  | HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm.....10, 17, 60      | 6801 4034 | Implant Analog EV (XS).....7, 24                               |
| 6801 3041  | HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Tri.....10, 17      | 26262     | Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2.....61, 66               |
| 6801 3021  | HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm.....10, 17, 60      | 26263     | Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8.....63, 66               |
| 6801 3022  | HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm.....10, 17, 60      | 68014016  | Implant Pick-Up EV Design (L) Довгий.....21                    |
| 6801 3023  | HealDesign EV (M) Ø5.0 2.5mm.....12, 17, 62      | 68014011  | Implant Pick-Up EV Design (L) Короткий.....21                  |
| 6801 3024  | HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm.....12, 17, 62      | 68014015  | Implant Pick-Up EV Design (M) Довгий.....21                    |
| 6801 3042  | HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm Tri.....12, 17      | 68014010  | Implant Pick-Up EV Design (M) Короткий.....21                  |
| 6801 3025  | HealDesign EV (L) Ø5.0 4.5mm.....12, 17, 62      | 68014014  | Implant Pick-Up EV Design (S) Довгий.....9, 21                 |
| 6801 3026  | HealDesign EV (L) Ø5.0 6.5mm.....12, 17, 62      | 68014009  | Implant Pick-Up EV Design (S) Короткий.....9, 21               |
| 6801 3027  | HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm.....12, 17, 62      | 68014017  | Implant Pick-Up EV Design (XL) Довгий.....21                   |
| 6801 3028  | HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm.....12, 17, 62      | 68014012  | Implant Pick-Up EV Design (XL) Короткий.....21                 |
| 6801 3043  | HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Tri.....12, 17      | 68014013  | Implant Pick-Up EV Design (XS) Довгий.....21                   |
| 6801 3029  | HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm.....12, 17, 62      | 26258     | Implant Pick-Up Profile EV 4.2 Короткий.....61, 66             |
| 6801 3030  | HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm.....12, 17, 62      | 26259     | Implant Pick-Up Profile EV 4.8 Короткий.....63, 66             |
| 6801 3031  | HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm.....12, 17, 62      | 25610     | Implant Replica Profile EV 4.2.....61, 66                      |
| 6801 3032  | HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm.....12, 17, 62      | 25611     | Implant Replica Profile EV 4.8.....63, 66                      |
| 6801 3005  | HealDesign EV (S) Ø4.0 2.5mm.....8, 16           | 68014025  | Implant Transfer EV (L) Довгий.....13, 22                      |
| 6801 3006  | HealDesign EV (S) Ø4.0 3.5mm.....8, 16           | 68014020  | Implant Transfer EV (L) Короткий.....13, 22                    |
| 6801 3007  | HealDesign EV (S) Ø4.0 4.5mm.....8, 16           | 68014024  | Implant Transfer EV (M) Довгий.....11, 22                      |
| 6801 3008  | HealDesign EV (S) Ø4.0 6.5mm.....8, 16           | 68014019  | Implant Transfer EV (M) Короткий.....11, 22                    |
| 6801 3009  | HealDesign EV (S) Ø5.0 2.5mm.....8, 16           | 68014023  | Implant Transfer EV (S) Довгий.....9, 22                       |
| 6801 3010  | HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm.....8, 16           | 68014018  | Implant Transfer EV (S) Короткий.....9, 22                     |
| 6801 3039  | HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm Tri.....8, 16       | 68014026  | Implant Transfer EV (XL) Довгий.....15, 22                     |
| 6801 3011  | HealDesign EV (S) Ø5.0 4.5mm.....8, 16           | 68014021  | Implant Transfer EV (XL) Короткий.....15, 22                   |
| 6801 3012  | HealDesign EV (S) Ø5.0 6.5mm.....8, 16           | 68014022  | Implant Transfer EV (XS) Довгий.....7, 22                      |
| 6801 3013  | HealDesign EV (S) Ø6.0 3.5mm.....8, 16           | 25607     | Implant Transfer Profile EV 4.2 Довгий.....61, 66              |
| 6801 3014  | HealDesign EV (S) Ø6.0 4.5mm.....8, 16           | 25606     | Implant Transfer Profile EV 4.2 Короткий.....61, 66            |
| 6801 3033  | HealDesign EV (XL) Ø6.5 2.5mm.....14, 17         | 25609     | Implant Transfer Profile EV 4.8 Довгий.....63, 66              |
| 6801 3034  | HealDesign EV (XL) Ø6.5 3.5mm.....14, 17         | 25608     | Implant Transfer Profile EV 4.8 Короткий.....63, 66            |
| 6801 3035  | HealDesign EV (XL) Ø6.5 4.5mm.....14, 17         | 25644     | Lab Abutment Pin EV Проміжний.....7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 6801 3036  | HealDesign EV (XL) Ø6.5 6.5mm.....14, 17         | 25645     | Lab Abutment Pin EV Довгий.....7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63    |
| 6801 3037  | HealDesign EV (XL) Ø7.5 3.5mm.....14, 17         | 25643     | Lab Abutment Pin EV Короткий.....7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63  |
| 6801 3038  | HealDesign EV (XL) Ø7.5 4.5mm.....14, 17         | 68014032  | Lab Abutment Screw EV (L) 4 шт.....13, 24, 63, 68              |
| 6801 3001  | HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm.....6, 16          | 68014031  | Lab Abutment Screw EV (M) 4 шт.....11, 24, 61, 68              |
| 6801 3002  | HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm.....6, 16          | 68014030  | Lab Abutment Screw EV (S) 4 шт.....9, 24, 68                   |
| 6801 3003  | HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm.....6, 16          | 68014033  | Lab Abutment Screw EV (XL) 4 шт.....15, 24, 68                 |
| 6801 3004  | HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm.....6, 16          | 68014029  | Lab Abutment Screw EV (XS) 4 шт.....7, 24, 68                  |

| Артикул                                                                           | Сторінка                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 25656 Lab Bridge Screw EV – M1.8.....                                             | 7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63 |
| 25657 LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 1 mm.....                                        | 8, 47                        |
| 25658 LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 2 mm.....                                        | 8, 47                        |
| 25659 LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 3 mm.....                                        | 8, 47                        |
| 25660 LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 4 mm.....                                        | 8, 47                        |
| 25661 LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 5 mm.....                                        | 8, 47                        |
| 25662 LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 1 mm.....                                        | 10, 47, 60                   |
| 25663 LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 2 mm.....                                        | 10, 47, 60                   |
| 25664 LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 3 mm.....                                        | 10, 47, 60                   |
| 25665 LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 4 mm.....                                        | 10, 47, 60                   |
| 25666 LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 5 mm.....                                        | 10, 47, 60                   |
| 25667 LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 1 mm.....                                        | 12, 47, 62                   |
| 25668 LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 2 mm.....                                        | 12, 47, 62                   |
| 25669 LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 3 mm.....                                        | 12, 47, 62                   |
| 25670 LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 4 mm.....                                        | 12, 47, 62                   |
| 25671 LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 5 mm.....                                        | 12, 47, 62                   |
| 24484 LOCATOR® Abutment Pick-up.....                                              | 8, 10, 12, 47, 60, 62        |
| 24485 LOCATOR® Abutment Replica.....                                              | 9, 11, 13, 47, 61, 63        |
| 24482 LOCATOR® Core Tool.....                                                     | 48                           |
| 25766 LOCATOR® Driver EV.....                                                     | 48                           |
| 24488 LOCATOR® Insert Blue.....                                                   | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24486 LOCATOR® Insert Clear.....                                                  | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24489 LOCATOR® Insert Green.....                                                  | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 25679 LOCATOR® Insert Grey.....                                                   | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 25843 LOCATOR® Insert Orange.....                                                 | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24487 LOCATOR® Insert Pink.....                                                   | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24492 LOCATOR® Insert Red.....                                                    | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 24483 LOCATOR® Process Kit.....                                                   | 9, 11, 13, 48, 61, 63        |
| 68012443 LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø4 4 шт.....                               | 8, 10, 12, 44, 60, 62        |
| 68012426 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 1 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012427 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 2 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012428 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 3 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012429 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 4 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012430 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 5 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012431 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 6 mm.....                                  | 12, 44, 62                   |
| 68012420 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 1 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012421 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 2 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012422 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 3 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012423 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 4 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012424 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 5 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012425 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 6 mm.....                                  | 10, 44, 60                   |
| 68012414 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 1 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012415 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 2 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012416 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 3 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012417 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 4 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012418 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 5 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012419 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 6 mm.....                                  | 8, 44                        |
| 68012441 LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer 20 шт.....                                | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012442 LOCATOR R-Tx® Denture Attachment<br>Processing Assembly 4 шт.....        | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012435 LOCATOR R-Tx® High Retention Insert Clear 4 шт.....                      | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012438 LOCATOR R-Tx® High Retention<br>Limited Range Insert Gold 4 шт.....      | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012444 LOCATOR R-Tx® Impression Coping 4 шт.....                                | 8, 10, 12, 46, 61, 63        |
| 68012433 LOCATOR R-Tx® Low Retention Insert Blue 4 шт.....                        | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012434 LOCATOR R-Tx® Medium Retention Insert Pink 4 шт.....                     | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012436 LOCATOR R-Tx® Low Retention<br>Limited Range Insert Aqua 4 шт.....       | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012437 LOCATOR R-Tx® Medium Retention<br>Limited Range Insert Magenta 4 шт..... | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012439 LOCATOR R-Tx® Mixed Retention<br>Limited Range Processing Pack 2 шт..... | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68012440 LOCATOR R-Tx® Processing Insert 4 шт.....                                | 9, 11, 13, 46, 61, 63        |
| 68012445 LOCATOR R-Tx® Processing Spacer 4 шт.....                                | 9, 11, 13, 46, 61, 63        |
| 68012446 LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool.....                                 | 46                           |
| 68020515 LOCATOR R-Tx® Scan Body 4 Pack.....                                      | 23, 67                       |
| 68020516 LOCATOR R-Tx® Scan Body 10 Pack.....                                     | 23, 67                       |
| 68012432 LOCATOR R-Tx® Zero Retention Insert Grey 4 шт.....                       | 9, 11, 13, 45, 61, 63        |
| 68020513 LOCATOR® Scan Body 4 Pack.....                                           | 23, 67                       |
| 68020514 LOCATOR® Scan Body 10 Pack.....                                          | 23, 67                       |

| Артикул                                               | Сторінка                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 68012214 MultiBase Abutment EV (L) 1.5 mm 17°.....    | 12, 34                       |
| 68012218 MultiBase Abutment EV (L) 1.5 mm 17° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012221 MultiBase Abutment EV (L) 1.5 mm 30°.....    | 12, 34                       |
| 68012223 MultiBase Abutment EV (L) 1.5 mm 30° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012210 MultiBase Abutment EV (L) 1.5 mm NI.....     | 12, 34, 62                   |
| 68012215 MultiBase Abutment EV (L) 2.5 mm 17°.....    | 12, 34                       |
| 68012219 MultiBase Abutment EV (L) 2.5 mm 17° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012222 MultiBase Abutment EV (L) 2.5 mm 30°.....    | 12, 34                       |
| 68012224 MultiBase Abutment EV (L) 2.5 mm 30° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012211 MultiBase Abutment EV (L) 2.5 mm NI.....     | 12, 34, 62                   |
| 68012216 MultiBase Abutment EV (L) 3.5 mm 17°.....    | 12, 34                       |
| 68012220 MultiBase Abutment EV (L) 3.5 mm 17° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012212 MultiBase Abutment EV (L) 3.5 mm NI.....     | 12, 34, 62                   |
| 68012217 MultiBase Abutment EV (L) 4.5 mm 17°.....    | 12, 34                       |
| 68012352 MultiBase Abutment EV (L) 4.5 mm 30° NI..... | 12, 34, 62                   |
| 68012213 MultiBase Abutment EV (L) 4.5 mm NI.....     | 12, 34, 62                   |
| 68012198 MultiBase Abutment EV (M) 1.5 mm 17°.....    | 10, 33                       |
| 68012202 MultiBase Abutment EV (M) 1.5 mm 17° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012206 MultiBase Abutment EV (M) 1.5 mm 30°.....    | 10, 33                       |
| 68012208 MultiBase Abutment EV (M) 1.5 mm 30° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012194 MultiBase Abutment EV (M) 1.5 mm NI.....     | 10, 33, 60                   |
| 68012199 MultiBase Abutment EV (M) 2.5 mm 17°.....    | 10, 33                       |
| 68012203 MultiBase Abutment EV (M) 2.5 mm 17° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012207 MultiBase Abutment EV (M) 2.5 mm 30°.....    | 10, 33                       |
| 68012209 MultiBase Abutment EV (M) 2.5 mm 30° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012195 MultiBase Abutment EV (M) 2.5 mm NI.....     | 10, 33, 60                   |
| 68012200 MultiBase Abutment EV (M) 3.5 mm 17°.....    | 10, 33                       |
| 68012204 MultiBase Abutment EV (M) 3.5 mm 17° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012196 MultiBase Abutment EV (M) 3.5 mm NI.....     | 10, 33, 60                   |
| 68012201 MultiBase Abutment EV (M) 4.5 mm 17°.....    | 10, 33                       |
| 68012205 MultiBase Abutment EV (M) 4.5 mm 17° NI..... | 10, 33, 60                   |
| 68012197 MultiBase Abutment EV (M) 4.5 mm NI.....     | 10, 33, 60                   |
| 68012178 MultiBase Abutment EV (S) 1.5 mm 17°.....    | 8, 32                        |
| 68012182 MultiBase Abutment EV (S) 1.5 mm 17° NI..... | 8, 32                        |
| 68012186 MultiBase Abutment EV (S) 1.5 mm 30°.....    | 8, 32                        |
| 68012190 MultiBase Abutment EV (S) 1.5 mm 30° NI..... | 8, 32                        |
| 68012174 MultiBase Abutment EV (S) 1.5 mm NI.....     | 8, 32                        |
| 68012179 MultiBase Abutment EV (S) 2.5 mm 17°.....    | 8, 32                        |
| 68012183 MultiBase Abutment EV (S) 2.5 mm 17° NI..... | 8, 32                        |
| 68012187 MultiBase Abutment EV (S) 2.5 mm 30°.....    | 8, 32                        |
| 68012191 MultiBase Abutment EV (S) 2.5 mm 30° NI..... | 8, 32                        |
| 68012175 MultiBase Abutment EV (S) 2.5 mm NI.....     | 8, 32                        |
| 68012180 MultiBase Abutment EV (S) 3.5 mm 17°.....    | 8, 32                        |
| 68012184 MultiBase Abutment EV (S) 3.5 mm 17° NI..... | 8, 32                        |
| 68012176 MultiBase Abutment EV (S) 3.5 mm NI.....     | 8, 32                        |
| 68012181 MultiBase Abutment EV (S) 4.5 mm 17°.....    | 8, 32                        |
| 68012185 MultiBase Abutment EV (S) 4.5 mm 17° NI..... | 8, 32                        |
| 68012177 MultiBase Abutment EV (S) 4.5 mm NI.....     | 8, 32                        |
| 68012225 MultiBase Abutment EV (XL) 1.5 mm NI.....    | 14, 33                       |
| 68012226 MultiBase Abutment EV (XL) 2.5 mm NI.....    | 14, 33                       |
| 68012227 MultiBase Abutment EV (XL) 3.5 mm NI.....    | 14, 33                       |
| 68012228 MultiBase Abutment EV (XL) 4.5 mm NI.....    | 14, 33                       |
| 68012171 MultiBase Abutment EV (XS) 1.5 mm NI.....    | 6, 32                        |
| 68012172 MultiBase Abutment EV (XS) 2.5 mm NI.....    | 6, 32                        |
| 68012173 MultiBase Abutment EV (XS) 3.5 mm NI.....    | 6, 32                        |
| 68012229 MultiBase Abutment Head with holder.....     | 34                           |
| 68012238 MultiBase Analog.....                        | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012233 MultiBase Bridge Screw.....                  | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012240 MultiBase Burnout Cylinder.....              | 7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63 |
| 68012244 MultiBase Driver.....                        | 54                           |
| 68012230 MultiBase Heal Cap Ø5.4 4 mm.....            | 6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62 |
| 68012234 MultiBase Lab Abutment Pin 1 4 mm.....       | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012235 MultiBase Lab Abutment Pin 1 8 mm.....       | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012236 MultiBase Lab Abutment Pin 2 2 mm.....       | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012237 MultiBase Lab Bridge Screw 4 шт.....         | 7, 9, 11, 13, 15, 37, 61, 63 |
| 68012232 MultiBase Pick-Up.....                       | 6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62 |
| 68012243 MultiBase Semi-Burnout Cylinder.....         | 7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63 |
| 68012239 MultiBase Temporary Cylinder.....            | 7, 9, 11, 13, 15, 36, 61, 63 |
| 68012231 MultiBase Transfer.....                      | 6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62 |
| 68020086 PMA – Implant level (L).....                 | 13, 25                       |
| 68020085 PMA – Implant level (M).....                 | 11, 25                       |
| 68020084 PMA – Implant level (S).....                 | 9, 25                        |
| 68020087 PMA – Implant level (XL).....                | 15, 25                       |
| 68020083 PMA – Implant level (XS).....                | 7, 25                        |



| Артикул    | Сторінка                                                     | Артикул   | Сторінка                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 68020088   | PMA – Profile EV 4.2.....25, 61                              | 6801 2004 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm.....6, 27                                             |
| 68020089   | PMA – Profile EV 4.8.....25, 63                              | 6801 2008 | TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm 1 5°.....6, 28                                        |
| 68020099   | PMA – MultiBase Abutment EV.....7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63 | 25595     | TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 1 5° 2mm.....60, 68                                  |
| 680201 00  | PMA – Uni Abutment EV.....7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63       | 25592     | TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 2mm.....60, 68                                       |
| 6801 5288  | Prosthetic Tray.....57                                       | 25594     | TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 3mm.....60, 68                                       |
| 6801 2241  | Protection sleeve.....36                                     | 25593     | TiDesign Profile EV 4.2 Ø7.0 2mm.....60, 68                                       |
| 6801 3072  | TempAbutment EV (L).....19                                   | 25599     | TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 1 5° 2mm.....62, 68                                  |
| 6801 3070  | TempAbutment EV (M).....19                                   | 25596     | TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 2mm.....62, 68                                       |
| 6801 3066  | TempAbutment EV (S).....19                                   | 25597     | TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0 2mm.....62, 68                                       |
| 6801 3074  | TempAbutment EV (XL).....19                                  | 25598     | TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0.5 3mm.....62, 68                                     |
| 6801 3064  | TempAbutment EV (XS).....19                                  | 6801 2090 | TitaniumBase EV (L) 1 mm.....13, 31                                               |
| 6801 001 4 | TempBase Cap (L).....12, 20                                  | 6801 2091 | TitaniumBase EV (L) 2mm.....13, 31                                                |
| 6801 001 5 | TempBase Cap (XL).....14, 20                                 | 6801 2088 | TitaniumBase EV (M) 1 mm.....11, 31                                               |
| 6801 001 3 | TempBase Cap (XS) (S) (M).....6, 8, 10, 20                   | 6801 2089 | TitaniumBase EV (M) 2mm.....11, 31                                                |
| 26256      | Temp Abutment Profile EV 4.2 Ø4.5.....60, 65                 | 6801 2083 | TitaniumBase EV (S) 1 mm.....9, 31                                                |
| 26257      | Temp Abutment Profile EV 4.8 Ø5.0.....62, 65                 | 6801 2084 | TitaniumBase EV (S) 2mm.....9, 31                                                 |
| 25503      | TempDesign EV 3.0 Ø6 5mm.....19                              | 6801 2092 | TitaniumBase EV (XL) 1 mm.....15, 31                                              |
| 25504      | TempDesign EV 3.6 Ø7 5mm.....19                              | 6801 2093 | TitaniumBase EV (XL) 2mm.....15, 31                                               |
| 25505      | TempDesign EV 4.2 Ø9 5mm.....19                              | 6801 2081 | TitaniumBase EV (XS) 1 mm.....7, 31                                               |
| 25506      | TempDesign EV 4.8 Ø1 0 5mm.....19                            | 6801 2082 | TitaniumBase EV (XS) 2mm.....7, 31                                                |
| 25507      | TempDesign EV 5.4 Ø1 0 5mm.....19                            | 25774     | Torque Wrench EV.....56                                                           |
| 25756      | TempDesign Profile EV 4.2 Ø7.....60, 65                      | 25776     | Torque Wrench EV Restorative Driver Handle.....56                                 |
| 25757      | TempDesign Profile EV 4.8 Ø8.....62, 65                      | 25777     | Torque Wrench EV Restorative Driver Handle Low.....56                             |
| 6801 2056  | TiDesign EV (L) Ø5.5 1.5mm 1 5°.....12, 28                   | 25775     | Torque Wrench EV Surgical Driver Handle.....56                                    |
| 6801 2060  | TiDesign EV (L) Ø5.5 1.5mm Tri.....12, 28                    | 25555     | Uni Abutment EV 3.0 – 2 mm.....6, 38                                              |
| 6801 2057  | TiDesign EV (L) Ø5.5 2.5mm 1 5°.....12, 28                   | 25556     | Uni Abutment EV 3.0 – 3 mm.....6, 38                                              |
| 6801 2058  | TiDesign EV (L) Ø5.5 3.5mm 1 5°.....12, 28                   | 25557     | Uni Abutment EV 3.0 – 5 mm.....6, 38                                              |
| 6801 2059  | TiDesign EV (L) Ø5.5 4.5mm 1 5°.....12, 28                   | 25558     | Uni Abutment EV 3.6 – 1 mm.....8, 38                                              |
| 6801 2052  | TiDesign EV (L) Ø7.0 1.5mm.....12, 28                        | 25559     | Uni Abutment EV 3.6 – 2 mm.....8, 38                                              |
| 6801 2061  | TiDesign EV (L) Ø7.0 1.5mm Tri.....12, 28                    | 25560     | Uni Abutment EV 3.6 – 3 mm.....8, 38                                              |
| 6801 2053  | TiDesign EV (L) Ø7.0 2.5mm.....12, 28                        | 25561     | Uni Abutment EV 3.6 – 5 mm.....8, 38                                              |
| 6801 2054  | TiDesign EV (L) Ø7.0 3.5mm.....12, 28                        | 25562     | Uni Abutment EV 4.2 – 1 mm.....10, 38, 60                                         |
| 6801 2055  | TiDesign EV (L) Ø7.0 4.5mm.....12, 28                        | 25563     | Uni Abutment EV 4.2 – 2 mm.....10, 38, 60                                         |
| 6801 2042  | TiDesign EV (M) Ø5.5 1.5mm.....10, 28                        | 25564     | Uni Abutment EV 4.2 – 3 mm.....10, 38, 60                                         |
| 6801 2046  | TiDesign EV (M) Ø5.5 1.5mm 1 5°.....10, 28                   | 25565     | Uni Abutment EV 4.2 – 5 mm.....10, 38, 60                                         |
| 6801 2050  | TiDesign EV (M) Ø5.5 1.5mm Tri.....10, 28                    | 25566     | Uni Abutment EV 4.8 – 1 mm.....12, 38, 62                                         |
| 6801 2043  | TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm.....10, 28                        | 25567     | Uni Abutment EV 4.8 – 2 mm.....12, 38, 62                                         |
| 6801 2061  | TiDesign EV (M) Ø7.0 2.5mm 1 5°.....10, 28                   | 25568     | Uni Abutment EV 4.8 – 3 mm.....12, 38, 62                                         |
| 6801 2044  | TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm.....10, 28                        | 25569     | Uni Abutment EV 4.8 – 5 mm.....12, 38, 62                                         |
| 6801 2048  | TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm 1 5°.....10, 28                   | 25570     | Uni Abutment EV 5.4 – 1 mm.....14, 38                                             |
| 6801 2045  | TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm.....10, 28                        | 25571     | Uni Abutment EV 5.4 – 2 mm.....14, 38                                             |
| 6801 2049  | TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm 1 5°.....10, 28                   | 25572     | Uni Abutment EV 5.4 – 3 mm.....14, 38                                             |
| 6801 2051  | TiDesign EV (M) Ø7.0 1.5mm Tri.....10, 28                    | 25573     | Uni Abutment EV 5.4 – 5 mm.....14, 38                                             |
| 6801 2009  | TiDesign EV (S) Ø4.5 1.5mm.....8, 27                         | 25649     | Uni Abutment EV Burnout Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63                 |
| 6801 2017  | TiDesign EV (S) Ø4.5 1.5mm 1 5°.....8, 27                    | 25952     | Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 4.3 – 3.4 mm.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 |
| 6801 2025  | TiDesign EV (S) Ø5.5 1.5mm Tri.....8, 27                     | 2561 6    | Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 – 4.4 mm.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62          |
| 6801 201 0 | TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm.....8, 27                         | 25953     | Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 5.5 – 3.4 mm.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62 |
| 6801 201 8 | TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm 1 5°.....8, 27                    | 2561 7    | Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 – 4.4 mm.....6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62          |
| 6801 201 1 | TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm.....8, 27                         | 26245     | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Короткий.....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63           |
| 6801 201 9 | TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm 1 5°.....8, 27                    | 26246     | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Короткий.....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63           |
| 6801 201 2 | TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm.....8, 27                         | 26247     | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Довгий.....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63             |
| 6801 2020  | TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm 1 5°.....8, 27                    | 26248     | Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Довгий.....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63             |
| 6801 2062  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 1.5mm.....14, 28                       | 2561 5    | Uni Abutment EV Replica.....7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63                          |
| 6801 2064  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 1.5mm 1 5°.....14, 28                  | 25647     | Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63            |
| 6801 2063  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm.....14, 28                       | 26250     | Uni Abutment EV Temporary Cylinder.....7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63               |
| 6801 2065  | TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm 1 5°.....14, 28                  | 26249     | Uni Abutment EV Transfer.....7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63                         |
| 6801 2001  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 1.5mm.....6, 27                        | 25708     | Uni Driver EV.....55                                                              |
| 6801 2005  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 1.5mm 1 5°.....6, 27                   |           |                                                                                   |
| 6801 2002  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm.....6, 27                        |           |                                                                                   |
| 6801 2006  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm 1 5°.....6, 27                   |           |                                                                                   |
| 6801 2003  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm.....6, 27                        |           |                                                                                   |
| 6801 2007  | TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm 1 5°.....6, 27                   |           |                                                                                   |



[illegible]





